

### VITA VIONIC® BASE RESIN FLEX pink-translucent

Data da última revisão: 27.08.2025

Código do produto: 3150

Página 1 de 7

## 1 Identificação

### Identificação do produto

VITA VIONIC® BASE RESIN FLEX pink-translucent

### Usos recomendados do produto químico e restrições de uso

### Detalhes do fornecedor

#### Produtor

Companhia: DETAX GmbH  
Estrada: Carl-Zeiss-Strasse 4  
Local: D-76275 Ettlingen  
Telefone: +497243/510-0  
E-mail: post@detax.com  
Internet: www.detax.com

#### Fornecedor

Companhia: VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG  
Estrada: Spitalgasse 3  
Local: D-79713 Bad Säckingen  
Telefone: +49(0)7761-562-0  
E-mail: info@vita-zahnfabrik.com  
Pessoa de contato: regulatory affairs  
E-mail: info@vita-zahnfabrik.com  
Internet: www.vita-zahnfabrik.com  
Divisão de contato: Regulatory Affairs

Fax: +49(0)7761-562-299

### Número do telefone de emergência:

+1-800-424-9300 (CHEMTREC)

### Conselhos adicionais

medical device

## 2 Identificação de perigos

### Classificação da substância ou mistura

#### ABNT NBR 14725

Corrosão/irritação à pele: Corrosão categoria 1  
Lesões oculares graves/irritação ocular: Lesões graves categoria 1  
Sensibilização respiratória ou da pele: Sensibilização da pele 1  
Perigoso ao meio ambiente aquático: Toxicidade aquática crônica 2

### Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

#### ABNT NBR 14725

Palavra de advertência:

Perigo

Pictogramas de perigo:



Frases de perigo

H314 Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves  
H317 Pode provocar reações alérgicas na pele  
H411 Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados

### VITA VIONIC® BASE RESIN FLEX pink-translucent

Data da última revisão: 27.08.2025

Código do produto: 3150

Página 2 de 7

#### Frases de precaução

P260	Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P264	Lave ... cuidadosamente após o manuseio.
P280	Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial/proteção auricular.
P303+P361+P353	EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com água ou tome uma ducha.
P305+P351+P338	EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P310	Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P321	Tratamento específico (veja ... neste rótulo).

#### Outros perigos que não resultam em uma classificação

Não existe informação disponível.

### 3 Composição e informações sobre os ingredientes

#### Misturas

##### Ingredientes relevantes

N.º CAS	Nome químico	Quantidade
72869-86-4	7,7,9(oder 7,9,9)-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecan-1,16-diylbismethacrylate	40- < 60%
7534-94-3	Isobornylmethacrylat	5 - < 20%
127823-21-6	(Octahydro-1H-4,7-methanoinden-5-yl)methyl acrylate	5 - < 20%
27813-02-1	Hydroxypropylmethacrylat	5 - < 20%
868-77-9	metacrilato de 2-hidroxietilo	0,1 < 5 %
68909-20-6	Silamine, 1,1,1 trimethyl-N-trimethylsilyl-hydrolyseprodukt mit Siliciumdioxid	0,1 - < 5 %
84434-11-7	Ethylphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate	0,1 < 5 %

### 4 Medidas de primeiros-socorros

#### Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros

##### Contato com a pele

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão. Procurar imediatamente conselho médico.

#### Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário

Tratamento sintomático.

### 5 Medidas de combate a incêndio

#### Meios de extinção

#### Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio

### 6 Medidas de controle para derramamento ou vazamento

#### Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

##### Informação geral

Evitar todo o contacto com os olhos e com a pele.

### 7 Manuseio e armazenamento

#### Precauções para manuseio seguro

### VITA VIONIC® BASE RESIN FLEX pink-translucent

Data da última revisão: 27.08.2025

Código do produto: 3150

Página 3 de 7

#### Recomendação para um manuseio seguro

No manuseamento aberto devem ser usados dispositivos com exaustão local. Não respirar os gases/fumaça/vapores/aerosóis.

#### Orientação para prevenção de fogo e explosão

Não são necessárias medias especiais.

#### Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

##### Exigências para áreas de armazenamento e recipientes

Guardar fechado à chave. Armazenar em local acessível apenas a pessoal autorizado. Deve ser assegurada ventilação suficiente, bem como exaustão pontual particularmente em salas fechadas.

##### Informações sobre armazenamento com outros produtos

Não são necessárias medias especiais.

##### Informações suplementares sobre as condições de armazenamento

Armazene em local seco. Armazene em recipiente fechado. Fotossensibilidade (Fotosensibilidade)

## 8 Controle de exposição e proteção individual

### Parâmetros de controle

#### Medidas de controle de engenharia

##### Controlos técnicos adequados

No manuseamento aberto devem ser usados dispositivos com exaustão local. Não respirar os gases/fumaça/vapores/aerosóis.

#### Medidas de proteção pessoal, assim como equipamento de proteção individual

##### Proteção dos olhos/face

Protecção ocular Usar um equipamento de protecção dos olhos/rosto.

##### Proteção das mãos

Usar luvas apropriadas.

##### Proteção da pele

Usar vestuários de protecção apropriado.

## 9 Propriedades físicas e químicas

### Propriedades físicas e químicas básicas

Estado físico:

Cor: rosa

Ponto de ebulição ou ponto de ebulição 209 °C

inicial e faixa de ebulição:

Ponto de fulgor: >93 °C

Temperatura de autoignição: 355 °C

Pressão de vapor: 0,11 hPa

(a 20 °C)

### Outras características de segurança

#### Dados relevantes no que diz respeito às classes de perigo físico

Propriedades comburentes

Não comburente.

## 10 Estabilidade e reatividade

### Possibilidade de reações perigosas

Reacção com : Agente oxidante ,Ácido forte ,

### VITA VIONIC® BASE RESIN FLEX pink-translucent

Data da última revisão: 27.08.2025

Código do produto: 3150

Página 4 de 7

#### Materiais incompatíveis

Não existe informação disponível.

#### Produtos perigosos da decomposição

Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

## 11 Informações toxicológicas

#### Informações sobre os efeitos toxicológicos

##### ATEmix calculado

ETA (oral) > 5000 mg/kg; ETA (dérmico) > 5000 mg/kg; ETA (por inalação vapor) > 50 mg/l; ETA (por inalação pó/névoa) > 12.5 mg/l

#### Toxicidade aguda

N.º CAS	Nome químico				
	Via de exposição	Dose	Espécies	Fonte	Método
72869-86-4	7,7,9(oder 7,9,9)-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecan-1,16-diylibismethacrylate				
	oral	DL50 > 5000 mg/kg	Ratte	OECD 401	
	dérmico	DL50 > 2000 mg/kg	Ratte	OECD 402	
7534-94-3	Isobornylmethacrylat				
	oral	DL50 > 2000 mg/kg	Ratazana	MSDS	
	dérmico	DL50 > 3000 mg/kg	Coelho	MSDS	
127823-21-6	(Octahydro-1H-4,7-methanoinden-5-yl)methyl acrylate				
	oral	DL50 2000 mg/kg	Ratte		OECD
27813-02-1	Hydroxypropylmethacrylat				
	oral	DL50 > 2000 mg/kg	Ratazana	OECD 401	
	dérmico	DL50 > 5000 mg/kg	Coelho		
868-77-9	metacrilato de 2-hidroxietilo				
	oral	DL50 5564 mg/kg	Ratazana		
	dérmico	DL50 >5000 mg/kg	Coelho		
84434-11-7	Ethylphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate				
	oral	DL50 > 5000 mg/kg	Ratazana		OECD 401
	dérmico	DL50 > 2000 mg/kg	Ratazana		

#### Conselhos adicionais

A mistura não está classificada como perigosa de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE].

## 12 Informações ecológicas

#### Ecotoxicidade

### VITA VIONIC® BASE RESIN FLEX pink-translucent

Data da última revisão: 27.08.2025

Código do produto: 3150

Página 5 de 7

Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados

N.º CAS	Nome químico					
	Toxicidade aquática	Dose	[h]   [d]	Espécies	Fonte	Método
72869-86-4	7,7,9(oder 7,9,9)-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecan-1,16-diylbismethacrylate					
	Toxicidade aguda para peixes	CL50 >100 mg/l	96 h			OECD 203
	Toxicidade aguda para algas	CE50r >100 mg/l	72 h			OECD 201
	Toxicidade aguda para crustáceos	EC50 >100 mg/l	48 h	Daphnia magna	OECD 202	
7534-94-3	Isobornylmethacrylat					
	Toxicidade aguda para peixes	CL50 1,79 mg/l	96 h		MSDS	
	Toxicidade aguda para crustáceos	EC50 > 2,57 mg/l	48 h	Daphnia magna	MSDS	
127823-21-6	(Octahydro-1H-4,7-methanoinden-5-yl)methyl acrylate					
	Toxicidade aguda para peixes	CL50 1,8 mg/l	96 h	Danio rerio		OECD 203
	Toxicidade aguda para algas	CE50r 1,15 mg/l	72 h	Pseudokirchneriellas ubcapitata		OECD 201
	Toxicidade aguda para crustáceos	EC50 2,64 mg/l	48 h	Daphnia magna		OECD 202
27813-02-1	Hydroxypropylmethacrylat					
	Toxicidade aguda para peixes	CL50 493 mg/l	96 h	Leuciscus idus(Goldorfe)		
	Toxicidade aguda para algas	CE50r > 97,2 mg/l	72 h	Pseudokirchneriellas ubcapitata	OECD 201	
	Toxicidade aguda para crustáceos	EC50 380 mg/l	48 h	Daphnia magna	OECD 202	
868-77-9	metacrilato de 2-hidroxietilo					
	Toxicidade aguda para peixes	CL50 227 mg/l	96 h	Pimephales promelas (vairão)	Produtor	
84434-11-7	Ethylphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate					
	Toxicidade aguda para peixes	CL50 1,89 mg/l	96 h	Danio rerio		

#### Persistência e degradabilidade

N.º CAS	Nome químico				
	Método	Valor	d	Fonte	
	Avaliação				
127823-21-6	(Octahydro-1H-4,7-methanoinden-5-yl)methyl acrylate				
	OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69V, C.4-D	11,8%	28		
	Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriter				
27813-02-1	Hydroxypropylmethacrylat				
		94 %	28		

#### Potencial bioacumulativo

### VITA VIONIC® BASE RESIN FLEX pink-translucent

Data da última revisão: 27.08.2025

Código do produto: 3150

Página 6 de 7

#### Coefficiente de epartição n-octanol/água

N.º CAS	Nome químico	Log Pow
72869-86-4	7,7,9(oder 7,9,9)-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecan-1,16-diylbismethacrylate	3,39
27813-02-1	Hydroxypropylmethacrylat	0,97
868-77-9	metacrilato de 2-hidroxietilo	0,47

#### Outros efeitos adversos

##### Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos organismos não visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

### 13 Considerações sobre destinação final

#### Métodos recomendados para destinação final


##### Eliminação

Eliminação apropriada / Embalagem

### 14 Informações sobre transporte

#### Transporte marítimo (IMDG)

**Número ONU ou número de ID:** UN 3082  
**Nome apropriado para embarque:** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
**Classe de risco principal e subsidiário:** 9  
**Grupo de embalagem:** III  
**Rótulos:** 9



**Precauções especiais:** 274 335 969  
**Quantidade limitada (LQ):** 5 L  
**Quantidade libertada:** E1  
**EmS:** F-A, S-F

#### Outras informações aplicáveis (Transporte marítimo)

Contém: 7,7,9(oder 7,9,9)-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecan-1,16-diylbismethacrylat  
 Flash point: > 100°C

#### Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

**Número ONU ou número de ID:** UN 3082  
**Nome apropriado para embarque:** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
**Classe de risco principal e subsidiário:** 9  
**Grupo de embalagem:** III  
**Rótulos:** 9



**Precauções especiais:** A97 A158 A197 A215  
**Quantidade limitada (LQ) Passenger:** 30 kg G  
**Passenger LQ:** Y964  
**Quantidade libertada:** E1  
**IATA Instruções de embalagem - Passenger:** 964

### VITA VIONIC® BASE RESIN FLEX pink-translucent

Data da última revisão: 27.08.2025

Código do produto: 3150

Página 7 de 7

IATA Quantidade máxima - Passenger: 450 L

IATA Instruções de embalagem - Cargo: 964

IATA Quantidade máxima - Cargo: 450 L

#### Outras informações aplicáveis (Transporte aéreo)

Contém: 7,7,9(oder 7,9,9)-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecan-1,16-diylbismethacrylat

#### Perigo ao meio ambiente

PERIGOSO PARA O AMBIENTE: Sim



### 15 Informações sobre regulamentações

#### Informações pertinentes sobre a existência de regulamentações locais

Limitações ocupação de pessoas: Respeitar as restrições à ocupação dos jovens de acordo com a Constituição Federal em seu artigo 7º, XXXIII.

### 16 Outras informações

#### Revisão

Esta ficha informativa contém alterações em relação à versão anterior na(s) seção: 1,3,4,7,8,9,10,11.

*(Todos os dados referentes aos ingredientes relevantes foram retirados da versão mais recente da folha de dados de segurança correspondente do subempreiteiro.)*