

Für höchste Qualität und Effizienz



VITA VACUMAT® 6100 M

Der vollautomatische und mikro-
prozessgesteuerte Brennofen
für zuverlässiges Brennen aller
gängigen Keramiken.



Mehr erfahren!

Brennofen

VITA VACUMAT® 6100 M

Zuverlässiges Brennen aller gängigen Keramiken.

Der **VITA VACUMAT 6100 M** ermöglicht vollautomatische, mikroprozessorgesteuerte Brennvor-gänge und bietet ein Maximum an Brennqualität, Anwendersicherheit und Komfort – für alle dentalen Keramiken. Der zuverlässige Brennofen besticht durch höchste Qualität und Ästhetik.

Mit einem ergonomisch optimierten Aufbau beansprucht der Ofen trotz der großen Brennkammer eine minimale Stellfläche. Die Funktion des linearen Abkühlens sorgt für mehr Sicherheit im Brenn-prozess. Innovative Brenntechnik und Hightech-Materialien im Brennraum sorgen für eine noch homogenere Wärmeverteilung. Eine langlebigere Muffel – made in Germany – und zuverlässige Elektronik versprechen gleichbleibend gute Brennergebnisse. Zwei integrierte Abkühlplatten unterstützen abschließend die sichere Brenngutablage.

Für die Bedienung der Öfen ist das Bedienelement VITA vPad erforderlich.

Einsatzgebiete

Der VITA VACUMAT 6100 M eignet sich durch seine vorprogrammierten Brennprogramme mit Brenntemperaturen von bis zu 1.200 °C für

- Keramik-, Malfarben- und Korrekturbrände
- Glanzbrände
- Kristallisationsbrände mit und ohne Vakuum

Die Vorteile.

Moderne Technik

Innovative Brenntechnik und hoch-wertige Bauteile für eine homogene Wärmeverteilung.

Langlebigkeit

Langlebige Brennmuffel – made in Germany – und zuverlässige Elektronik für gleichbleibend gute Brennergebnisse.

Effizienz

Vielfältige Überwachungs- und Service-programme für ein Maximum an Arbeits-komfort, Sicherheit und Zeitersparnis.

VITA Update Messenger
Software-Updates als Service inklusive.
Jetzt direkt abonnieren!



Get your VITA Update-Messenger on
www.vita-zahntabrik.com/update-messenger



Verblendmaterialien
z.B. VITA LUMEX AC

CAD/CAM



VITA

VACUMAT 6100 M

VITA VACUMAT® 6100 M

Bitte beachten Sie

Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht verträglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird und hieraus ein Schaden entsteht. Herausgabe dieser Produktbroschüre: 2025-11. Mit der Herausgabe dieser Produktbroschüre verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.vita-zahnfabrik.com

VITA VACUMAT® 6100 M ist CE gekennzeichnet im Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG, 2014/30/EU und 2011/65/EU

In diesem Dokument genannte Produkte/Systeme anderer Hersteller sind eingetragene Marken der jeweiligen Hersteller.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Allemagne

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

