

VITA

Para una calidad
y eficiencia de
primer nivel



VITA VACUMAT® 6100 M

El horno de cocción totalmente automático y controlado por microprocesador para la cocción fiable de todas las cerámicas de uso habitual.



¡Descubra más!

Horno de cocción

VITA VACUMAT® 6100 M

Cocción fiable de todas las cerámicas de uso habitual.

El horno **VITA VACUMAT 6100 M** permite cocciones completamente automáticas y controladas por micro-procesador. Esto garantiza el nivel máximo de calidad de cocción, seguridad del usuario y confort para todas las cerámicas dentales. Este fiable horno de cocción convence por su excelente calidad y estética.

Gracias a su diseño ergonómico optimizado, el horno requiere un espacio mínimo pese al gran tamaño de su cámara de cocción. La función de enfriamiento lineal aumenta la seguridad del proceso de cocción. La técnica de cocción innovadora y los materiales de alta tecnología en la cámara de cocción proporcionan una distribución del calor aún más homogénea. Una mufla de cocción más duradera (made in Germany) y una electrónica fiable posibilitan unos resultados de cocción siempre satisfactorios. Por último, dos bandejas de enfriamiento integradas permiten depositar de manera segura las piezas de cocción.

Para manejar los hornos es necesario contar con la unidad de mando VITA vPad.

Ámbitos de uso

Gracias a sus programas de cocción preprogramados con temperaturas de cocción de hasta 1200 °C, el horno VITA VACUMAT 6100 M está indicado para:

- Cocciones de cerámica, de maquillajes y de corrección
- Cocciones de glaseado
- Cocciones de cristalización con y sin vacío

Las ventajas.

Tecnología avanzada

Tecnología de cocción innovadora y componentes de alta calidad que proporcionan una distribución homogénea del calor.

Durabilidad

Mufla de cocción duradera (made in Germany) y electrónica fiable para obtener unos resultados de cocción siempre satisfactorios.

Eficiencia

Diversos programas de monitorización y mantenimiento maximizan la comodidad de trabajo, la seguridad y el ahorro de tiempo.

VITA Update Messenger
Servicio de actualizaciones
de software incluido.
¡Suscríbase ahora!



Get your VITA Update-Messenger on
www.vita-zahnfabrik.com/update-messenger



Materiales de
recubrimiento, p. ej.,
VITA LUMEX AC

CAD/CAM



A close-up photograph of the VITA VACUMAT 6100 M machine. The machine is black with a prominent red ring around the central processing area. The brand name 'VITA' is printed in white on the upper black section, and 'VACUMAT 6100 M' is printed below it. The machine is shown in a clinical or laboratory setting with a blurred background.

VITA

VACUMAT 6100 M

VITA VACUMAT® 6100 M

Nota importante

Nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados de la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. Publicación de este folleto de producto: 2025-11. Con la publicación de este folleto de producto pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com

VITA VACUMAT® 6100 M lleva el marcado CE conforme a las Directivas 2006/42/CE, 2014/30/UE y 2011/65/UE.

Los productos/sistemas de otros fabricantes mencionados en este documento son marcas registradas de sus respectivos fabricantes.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Allemagne

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

