

Pour une qualité
et une efficacité
optimales



VITA VACUMAT® 6100 M

Le four entièrement automatique
et commandé par microprocesseur
pour une cuisson fiable de toutes
les céramiques courantes.



En savoir plus !

Four de cuisson

VITA VACUMAT® 6100 M

Cuisson fiable de toutes les céramiques courantes.

Le **VITA VACUMAT 6100 M** permet des processus de cuisson entièrement automatiques, commandés par microprocesseur. Il offre une qualité de cuisson, une sécurité d'utilisation et un confort maximaux pour toutes les céramiques dentaires. Ce four de cuisson fiable séduit par sa qualité et son esthétique exceptionnelles.

Avec une structure ergonomique optimisée, le four occupe un espace minimal d'encombrement malgré sa grande enceinte de combustion. La fonction de refroidissement linéaire assure plus de sécurité dans le processus de cuisson. La technique de cuisson innovante et les matériaux de haute technicité garantissent une répartition plus homogène de la chaleur. Un moufle de cuisson durable – made in Germany – et une électronique fiable garantissent de bons résultats de cuisson constants. Deux tablettes de refroidissement intégrées sécurisent enfin la dépose des pièces cuites.

L'élément de commande VITA vPad est nécessaire pour utiliser les fours.

Domaines d'utilisation

Grâce à ses programmes de cuisson préprogrammés, le VITA VACUMAT 6100 M convient à des températures de cuisson jusqu'à 1 200 °C pour

- les cuissons de céramiques, des colorants et de correction
- les cuissons de glaçage
- les cuissons de cristallisation avec ou sans vide

Les avantages.

Technique moderne

Technique de cuisson innovante et composants de haute qualité pour une répartition homogène de la chaleur.

Longévité

Moufle de cuisson durable – made in Germany – et électronique fiable pour de bons résultats de cuisson constants.

Efficacité

Nombreux programmes de surveillance et utilitaires pour un confort de travail, une sécurité et un gain de temps maximum.

VITA Update Messenger
Mise à jour du logiciel incluse en tant que service.
S'abonner directement dès à présent !





VITA

VACUMAT 6100 M

VITA VACUMAT® 6100 M

N.B.

Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Publication de cette brochure produit : 2025-11 Cette nouvelle édition la brochure du produit rend caduques toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur www.vita-zahnfabrik.com

VITA VACUMAT® 6100 M porte le marquage CE conformément aux directives CE 2006/42/CE, 2014/30/CE et 2011/65/CE

Les produits/systèmes d'autres fabricants cités dans ce document sont des marques déposées des fabricants respectifs.

 **VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG**

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Allemagne

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

