

Welches vPad passt zu Ihren Anforderungen?

Ich möchte ...	VITA vPad® LITE	VITA vPad® PRO
... eigene Profile und individuelle Brennprogramme anlegen.	✓ (VITA + 1 User)	✓ (VITA + 11 User)
... mehrere digitale Arbeitsplätze / Desktops anlegen.	✓ (bis zu 10 Desktops)	✓ (unbegrenzt flexibel)
... SD-Slots für Fotoübertragungen nutzen.	✓ (1 x SD-Slot)	✓ (1 x SD-Slot)
... USB-Schnittstellen für Datentransfer verwenden.	✓ (2 x USB)	✓ (2 x USB)
... Profile, Brennprogramme und Gerätedaten auf andere VITA vPads oder PCs übertragen.	✓	✓
... protokollierte Daten online an den VITA Service senden.	✓	✓
... bis zu 4 Öfen gleichzeitig steuern.	✗	✓
... eine digitale Assistenzfunktion mit Step-by-Step-Anleitung nutzen.	✗	✓
... mit der Furnace App Benachrichtigungen aufs Smartphone erhalten.	✗	✓
... einen Timer für den Programmstart einstellen.	✗	✓
... den integrierten Webbrowser nutzen.	✗	✓
... per WLAN Verbindung zwischen Ofen und vPad herstellen.	✗	✓