

¿Qué vPad se ajusta mejor a sus necesidades?

Me gustaría ...	VITA vPad® LITE	VITA vPad® PRO
... Perfiles y programas de cocción personalizados.	✓ (VITA + 1 usuario)	✓ (VITA + 11 usuario)
... Varios puestos de trabajo/escritorios digitales.	✓ (hasta 10 escritorios)	✓ (flexibilidad sin límites)
... Ranuras SD para transferir imágenes.	✓ (1 x ranura SD)	✓ (1 x ranura SD)
... Interfaces USB para transferencia de datos.	✓ (2 x USB)	✓ (2 x USB)
... Transferencia de perfiles, programas de cocción y datos del aparato a otros VITA vPad u otros ordenadores.	✓	✓
... Envío en línea de los datos registrados al servicio de asistencia de VITA.	✓ (mediante conexión wifi)	✓ (mediante conexión wifi)
... Control simultáneo de hasta 4 hornos.	✗	✓
... Función de asistencia digital con instrucciones paso a paso.	✗	✓
... Notificaciones en el móvil con la aplicación Furnace.	✗	✓
... Temporizador para iniciar el programa.	✗	✓
... Navegador web integrado.	✗	✓
... Conexión wifi entre el horno y el vPad.	✗	✓