

Quale vPad è adatto alle vostre esigenze?

Vorrei ...	VITA vPad® LITE	VITA vPad® PRO
... Profili e programmi di cottura personalizzati.	✓ (VITA + 1 User)	✓ (VITA + 11 User)
... Più postazioni di lavoro digitali / desktop.	✓ (fino a 10 desktop)	✓ (flessibilità illimitata)
... Slot SD per il trasferimento di foto.	✓ (1 x slot SD)	✓ (1 x slot SD)
... Interfacce USB per il trasferimento di dati.	✓ (2 x USB)	✓ (2 x USB)
... Trasferimento di profili, programmi di cottura e di apparecchi su altri VITA vPad o PC.	✓	✓
... Inviare i dati registrati online al servizio VITA.	✓ (con connessione WLAN)	✓ (con connessione WLAN)
... Gestione di fino a 4 forni contemporaneamente.	✗	✓
... Funzione di assistenza digitale con istruzioni step-by-step.	✗	✓
... Ricezione di notifiche sullo smartphone con l'app Forna-ce.	✗	✓
... Timer per l'avvio dei programmi.	✗	✓
... Web browser integrato.	✗	✓
... Connessione WLAN tra forno e vPad.	✗	✓