

Soluzioni sempre migliori **per protesi perfette**



VITA PROSTHETIC SOLUTIONS

Con le SOLUZIONI VITA PROSTHETIC usufruite di un'estetica naturale, di una qualità del materiale affidabile e di una grande versatilità in base alle esigenze cliniche.



Le linee di denti in sintesi

Realizzare protesi dentali premium.

La PROTESI PREMIUM VITA offre denti in materiale composito MRP (Microfiller Reinforced Polymermatrix) di elevata qualità, con giochi di forme e colori vitali-naturali per protesi totali, parziali e implantari straordinarie e altamente estetiche.

PREMIUM PROSTHETICS



Progettare e risolvere in sicurezza casi complessi.

La PROTESI UNIVERSALE VITA offre da decenni sperimentati denti in composito MRP (Microfiller Reinforced Polymermatrix) e un'ampia gamma di colori e forme per risultati convincenti in casi clinici complessi.

UNIVERSAL PROSTHETICS



Una migliore resa estetica ad un prezzo contenuto.

La PROTESI STANDARD VITA è composta da denti in polimero HC (Highly Cross-Linked Polymer) per la realizzazione semplice e affidabile di solide riabilitazioni standard.

STANDARD PROSTHETICS



VITA VIONIC SOLUTIONS: Your Next Level

Fate il passo successivo: Vi accompagniamo sulla strada delle protesi digitali. Sia che optiate per la stampa, il fresaggio o una combinazione smart di entrambe le tecniche, potete scegliere il workflow più adatto alla vostra situazione.

DIGITAL DENTURES





Anteriori

VITAPAN EXCELL®

Generazione di denti anteriori premium con un gioco brillante di forme, colori e luci per protesi dall'aspetto naturale.

Forme

- geometria dentale corposa e naturale per risultati brillanti
- caratteristiche incisali marcate per una vivacità speciale
- liste palatali larghe per una configurazione ottimale di papille/spazi interdentali

Caratteristiche particolari

- tessitura superficiale ricca di sfaccettature per una distribuzione e riflessione naturale della luce. Una semplice lucidatura consente di adattare facilmente la struttura della superficie all'età
- stratificazione 3D per una transizione cromatica armoniosa

Prodotto raccomandato tra l'altro per

- protesi totali e parziali
- protesi implantari

Concetto protesico / di montaggio

Per tutti i montaggi comuni (contatto lingualizzato o buccalizzato), come pure concetti bilanciati o di guida fronto-canina, ad es. con i metodi Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TiF, ABC.

Colori disponibili

- **29 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER**
0M1, 0M2, 0M3, 1M1–5M3
- **16 colori VITA classical A1–D4**

Autenticamente naturale

L'ampia gamma di colori e forme offre un'assoluta libertà di scelta e individualizzazione.

Autenticamente vitali

La trasmissione equilibrata della luce porta a dinamiche di luce fedeli alla natura, consentendo al contempo una levigatura sottile.

Autenticamente forte

I denti premium VITA in composito MRP di alta qualità sono sinonimo di durata, migliore lucidabilità ed estetica naturale.

Tabella forme

Anteriori dell'arcata superiore							
 ovale	O41  10,1 7,4	O43  9,7 7,9	O45  9,7 8,4	O47  10,3 8,6	O48  11,1 9,1	O49  11,2 9,0	O51  12,3 9,3
	T42  9,5 7,7	T44  9,7 8,1	T46  11,1 8,2	T47  11,2 8,5	T48  10,5 8,7	T50  11,6 9,2	T51  11,8 9,4
 triangolare	T54  12,7 9,8						
 rettangolare	R45  9,9 8,2	R47  11,2 8,6	R49  11,6 8,9				
 quadrato	S46  10,3 8,5	S48  9,1 8,7	S52  10,7 9,6				

Anteriori dell'arcata inferiore

L33  9,0 5,0	L35  9,9 5,2	L37  9,4 5,5	L37LC  11,4 5,6	L39  9,8 6,0	L41  10,8 6,1	
---	---	---	--	---	--	--

Combinazioni consigliate

VITAPAN EXCELL® Anteriori		VITAPAN® LINGOFORM Posteriori		VITAPAN EXCELL® Anteriori		VITAPAN® LINGOFORM Posteriori	
Sup./Nr.	Inf./Nr.	Sup./Nr.	Inf./Nr.	Sup./Nr.	Inf./Nr.	Sup./Nr.	Inf./Nr.
 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
O41 41,3	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7	T47 46,9	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
O43 43,1	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7	T48 48,1	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
O45 45,1	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1	T50 50,0	L39 39,0	24L 35,8	24L 36,4
O47 47,3	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1	T51 51,4	L39 39,0	23L 34,2	23L 34,8
O48 48,1	L37/L37LC 37,3/ 37,4	22L 31,6	22L 32,1	T54 54,4	L41 41,2	24L 35,8	24L 36,4
O49 49,1	L39 39,0	23L 34,2	23L 34,8	R45 45,4	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1
O51 51,4	L41 41,2	24L 35,8	24L 36,4	R47 47,0	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
T42 42,0	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7	R49 49,1	L39 39,0	23L 34,2	23L 34,8
T44 44,1	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7	S46 46,3	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1
T46 46,2	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1	S48 47,9	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
				S52 52,1	L41 41,2	23L 34,2	23L 34,8

Le combinazioni riportate in tabella sono indicazioni generali, non vincolanti, che possono variare in funzione della situazione del singolo paziente.



Posteriori

VITAPAN® LINGOFORM

I denti posteriori premium abbinano perfettamente funzionalità ed estetica.

Forme

- geometria corposa con dimensioni lingo-buccali naturali
- design oclusale multifunzionale con contatti di centrica definiti

Prodotto raccomandato tra l'altro per

- protesi totali e parziali
- protesi implantari

Per tutti i montaggi comuni (contatto lingualizzato o buccalizzato), come pure concetti bilanciati o di guida fronto-canina
ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC

Particolarmente indicato per

concetti di occlusione lingualizzata

Colori disponibili

- 29 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER
0M1, 0M2, 0M3, 1M1–5M3
- 16 colori VITA classical A1–D4

Autenticamente funzionale

Le zone oclusali, progettate in modo funzionale, favoriscono l'allineamento statico ottimale della protesi, proteggono la materia dentale e offrono un elevato comfort.

Autenticamente semplice

VITAPAN LINGOFORM è adatto a tutte le possibilità di configurazione, inclusa l'occlusione lingualizzata. Il principio VITA Easy Centric consente un montaggio semplice e intuitivo con individuazione automatica della centrica.

Autenticamente estetica

La stratificazione multipla e la morfologia della superficie, identica a quella naturale, creano una riflessione della luce viva e armoniosa.

Posteriori			
21L	22L	23L	24L
9,6	10,0	10,9	11,0
10,0	10,2	10,8	11,2



Anteriori

VITA PHYSIODENS®

I denti anteriori premium per protesi fedeli fino nei minimi dettagli.

Forme

- geometria corposa come in natura per una buona integrazione nella dentatura residua
- caratteristiche incisali marcate e vitali e curvatura labiale simile al dente naturale
- area cervicale larga per una configurazione ottimale di papille/spazi interdentali
- elevato volume (basale) per il mascheramento di strutture secondarie/terziarie

Caratteristiche particolari

- cromaticità esatta per un buon mascheramento di strutture terziarie
- tessitura superficiale ricca di sfaccettature per un gioco di luci naturale
- struttura a stratificazione 3D per una transizione cromatica naturale

Prodotto raccomandato tra l'altro per

- Protesi totali
- Protesi parziali
- Protesi implantari
- Riabilitazioni telescopiche e coniche
- Lavori con attacchi e protesi scheletrate

Particolarmente indicato per

BLP (BIO-Logische Prothetik) secondo dott. E. End

Colori disponibili

- **28 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER**
0M1, 0M3, 1M1–5M3
- **16 colori VITA classical A1–D4**
A1–D4

Individuale

Ampia selezione di colori e forme in un design ricco di dettagli, ispirato al modello della natura.

Completo

Design dentale per la massima funzionalità, versatile e flessibile nell'utilizzo.

Eccellente

Materiale MRP di alta qualità, funzionalità ed estetica per le massime esigenze.

Tabella forme

 ovale	Anteriori dell'arcata superiore						
	01S	02L	03M	04L	05L	06L	
							
	10,8 7,6	11,5 8,4	10,8 8,6	12,7 9,0	11,4 9,1	13,1 9,7	
 triangolare	T6S*	T2S	T1S	T3M	T4M	T5M	T6L
							
	10,4 7,4	10,1 8,3	10,2 8,7	11,7 8,4	11,3 8,8	11,1 8,8	12,4 8,9
 rettangolare	T7M	T8L	T9L				
							
	11,6 8,8	11,6 9,2	13,1 9,4				
 quadrato	X1M	X2L	X3L				
							
	11,0 8,8	11,6 8,7	11,8 9,0				
	Z1S	Z2S					
							
	9,8 8,1	10,1 8,7					

Anteriori dell'arcata inferiore						
L1S	L2M	L3M	L4M	L5M	L6L	L7L
						
8,8 4,9	10,4 5,2	10,5 5,2	9,4 5,4	10,4 5,5	11,4 5,8	10,4 5,5
L8L						
						
13,0 6,3						

*) Forma disponibile solo nei colori VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Combinazioni consigliate

VITA PHYSIODENS® Anteriori		VITA PHYSIODENS® Posteriori		VITA PHYSIODENS® Anteriori		VITA PHYSIODENS® Posteriori	
Sup./Nr.  mm	Inf./Nr.  mm	Sup./Nr.  mm	Inf./Nr.  mm	Sup./Nr.  mm	Inf./Nr.  mm	Sup./Nr.  mm	Inf./Nr.  mm
01S 42,3	L1S 33,0	21E 30,5	21E 32,7	T5M 46,2	L3M 36,3	23E 33,5	23E 34,6
02L 45,7	L2M 34,5	22E 32,9	22E 33,7	T6L 47,3	L5M 37,0	23E 33,5	23E 34,6
03M 47,2	L3M 36,3	23E 33,5	23E 34,6	T7M 47,5	L7L 38,2	23E 33,5	23E 34,6
04L 49,2	L6L 38,2	24E 34,8	24E 36,1	T8L 49,0	L5M 37,0	24E 34,8	24E 36,1
05L 50,1	L6L 38,2	24E 34,8	24E 36,1	T9L 49,6	L6L 38,2	25E 36,7	25E 37,3
06L 51,3	L8L 43,5	25E 36,7	25E 37,3				
T6S 41,0	L1S 33,0	21E 30,5	21E 32,7	X1M 46,3	L3M 36,3	23E 33,5	23E 34,6
T2S 44,9	L2M 34,5	21E 30,5	21E 32,7	X2L 46,2	L4M 35,5	23E 33,5	23E 34,6
T1S 45,3	L1S 33,0	20E 29,4	20E 31,0	X3L 47,8	L5M 37,0	24E 34,8	24E 36,1
T3M 45,6	L3M 36,3	22E 32,9	22E 33,7	Z1S 44,1	L1S 33,0	21E 30,5	21E 32,7
T4M 45,6	L4M 35,5	22E 32,9	22E 33,7	Z2S 47,5	L5M 37,0	22E 32,9	22E 33,7

Le combinazioni riportate in tabella sono orientative e possono variare in funzione della situazione del singolo paziente.



Posteriori

VITA PHYSIODENS®

Denti posteriori premium completamente anatomici che seguono il modello naturale

Forme

- geometria corposa basata sulle dimensioni dei denti naturali
- rilievi delle superfici occlusali/cuspidi completamente anatomici secondo il modello naturale

Caratteristiche particolari

- elevato volume (basale)
- inclinazione delle cuspidi superiori: circa $> 30^\circ$
- configurazione delle fessure fedele nel dettaglio

Prodotto raccomandato tra l'altro per

- Protesi totali
- Protesi parziali
- Protesi implantari
- Riabilitazioni telescopiche e coniche
- Lavori con attacchi e protesi scheletrate

Particolarmente indicato per

BLP (BIO-Logische Prothetik) secondo dott. E. End

Colori disponibili

- 28 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER 0M1, 0M3, 1M1-5M3
- 16 colori VITA classical A1-D4 A1-D4

Morfologia naturale

Semplice ripristino della funzione masticatoria naturale grazie a superfici occlusali con morfologia naturale.

Individuazione intuitiva della centrica

Facile installazione con individuazione automatica della centrica grazie al design occlusale coordinato.

Eccellente stabilità

Qualità VITA sempre affidabile grazie all'elevata caricabilità e stabilità all'abrasione.

Posteriori					
20E	21E	22E	23E	24E	25E
8,9	9,5	9,5	11,1	11,8	11,2
8,3	8,7	9,0	9,8	9,8	9,5



Anteriori

VITAPAN®

Denti anteriori universali con forme pronunciate e funzionali all'età, in composito MRP.

Forme

- Geometria pronunciata e funzionale all'età per protesi totali/parziali
- bordo incisale piatto, con abrasioni come in natura
- area cervicale stretta

Caratteristiche particolari

- equilibrio armonioso tra croma e traslucenza
- tessitura superficiale uniforme, caratteristica dei pazienti anziani
- struttura a stratificazione 3D per una transizione cromatica naturale

Prodotto raccomandato tra l'altro per

- protesi totali e parziali
- gerontoprotesi
- protesi in situazioni di spazio limitato

Per tutti i montaggi comuni (contatto lingualizzato o buccalizzato), come pure concetti bilanciati o di guida fronto-canina:
ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TiF, ABC

Colori disponibili

- **28 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER**
0M1, 0M3, 1M1–5M3
- **15 colori VITA classical A1–D4**
A1–D4 (senza B1)

Funzionali all'età

La varietà delle forme consente la realizzazione di protesi totali/parziali funzionali all'età.

Effetto cromatico naturale

Andamento cromatico 3D integrato dal colletto al bordo incisale.

Efficienza

Ottima omogeneità merceologica e stabilità marginale.

Tabella forme



ovale



triangolare



rettangolare



quadrato

Anteriori dell'arcata superiore						
013 9,5 7,9	025 9,9 8,1	034 9,7 8,0	035 9,8 8,0	043 9,4 8,2	086 9,9 8,9	097 11,5 9,0
098* 11,8 9,0	099 12,5 9,8					
T36* 10,1 8,1	T53 9,2 8,1	T56 10,0 8,3	T66 10,2 8,3	T67 10,0 8,4	T76* 10,4 8,2	T77* 10,6 8,5
T88* 10,6 8,7	T98 10,8 9,3	T99 11,1 9,0				
X13 9,3 7,7	X66 10,1 8,9	X77 10,1 8,5	X87 10,1 8,9	X96 10,0 9,3	X99 12,7 9,4	
Z51 8,8 8,3	Z61 8,7 8,2	Z74 9,6 8,8	Z84 9,4 8,7	Z85 9,7 8,6	Z97 10,2 8,5	

Anteriori dell'arcata inferiore							
L3 8,0 5,9	L5* 9,2 5,2	L5L 9,9 5,1	L7* 8,7 5,4	L9 9,0 5,6	L11* 9,1 5,7	L13 8,7 5,6	L15 12,2 5,7
L4* 8,3 4,7	L8 9,8 5,9	L10 9,2 5,9	L12 9,8 6,2	L14 10,9 6,1			

*) I colori Bleached 0M1 e 0M3 sono disponibili esclusivamente in forme selezionate.

Combinazioni consigliate

Per protesi parziale e combinata:

Anteriori VITAPAN in combinazione con posteriori VITAPAN CUSPIFORM

Per gerontoprotesi:

Anteriori VITAPAN in combinazione con posteriori VITAPAN SYNOFORM

VITAPAN® Anteriori		VITAPAN® CUSPIFORM Posteriori		VITAPAN® SYNOFORM Posteriori	
Sup./Nr. mm	Inf./Nr. mm	Sup./Nr. mm	Inf./Nr. mm	Sup./Nr. mm	Inf./Nr. mm
013 41,7	L4 32,7	40C 28,1	40C 29,5	10S 29,0	10S 30,5
025 42,8	L3 33,4	40C 28,1	40C 29,5	10S 29,0	10S 30,5
034 43,3	L3 33,4	41C 29,9	41C 31,3	11S 30,0	11S 31,9
035 43,2	L3 33,4	41C 29,9	41C 31,3	11S 30,0	11S 31,9
043 43,6	L5 35,3	41C 29,9	41C 31,3	11S 30,0	11S 31,9
086 47,1	L11 36,9	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
097 49,2	L8 38,9	44C 32,8	44C 34,6	14S 33,1	14S 35,4
098 48,1	L13 37,0	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
099 52,5	L14 41,7	45C 34,8	45C 36,3	14S 33,1	14S 35,4

Altre combinazioni alla pagina successiva. >

Combinazioni consigliate

VITAPAN® Anteriori		VITAPAN® CUSPIFORM Posteriori		VITAPAN® SYNOFORM Posteriori	
Sup./Nr.  mm	Inf./Nr.  mm	Sup./Nr.  mm	Inf./Nr.  mm	Sup./Nr.  mm	Inf./Nr.  mm
T36 43,7	L4 32,7	40C 28,1	40C 29,5	10S 29,0	10S 30,5
T53 44,6	L5 35,3	41C 29,9	41C 31,3	11S 30,0	11S 31,9
T56 44,4	L5 35,3	41C 29,9	41C 31,3	11S 30,0	11S 31,9
T66 44,6	L5 35,3	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
T67 45,1	L4 32,7	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
T76 45,9	L7 36,2	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
T77 46,2	L11 36,9	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
T88 47,1	L11 36,9	44C 32,8	44C 34,6	14S 33,1	14S 35,4
T98 50,5	L15 38,0	45C 34,8	45C 36,3	14S 33,1	14S 35,4
T99 48,0	L11 36,9	44C 32,8	44C 34,6	14S 33,1	14S 35,4

Combinazioni consigliate

VITAPAN® Anteriori		VITAPAN® CUSPIFORM Posteriori		VITAPAN® SYNOFORM Posteriori	
Sup./Nr.  mm	Inf./Nr.  mm	Sup./Nr.  mm	Inf./Nr.  mm	Sup./Nr.  mm	Inf./Nr.  mm
X13 41,5	L4 32,7	41C 29,9	41C 31,3	11S 30,0	11S 31,9
X66 45,9	L9 36,1	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
X77 47,0	L11 36,9	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
X87 46,9	L11 36,9	44C 32,8	44C 34,6	14S 33,1	14S 35,4
X96 50,0	L10 39,0	44C 32,8	44C 34,6	14S 33,1	14S 35,4
X99 50,6	L15 38,0	45C 34,8	45C 36,3	14S 33,1	14S 35,4
Z51 44,6	L3 33,4	43C 31,0	43C 32,3	13S 31,3	13S 33,9
Z61 45,5	L3 33,4	43C 31,0	43C 32,3	12S 31,1	12S 32,7
Z74 46,7	L9 36,1	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
Z84 46,7	L9 36,1	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
Z85 47,5	L13 37,0	44C 32,8	44C 34,6	14S 33,1	14S 35,4
Z97 52,2	L12 41,0	45C 34,8	45C 36,3	14S 33,1	14S 35,4

Le combinazioni riportate in tabella sono orientative e possono variare in funzione della situazione del singolo paziente.



Morfologia naturale

Semplice ripristino della funzione masticatoria naturale grazie alla morfologia naturale delle superfici occlusali.

Eccellente stabilità

Grazie all'elevata caricabilità e stabilità all'abrasione.

Efficiente

Grazie all'ottima omogeneità merceologica e alla stabilità marginale.

Posteriori

VITAPAN® CUSPIFORM

Denti posteriori universali con forme pronunciate e funzionali all'età, in composito MRP.

Forme

- geometria fine e sottile che lascia uno spazio libero più ampio per la lingua
- rilievo pronunciato delle superfici occlusali/cuspidi per una buona identificazione della centrica e intercuspazione

Caratteristiche particolari

- inclinazione delle cuspidi superiori: circa 23° - 28°
- struttura a stratificazione 3D per una transizione cromatica naturale

Prodotto raccomandato tra l'altro per

- protesi totali e parziali
- protesi in situazioni di spazio limitato

Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e bilanciata

ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC

Particolarmente indicato per concetti di occlusione buccale

Colori disponibili

- 27 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER 0M3, 1M1-5M3
- 15 colori VITA classical A1-D4 A1-D4 (senza B1)

Posteriori					
40C	41C*	42C*	43C	44C*	45C
7,8	8,4	8,3	8,5	9,1	9,4
7,6	8,0	8,0	8,1	8,7	8,6

*) Il colore Bleached 0M3 è disponibile esclusivamente in forme selezionate.



Posteriori

VITAPAN SYNOFORM®

Denti posteriori universali sottili in composito MRP con rilievo occlusale piatto.

Forme

- geometria fine e sottile che lascia uno spazio libero più ampio per la lingua
- rilievo delle superfici occlusali / cuspidi ridotte e piatte per ampie possibilità di movimento

Caratteristiche particolari

- inclinazione delle cuspidi superiori: circa 6°
- struttura a stratificazione 3D per una transizione cromatica naturale

Prodotto raccomandato tra l'altro per

- protesi totali e parziali
- protesi implantari
- gerontoprotesi

Per tutti i montaggi comuni (contatto lingualizzato o buccalizzato), come pure concetti bilanciati o di guida fronto-canina
ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC

Colori disponibili

- 15 colori VITA classical A1–D4
A1–D4 (senza B1)

Per gerontoprotesi

Semplice ripristino della funzione masticatoria grazie al rilievo occlusale piatto per un'ampia libertà di movimento.

Eccellente stabilità

Elevata caricabilità e stabilità all'abrasione.

Efficienza

Ottima omogeneità merceologica e stabilità marginale.

Posteriori					
10S	11S	12S	13S	14S	
7,5	7,8	8,7	8,3	9,3	
6,8	7,3	7,8	7,4	8,3	



Anteriori e posteriori

VITA MFT®

Straordinaria efficienza e qualità convincente.

Forme

Anteriori

- geometria dentale universale con conformazione secondo il modello naturale
- design incisale di forma elegante e conformazione secondo il modello naturale

Posteriori

- geometria dentale universale con estensione lingo-buccale naturale
- design oclusale multifunzionale con punti di contatto predefiniti

Caratteristiche particolari

- rapporto equilibrato smalto-dentina per un gioco di luce naturale
- tessitura superficiale ricca di sfumature con mammelloni integrati
- struttura a stratificazione 3D per una transizione cromatica naturale
- inclinazione delle cuspidi superiori: circa 15° - 20°

Prodotto raccomandato tra l'altro per

- solide soluzioni standard per protesi totale/parziale

Per tutti i montaggi comuni (contatto lingualizzato o buccalizzato), come pure concetti bilanciati o di guida fronto-canina:

ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC

Colori disponibili

- **16 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER**
(0M1, 0M2, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3M1, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 3M3, 4L1.5, 4M2, 5M1)
- **16 colori VITA classical A1-D4**

Risparmio di tempo

Montaggio semplice ed efficiente grazie al principio VITA Easy Centric. Indicato per tutti i comuni concetti di montaggio.

Risparmio di denaro

Il dente preconfezionato multifunzionale ed economico in una vasta gamma di colori e forme. Disponibile in 16 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER e 16 colori VITA classical A1-D4.

Risparmio di seccature

Risultati affidabili e rapidi di qualità convincente che entusiasmano non solo voi come utilizzatori ma anche i pazienti.

VITAPAN®
EXCELL®

VITAPAN®
NGOFORM

VITA
PHYSIODENS®

VITAPAN®

VITA MFT®

DIGITAL DENTURES

Tabella forme

Anteriori dell'arcata superiore					
 ovale O40  10,0 7,5 O44  10,2 8,1 O49  11,8 9,0 <td colspan="2"></td>					
 triangolare T41  9,4 7,5 T43  10,3 8,2 T46  10,2 8,5 T49  11,8 9,0 <td colspan="2"></td>					
 rettangolare R42  9,3 7,9 R45  10,3 8,2 R47  11,0 8,5 <td colspan="2"></td>					
 quadrato S47  10,8 8,9 S50  12,0 9,2 <td colspan="2"></td>					
Anteriori dell'arcata inferiore					
L33  9,0 4,8	L34  8,6 5,1	L37  9,8 5,5	L37LN*  9,8 5,5	L40  10,5 6,1	
Posteriori					
PU29 – PL29 9,0  9,5	PU31 – PL31 9,6  10,0	PU33 – PL33 10,3  10,6			

*) geometria LN con colletto allungato

Combinazioni consigliate

VITA MFT® Anteriori		VITA MFT® Posteriori	
Sup./Nr. mm	Inf./Nr. mm	Sup./Nr. mm	Inf./Nr. mm
O40 40,0	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6
O44 43,9	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6
O49 49,2	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6
T41 40,5	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6
T43 43,3	L34 34,0	PU31 30,6	PL31 31,1
T46 46,1	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1
T49 48,8	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6
R42 42,1	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6
R45 44,5	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1
R47 46,6	L37 36,8	PU33 33,0	PL33 33,6

Le combinazioni riportate in tabella sono orientative e possono variare in funzione della situazione del singolo paziente.



LIBRERIE DI DENTI DIGITALI

VITA VIONIC®

Montaggio rapido delle protesi grazie a sette montaggi preconfigurati.


Libreria di denti digitale VITA VIONIC VIGO: per la progettazione di protesi totali con i denti preconfezionati VITA VIONIC VIGO sono disponibili sette tipologie di montaggio predefinite. Le basi protesiche e i try-in monoblocco possono essere realizzati in modo semplice e rapido con numerosi sistemi aperti di fresaggio e stampa 3D comunemente disponibili in commercio. Il dente protesico VITA VIONIC VIGO può essere quindi inserito in modo semplice e preciso. Usufruite della competenza di VITA nella progettazione dentale e della più grande scelta di tipologie di montaggio.

Libreria di denti digitale VITA VIONIC DIGITAL VIGO: la versione ampliata della libreria di denti digitale VITA consente inoltre di esportare i dati STL delle protesi montate, sia complessivi (protesi try-in) che separati in elementi dei denti e progetti di basi. A seconda delle esigenze, le protesi create utilizzando geometrie multifunzionali possono essere fresate direttamente dal disco, oppure realizzate in una stampante 3D. VITA VIONIC DIGITAL VIGO schiude così possibilità nuove e flessibili per lavorare in modo digitale.



Le librerie di denti digitali VITA VIONIC sono le uniche in tutto il mondo a includere i quattro diversi concetti di occlusione. Oltre alle varianti curve sono disponibili anche due varianti di set-up diritte. Qui ho la possibilità unica di progettare e realizzare in modo digitale le protesi per ben oltre l'80% dei miei pazienti."

Urban Christen
Laboratorio odontotecnico, Svizzera



Flessibile

Grazie a sette concetti, supporta il montaggio digitale di protesi parziali e totali per tutte le classi di Angle. Realizzabile sia con denti protesici VITA VIONIC VIGO sia che riabilitazioni fresate o stampate.

Semplice

Le proposte di configurazione riducono al minimo la necessità di finitura manuale.

Veloce

Possibilità di realizzare le protesi in modo semplice e rapido con numerosi sistemi aperti di fresaggio e stampa 3D comunemente disponibili in commercio.

Un'unica libreria. Tutte le possibilità.



La libreria di denti digitale VITA VIONIC DIGITAL VIGO è fantastica. Ci fa risparmiare all'incirca 15 minuti di tempo di costruzione, il che è davvero tantissimo! Con la progettazione creiamo le basi per un flusso di lavoro regolare e prevedibile. Lo consigliamo a tutti: utilizzate la libreria VITA per la progettazione delle protesi digitali."

Frans Delfos
Cordent Group, Paesi Bassi

Le vostre possibilità nel design delle protesi

Impronte multifunzionali: 7 concetti protesici e 4 classi di occlusione dentale riuniti in un'unica libreria

Concetti protesici	Situazione occlusale	Classe di Angle
 Bukkal Curved Set up  Lingual Curved Set up	 Morso incrociato	 Classe I
 Bukkal Straight Set up  Lingual Straight Set up	 Normocclusione	 Classe II/1
 Morso incrociato  Dutch Lingualized Occlusion		 Classe II/2
 Prof. Dr. A. Gerber		 Classe III

 Nuovi concetti



VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Materiale di stampa 3D per la realizzazione di try-in.

Economico

Produzione rapida, a risparmio di materiale e a basso costo di try-in funzionali.

Facile lavorabilità

Controllo senza sforzo di adattamento, funzionalità, occlusione e fonetica, oltre a una buona lucidabilità. Possibilità di individualizzazione semplice per i try-in estetici.

Inodore e a lunga durata di conservazione

La resina è inodore e si distingue dai competitor per la lunga durata di conservazione, pari a 3 anni (rispetto a una media di 2 anni).



VITA VIONIC® BASE DISC HI

Disco in PMMA di elevata qualità per la realizzazione di basi di protesi definitive.

Colori disponibili

- classic pink (rosa classico)
- soft pink (rosa pastello)
- classic pink translucent (rosa classico traslucido)
- dark pink (rosa scuro)

Geometrie disponibili

Ø 98,5 mm / h 30 mm

Partner di tecnologia CAD per la Protesi Digitale VITA

- exocad GmbH
- 3Shape A/S

VITA VIONIC BASE DISC HI è disponibile per i sistemi:

- Arum Dental (serie da 5)
- imes-icore GmbH (CORiTEC® one+, 150i series, 250i series, 350i series, 650i series)
- vhf camfacture AG (R5, S5, K5+, K5, E5)
- DGSHAPE/Roland DGA (linea DWX)

Stabile

Elevata stabilità grazie al materiale resistente agli urti.

Preciso

Straordinario adattamento alla cresta alveolare.

Estetica rosa

Nuova gamma di colori gengivali.





VITA VIONIC® BASE RESIN IMPACT

Materiale per stampa 3D resistente agli urti
per la realizzazione di basi protesiche definitive.

Con il materiale per stampa resistente agli urti **VITA VIONIC BASE RESIN IMPACT** per basi per protesi mobili si raggiunge il livello successivo di qualità nella stampa 3D. L'eccellente resistenza agli urti del prodotto riduce il rischio di rottura sotto carico.

Oltre alla resistenza a rottura, l'elevata resistenza a flessione e i valori del modulo di elasticità, ottimizzati per un profilo delle proprietà bilanciato, sono il presupposto per protesi durevoli.

Colori disponibili
pink e pink translucent

Formati disponibili
Flaconi da 1 kg

Duratura

I pazienti ottengono protesi durature grazie alla resistenza agli urti del materiale, che riduce il rischio di rottura sotto carico. La ridotta adesione di placca contribuisce al comfort.

Equilibrata

Il profilo bilanciato delle caratteristiche meccaniche convince per quanto riguarda resistenza alla rottura, resistenza a flessione e modulo di elasticità.


Eccellente lavorabilità

Il prodotto convince grazie ai tempi di stampa brevi, al restringimento ridotto e pertanto all'elevata precisione, così come alla buona lucidabilità.



Comprovato materiale resistente agli urti

Test di Charpy DIN EN ISO 179-1/1



Fonte: Prüflabor polymerphys IK GmbH,
n. report LID_126612, LID_126614, LID_126615, LID_126618, 01/2025



Protesi digitale

VITA VIONIC® BASE RESIN FLEX

Materiale di stampa 3D per la produzione di basi protesiche flessibili

Grazie alle protesi digitali è possibile andare oltre le sole protesi totali: VITA VIONIC BASE RESIN FLEX consente di produrre protesi parziali per l'utilizzo temporaneo. Precise, efficienti e comode. Portate nuova leggerezza nell'operatività quotidiana del laboratorio producendo riabilitazioni economicamente efficienti in modo rapido e affidabile. Il processo di produzione digitale garantisce un lavoro efficiente e consente la produzione riproducibile di più protesi parziali in un unico ciclo di stampa. Il materiale flessibile garantisce un elevato comfort e soddisfa le esigenze di numerosi pazienti in merito ai restauri non metallici. Le varianti cromatiche non coprenti lasciano trasparire il colore individuale delle gengive, contribuendo così a un'estetica naturale. Un ulteriore vantaggio è dato dalla possibilità di riparare ed estendere le protesi con ganci stampate. Rispetto ai metodi di iniezione classici, sono anche notevolmente più facili da lucidare.

Usufruite di materiali perfettamente abbinati tra loro con la comprovata qualità VITA. Affidatevi a flussi di lavoro sicuri, combinati con numerose stampanti e unità di polimerizzazione finale convalidate.



Elenco dei prodotti convalidati



Economico

Produzione efficiente, a risparmio di materiale ed economica di protesi parziali flessibili per l'uso temporaneo, dalla qualità riproducibile e con un risparmio di tempo evidente.

Confortevole

Materiale flessibile e privo di metalli, dall'estetica naturale e con un elevato comfort. La cromatizzazione non coprente lascia trasparire il colore individuale delle gengive; inoltre, la protesi resta riparabile ed ampliabile.

Semplice

Flussi di lavoro sicuri grazie all'adesione chimica tra la base e i denti, buone caratteristiche di fresabilità e lucidatura a specchio brillante.



// Grazie a VITA VIONIC BASE RESIN FLEX posso progettare e produrre protesi parziali in modo più rapido, preciso ed economico. I pazienti apprezzano il comfort e l'aspetto naturale, senza ganci di metallo e senza compromessi. Un'innovazione che va a vantaggio di tutti."

Darius Northey
All Smiles Denture Clinic, Australia

VITA VIONIC VIGO®

Lo specialista delle protesi totali digitali.

VITA VIONIC VIGO è il dente "digitale" altamente estetico per lavori protesici completi. Grazie alla qualità VITA, una protesi digitale può soddisfare le stesse elevate esigenze di una protesi analogica. Per questo occorre un dente che supporti in modo ottimale il processo di produzione digitale e nel contempo soddisfi elevati requisiti estetici. Il dente protesico prefabbricato VITA VIONIC VIGO è pertanto direttamente pronto all'uso senza preconditionamento, senza rimozione della cera o trattamento con vapore.

Design dentale perfezionato e funzionalità affidabile



denti di dimensioni ridotte, colletto sabbiato



configurazione basale priva di sottosquadri



forma cervicale conico-ovale con protezione antirotazione



Easy-Centric: intercuspide automatica e centrica guidata grazie a punti di contatto predefiniti

Forma naturale: gioco cromatico affascinante

- Forma naturale con una tessitura sfaccettata e liste palatali pronunciate
- Impressionante dinamica di luce grazie alla traslucenza, al gioco di colori opalescente e alla fluorescenza naturale

Colori e forme disponibili

- 7 VITA classical A1–D4 incluso un colore Bleach: 0M1, A1, A2, A3, A3.5, B3, D3
- 8 forme di denti anteriori per l'arcata superiore, 4 per l'arcata inferiore
- 4 forme di denti posteriori



Estetica

Traslucenza, fluorescenza e opalescenza si combinano nel dente protesico rivestito tridimensionalmente VITA VIONIC VIGO per creare un'estetica convincente.


Qualità merceologica

Le sue caratteristiche meccaniche rendono VITA VIONIC VIGO un dente premium VITA.

Sicurezza di processo

Grazie al design ottimizzato per il flusso di lavoro digitale, VITA VIONIC VIGO consente di lavorare in modo rapido ed efficiente.

Tabella forme



ovale



triangolare



rettangolare

Anteriori dell'arcata superiore				
O43  10,7 7,9	O45  11,3 8,3			
T44  11,7 8,1	T46  11,6 8,2	T48  12,5 8,7	T50  12,9 9,2	
R47  10,7 8,6	R49  12,1 8,9			
Anteriori dell'arcata inferiore				
L33  8,9 4,9	L35  9,5 5,2	L37  10,0 5,5	L39  10,5 5,8	
Posteriori				
21L  9,2 10,0	22L  9,6 10,4	23L  10,3 11,3	24L  10,9 11,9	

Avvertenza: VITA VIONIC VIGO sono denti protesici sviluppati specialmente per il processo di produzione digitale. La zona cervicale è accorciata e le superfici di contatto con la base protesica precondizionate per l'incollaggio. I denti pronti per l'uso possono essere prelevati direttamente dalla confezione e incollati nelle cavità della base protesica realizzata in modalità digitale.

Combinazioni consigliate

VITA VIONIC VIGO® Anteriori	Sup./Nr. mm	R47	R49	O45	T50	T46	O43	T44	T48
	Inf./Nr. mm	L37	L39	L35	L39	L37	L33	L33	L37
VITA VIONIC VIGO® Posteriori	Sup./Nr. mm	22L	23L	22L	24L	22L	21L	21L	22L
	Inf./Nr. mm	22L	23L	22L	24L	22L	21L	21L	22L

Partner di tecnologia CAD per VITA VIONIC

- 3Shape A/S
- exocad GmbH

Partner di tecnologia CAM per VITA VIONIC

Sistemi:

- imes-icore GmbH (serie CORiTEC),
- DGShape/Roland (DWS)
- Amann Girrbach AG (serie Ceramill Motion, Ceramill Matik)
- vhf camfacture AG (serie K-/S-/Z-/R)
- Sirona Dental Systems (inLab MC X5)

Software:

- MillBox, SUM3D Dental, hyperDENT Dental

Partner di tecnologia di stampa 3D per VITA VIONIC

- Rapid Shape GmbH (Rapid Shape-Serie), Formlabs Inc. (Form 2), Carbon3D Inc. (Carbon M2), NextDent B.V. (NextDent 5100)

Avvertenza: per un elenco aggiornato e completo dei partner tecnologici, con informazioni sulla loro validazione, consultare: www.vita-zahnfabrik.com/vionicvigo





VITA VIONIC® DENT DISC multiColor

Per protesi parziali e totali mobili e protesi implantari*.

Colori disponibili

- 18 colori VITA classical A1–D4/Bleach:
0 M1, 0 M3, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

Geometria disponibile

Ø 98,4 mm / h 20 mm

Partner di tecnologia CAD per la Protesi Digitale VITA

- exocad GmbH
- 3Shape A/S

Disponibile per i sistemi:

- imes-icore GmbH
(CORiTEC® one+, 150i series, 250i series, 350i series, 650i series)
- vhf camfracture AG (R5, S5, K5+, K5, E5)
- Dentsply Sirona (inLab MC X5)
- DGSHAPE/Roland DGA (linea DWX)
- Arum Dental (serie da 5)
- Axsys Dental Solutions (Versamill Milling Systems 500, 500L)
- Orangedental (EASY MILL 5)
- TECNO-GAZ (Vector)
- Up3D (P53, P55D)

Qualità merceologica

Stabili all'abrasione per denti protesici duraturi.

Estetica


Gradiente cromatico integrato per una maggiore naturalezza. Buona lucidabilità.

Flessibilità

Lavorazione semplice e sicura. Compatibili con i più comuni sistemi di fresaggio.

Qualità verificata

Volume di usura



Fonte: UKR, Clinica universitaria di Ratisbona, Policlinico di Protesi Odontoiatrica, n. report 2302_02, 4/2023

*che richiede una sottostruttura di sostegno



VITA VIONIC® DENT RESIN

Materiale per stampa 3D per gli elementi dentali nelle protesi totali e parziali definitive.

Arcate ed elementi dentali stampati dal costo ridotto che offrono un'elevata stabilità all'abrasione e soddisfano anche le moderne esigenze estetiche – con **VITA VIONIC DENT RESIN** questo è possibile.

Risultati stabili dal punto di vista cromatico con VITA PERFECT MATCH: si può scegliere tra 8 colori VITA classical e il colore Bleach 0M3. Utilizzate VIONIC DENT RESIN con la sicurezza della fedeltà cromatica e una scarsa tendenza allo scolorimento. Offre infine una buona lucidabilità.

Caricabili e affidabili: grazie alla composizione del materiale accuratamente studiata, le resine presentano una resistenza all'abrasione paragonabile e una notevole stabilità. Non deve quindi stupire che VITA VIONIC DENT RESIN possa essere utilizzata sia per le protesi permanenti che per corone/ponti temporanei.

Colori disponibili

9 colori VITA classical A1-D4 incluso un colore Bleach: 0M3, A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, D3

Formati disponibili

Flaconi da 0,5 kg

Estetico

Disponibile in nove colori naturali resistenti con PERFECT MATCH alla scala colori VITA, che soddisfano in modo affidabile esigenze elevate grazie all'elevata lucidabilità.

Caricabile

I bassi valori di usura confermano la qualità dei restauri stabili e resistenti all'abrasione.

Versatile

È adatto a denti protesici permanenti, ponti e corone temporanee e pertanto può essere utilizzato in modo versatile per le protesi totali e parziali mobili.

Resistenza all'abrasione

Il grafico illustra che VITA VIONIC DENT RESIN presenta valori di usura comparabilmente molto bassi. È quindi possibile concludere che offre prestazioni eccellenti in termini di durezza nell'utilizzo clinico. I denti protesici in VITA VIONIC DENT RESIN presentano caratteristiche di stabilità paragonabili a quelle dei denti preconfezionati e degli interventi fresati.

Volume di usura



Fonte: UKR, Clinica universitaria di Regensburg, Policlinico di Protesi Odontoiatrica, n. report 2405_01, 01/2025



VITA VIONIC® BOND

Fissaggio adesivo efficiente dei denti protesici e degli elementi dentali.

VITA VIONIC BOND è un sistema di fissaggio bicomponente autopolimerizzante a base di MMA che possiede una consistenza fluida per un'applicazione precisa sulle superfici di adesione. VITA VIONIC BOND crea uno strato reattivo all'interfaccia con le superfici di adesione per un legame sicuro. La soluzione ottimale per le protesi VITA VIONIC.

Il formato adatto per tutte le necessità:



1. VITA VIONIC BOND KIT

Sufficiente per 2 applicazioni circa (incollaggio di 2 x 14 denti)

- VITA VIONIC BOND I, vasetto, 2 ml
- VITA VIONIC BOND II, flacone, 1 ml
- Microbrush, 3 pz.



2. VITA VIONIC BOND multiDose COMPLETE KIT

Sufficiente per 25 applicazioni circa (incollaggio di 25 x 14 denti)

- VITA VIONIC BOND I multiDose (20 ml)
- VITA VIONIC BOND II multiDose (10 ml)
- Pennellini monouso, 50 pz.
- Misurino VITA VIONIC BOND multiDose, 3 ml; riutilizzabile



In alternativa, incollaggio di VITA VIONIC DENT DISC multiColor mediante VITA VIONIC BASE RESIN IMPACT

- Per l'incollaggio con riempimento degli spazi delle basi protesiche stampate con VITA VIONIC DENT DISC multiColor
- Condizione: preconditionare l'arcata dentale fresata e la base stampata polimerizzata con VITA VM LC Primer II
- Applicare nelle cavità la resina liquida della base protesica utilizzando un pennellino
- In seguito, polimerizzare con un dispositivo post-polimerizzazione convalidato

Legame sicuro

Il sistema adesivo bicomponente autopolimerizzante garantisce un incollaggio sicuro.

Fissaggio preciso

Uno spessore ridotto del film nella cavità rende possibile un fissaggio preciso e privo di fessure.

Semplice e veloce

Un lavoro rapido e pulito per un incollaggio affidabile.

Soluzioni adatte al workflow.

1. Processo CAD

Librerie VITA VIONIC VIGO e VITA VIONIC DIGITAL VIGO



2. Realizzazione del try-in

VITA VIONIC TRY-IN RESIN



3. Produzione della base protesica

VITA VIONIC BASE RESIN IMPACT
VITA VIONIC BASE RESIN FLEX



4. Preparazione dei denti protesici

VITA VIONIC VIGO



OPPURE

4. Realizzazione degli elementi dei denti

VITA VIONIC DENT DISC multiColor
VITA VIONIC DENT RESIN



5. Fissaggio

Protesi fresata: VITA VIONIC BOND
Protesi stampata: VITA VIONIC BASE RESIN IMPACT



6. Individualizzazione

VITA AKZENT LC, VITA VM LC flow



Siamo a vostra disposizione.

Hotline Supporto vendite

Telefono +49 7761 562-884
Fax +49 7761 562-299
Dalle 8:00 alle 17:00 CET
info@vita-zahnfabrik.com

Hotline tecnica

Telefono +49 7761 562-222
Fax +49 7761 562-446
Dalle 8:00 alle 17:00 CET
info@vita-zahnfabrik.com

Hotline VITA Nord America

USA: +1 800-828-3839
Supporto tecnico USA: +1 888-249-1640
info@vitanorthamerica.com

Hotline VITA Canada

Canada: +1 800-263-4778
Supporto tecnico Canada: +1 800-324-6224



Attenzione:

I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non ci assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. Edizione di questa brochure di prodotto: 2026-07. Con la pubblicazione di questa brochure di prodotto tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile sul sito www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati

CE 0124

VITAPAN EXCELL®, VITAPAN® LINGOFORM,
VITA PHYSIODENS®, VITAPAN®, VITAPAN® CUSPIFORM,
VITAPAN SYNOFORM®, VITA MFT®, VITA VIONIC VIGO®,
VITA VIONIC® DENT DISC multiColor, VITA VIONIC®
BOND, VITA AKZENT® LC, VITA VM® LC flow

detax GmbH è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici e i seguenti materiali sono marcati:

CE 0483

VITA VIONIC® BASE RESIN IMPACT, VITA VIONIC® DENT RESIN,
VITA VIONIC® TRY-IN RESIN, VITA VIONIC® BASE RESIN FLEX

I prodotti/sistemi di altri produttori citati in questo documento sono marchi registrati dei rispettivi produttori.

Rx only **MD**

Riferimenti

UKR, Clinica universitaria di Regensburg,
Policlinico di Protesi Odontoiatrica,
n. report 2405_01, 01/2025

UKR, Clinica universitaria di Regensburg,
Policlinico di Protesi Odontoiatrica,
n. report 2302_02, 04/2023

Prüflabor polymerphys IK GmbH, n. report
LID_126612, LID_126614, LID_126615,
LID_126618, 01/2025



Altre
soluzioni del
flusso di lavoro
disponibili qui



VITA PROSTHETIC SOLUTIONS

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!



www.vita-zahnfabrik.com