

Produktinformation

VITA Machinable Materials

Möglichkeit des Stapelschleifens bzw. des Stackmillings mit dem Sirona inLab bzw. CEREC System

Werkstoff	inLab (Stapelschleifen)	inLab MC XL (Stackmilling)	CEREC (Stapelschleifen)	CEREC MC XL (Stackmilling)
VITA CAD-Temp	●	●	●	●
VITA CAD- Waxx	●	●	●	●
VITABLOCS TriLuxe forte TF-40/19	-	-	-	-
VITA In-Ceram YZ	●	●	●	●
VITA In-Ceram AL	●	●	●	●
VITA In-Ceram ZIRCONIA	●	●	●	●
VITA In-Ceram ALUMINA	●	●	●	●

● möglich

Stapelschleifen bzw. Stackmilling ist nur bei den VITA In-Ceram Gerüstmaterialien sowie bei den VITA Polymer-Materialien möglich.



VITA