



# VITA LINGOFORM®

Produktinformation



Stand 02.09



Erhältlich in VITA SYSTEM 3D-MASTER  
und VITAPAN classical A1–D4 Farben

## VITA LINGOFORM® Universell einsetzbar – Einer für Alles.



### Die Wirtschaftlichkeit

- Dank multifunktionell angelegter Kauflächen einfach und schnell in der Aufstellung, ermöglichen die VITA LINGOFORM Seitenzähne hohe Produktivität in patientengerechter Qualität.




### Die Funktion

- Funktionsgerecht gestaltete Okklusalbereiche unterstützen wirkungsvoll die ideale statische Ausrichtung der Prothese in situ, begünstigen die substanzschonende Wirkung und bieten exzellenten Tragekomfort.

### Die Aufstellkonzepte

- Der Funktionszahn VITA LINGOFORM ist für alle Aufstellkonzepte, inklusive der lingualisierten Aufstellung geeignet: **Einer für Alles.**



### Das Material

- VITA-MRP (**m**icrofiller **r**einforced **p**olyacrylic). Ein durch und durch homogenes Material mit herausragenden Eigenschaften für adäquate Belastbarkeit bei hoher Biokompatibilität.

 PMMA Perlen  vernetztes Monomer  anorganischer Mikropartikel-Füllstoff




### Die Ästhetik

- Die Mehrschichtung und die naturidentische Oberflächenmorphologie sorgen für ein lebendiges und harmonisches Lichtreflexionsverhalten.

### Die Indikationen

- Totalprothetik
- Implantatprothetik
- Teleskopkonstruktionen
- Konuskonstruktionen
- Geschiebearbeiten
- Modellgussprothesen
- Interimsversorgungen

## VITA LINGOFORM® 4 Formen in allen Farben – ideal für kombinierten Zahnersatz

	<p><b>Die Größen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mit den vier verfügbaren Größen ist das gesamte Spektrum gut abgedeckt.</li></ul> 
	<p><b>Die Kombinierbarkeit</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• VITA LINGOFORM Seitenzähne sind sowohl mit VITAPAN als auch mit VITA PHYSIODENS Frontzähnen kombinierbar.</li></ul>
	<p><b>Die Farben</b></p> <p>VITAPAN classical A1–D4 Farben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Für sämtliche Anforderungen sowohl in der Teil- als auch in der Vollprothetik in allen VITAPAN classical A1–D4 Farben (außer B1) erhältlich.</li></ul>  <p>VITA SYSTEM 3D-MASTER Farben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zur Abdeckung des gesamten natürlichen Zahnfarbspektrums in allen VITA SYSTEM 3D-MASTER Farben lieferbar.</li></ul>

Mehr Informationen unter [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA LINGOFORM Kunststoffzähne sind in VITA SYSTEM 3D-MASTER und VITAPAN classical A1–D4 Farben erhältlich. Farbliche Kompatibilität mit allen VITA 3D-MASTER und VITAPAN classical Materialien ist gewährleistet.

Mit dem einzigartigen VITA SYSTEM 3D-MASTER werden alle natürlichen Zahnfarben systematisch bestimmt und vollständig reproduziert.



Zur Beachtung: Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht vertraglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird. Im Übrigen ist unsere Haftung für die Richtigkeit dieser Angaben unabhängig vom Rechtsgrund und, soweit gesetzlich zulässig, in jedem Falle auf den Wert der gelieferten Ware lt. Rechnung ohne Umsatzsteuer begrenzt. Insbesondere haften wir, soweit gesetzlich zulässig, in keinem Fall für entgangenen Gewinn, für mittelbare Schäden, für Folgeschäden oder für Ansprüche Dritter gegen den Käufer. Verschuldensabhängige Schadensersatzansprüche (Verschulden bei Vertragsabschluss, pos. Vertragsverletzung, unerlaubte Handlungen etc.) sind nur im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gegeben. Herausgabe dieser Gebrauchsinformation: 02.09

Die VITA Zahnfabrik ist nach der Medizinproduktgerichtlinie zertifiziert und folgende Produkte tragen die Kennzeichnung  0124:

**VITA LINGOFORM®**

US 5498157 A · AU 659964 B2 · EP 0591958 B1

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG  
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)