


VITAPAN®

Kunststoffzähne



Stand: 01-05




VITA

Die Stärken des Klassikers

VITAPAN® Anteriores

Wir haben in Geometrie gut aufgepaßt!

Hinsichtlich ihrer Formenvielfalt erhalten VITAPAN Kunststoffzähne die Note „eins plus“. Über 30 verschiedene OK-Frontzahngarnituren – eingeteilt in vier Formengruppen – garantieren jederzeit eine ergonomische, einfache und naturgetreue Restauration. Für jeden Anspruch, für jede Indikation gibt es die passenden UK-Frontzähne. Die übersichtliche Darstellung der Formen erleichtert zudem die Kommunikation zwischen Zahnarzt und Zahntechniker.




Schauelförmig Dreieckig Rechteckig Quadratisch

Ein absoluter Härtefall.

Ein eisernes Gesetz der Natur lautet: „Nur die Stärksten überleben.“ Mit VITAPAN Kunststoffzähnen sind Sie daher auf der sicheren Seite. Dank des VITA eigenen Nachpreßverfahrens und höchster Materialqualität halten VITAPAN Zähne seit über 20 Jahren den Rekord in Abrasionsfestigkeit – hart für Sie, hart für die Konkurrenz.

Abriebfestigkeit künstlicher Zähne



Eine vergleichende Untersuchung in-vitro
Quintessenz Zahntech 29, 4, 510-521 (2003)

Welch Glanz in Ihrer Hütte!

Herausragende physikalische Eigenschaften und exzellente Ästhetik gehen bei VITAPAN Hand in Hand. Ihre aufwendige manuelle Schichtung und individuelle Charakterisierung verleihen den Zähnen eine naturgetreue Ausstrahlung. Farbtreue auch nach dem Ausschleifen, minimale Wasseraufnahme und äußerst geringe Plaqueaffinität garantieren ein optimales Ergebnis für den anspruchsvollen Patienten.



Eine einzigartige Formation

VITAPAN® Posteriores

CUSPIFORM



Kauen mit Konzept. Für jede Indikation das Richtige.

Ganz egal ob stark oder schwach in der Verzahnung, mit zwei unterschiedlichen Kauflächenkonzepten erfüllen VITAPAN Zähne sämtliche Ansprüche moderner, anspruchsvoller Prothetik.

Die voll anatomisch gestalteten Reliefs der VITAPAN CUSPIFORM mit einer Höckergradneigung von 23° bis 28° sichern eine optimale Verschlüsselung in der Zentrik.

SYNOFORM



Für die schwache Verzahnung, speziell in der Geroprothetik, gibt es die VITAPAN SYNOFORM mit abradieren, schmal gestalteten Kauflächen. Sie garantieren die optimale Integration bei abradierem Restgebiß und gewährleisten ungehinderte Leerbewegungen sowie eine problemlose Schlußbißfindung.

Jegliche Bißart läßt sich ohne vorheriges Einschleifen aufstellen.

Mit beiden Kauflächenkonzepten gelangt man schnell und sicher zu einer naturgetreuen Restauration.

Allrounder für jeden Anspruch

VITAPAN® Kunststoffzähne

Wir haben was gegen Pauschalisten.

Man muß nicht pauschal buchen, um „all inclusive“ zu genießen. VITA gibt ihren Kunden eine Reihe von Werkzeugen zur Hand, mit denen sie VITAPAN Kunststoffzähne jederzeit umgestalten können. Wie z. B. das Mikropartikel-Composite VITA VMLC. Selbstverständlich gibt es auch VITAPAN Anteriores und VITAPAN CUSPIFORM in den bewährten VITA SYSTEM 3D-MASTER Farben.



VITAPAN® – besser als Nasdaq, DAX und TecDax.

Höchste Wertschöpfung bei maximaler Kundenzufriedenheit – nein, das ist kein utopisches Versprechen irgendeiner Investmentbank. Sondern seit über 20 Jahren tägliche Praxis in zehntausenden Dentallaboren. Ihre naturgetreue Morphologie, höchste Materialqualität sowie einfache Verarbeitung und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis machen VITAPAN Kunststoffzähne für jeden zu einem „echten“ Gewinn.

VITAPAN® Zahnsortiment. Schließt jede Versorgungslücke.

Anteriores: 31 Oberkiefer-Frontzahngarnituren
13 Unterkiefer-Frontzahngarnituren

Posteriores: 5 Ober- und Unterkiefer-SYNOFORM-Seitenzahngarnituren
6 Ober- und Unterkiefer-CUSPIFORM-Seitenzahngarnituren




„Ich laß mich jedenfalls nicht kleinkriegen.“



„Du bist ja ganz schön hart drauf.“



Mit dem einzigartigen VITA SYSTEM 3D-MASTER werden alle natürlichen Zahnfarben systematisch bestimmt und vollständig reproduziert.



Zur Beachtung: Unsere Produkte wurden für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und müssen gemäß Gebrauchsinformation verarbeitet werden. Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften und sind nicht bindend.

Die VITA Zahnfabrik ist nach der Medizinprodukterichtlinie zertifiziert und folgende in dem Prospekt aufgeführten Produkte tragen die Kennzeichnung  0124 und erfüllen die Anforderungen der Norm ISO 3336:1993:

VITAPAN® Kunststoffzähne
VITAVM®LC

„Der Form halber sollte man sich für nichts entscheiden. Außer für mich!“



VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
 Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
 Tel. + 49/7761/562-222 · Fax + 49/7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com