


VITAPAN®

Dents en résine



Edition: 04-05




VITA

Le classique ne se démode jamais

VITAPAN® Antérieures

Nous y avons mis les formes!

Les dents en résine VITAPAN obtiennent 20/20 pour la richesse de leurs formes. Avec plus de 30 plaquettes de dents antérieures maxillaires, classées en quatre groupes, les dents VITAPAN vous permettent toujours de concevoir des prothèses ergonomiques et naturelles. Elles répondent à chaque désir, à chaque indication. De plus, la communication entre le dentiste et le prothésiste est facilitée grâce à la présentation explicite des formes.




Ovoïde Triangulaire Rectangulaire Carré

Une main de fer dans un gant de velours.

Une loi essentielle de la nature le dit: „seuls les plus forts survivent“. Avec les dents VITAPAN, vous êtes donc à l’abri. Grâce au procédé de fabrication propre à VITA et à la remarquable qualité du matériau, les dents VITAPAN détiennent depuis plus de 20 ans le record de la résistance à l’abrasion – dur, dur pour la concurrence!

Résistance à l’abrasion des dents artificielles



Etude comparative in-vitro
Quintessenz Zahntech 29, 4, 510-521 (2003)

La grande classe!

Avec VITAPAN, les propriétés physiques et esthétiques sont indissociables. L'éclat naturel des dents s'explique par la stratification manuelle et les caractérisations très soignées. Les dents conservent leur teinte même après meulage, absorbent très peu l'eau et présentent une faible propension à la formation de la plaque dentaire. Toutes les conditions sont réunies pour obtenir un résultat parfait à même de satisfaire les patients les plus exigeants.



Un Duo unique

VITAPAN® Posteriores

CUSPIFORM



Un concept de mastication. Le bon choix pour chaque indication.

Peu importe que l'engrènement soit minimal ou maximal, avec leurs deux types de surface occlusale, les dents VITAPAN répondent à l'ensemble des critères de la prothèse moderne de qualité. Les reliefs anatomiques des dents VITAPAN CUSPIFORM dont la pente cuspidienne varie de 23° à 28° garantissent une bonne occlusion en relation centrée.

SYNOFORM



Avec leurs surfaces occlusales abrasées et étroites, les VITAPAN SYNOFORM sont indiquées pour un engrènement faible, notamment en prothèse gériatrique. Elles assurent une parfaite intégration au sein d'une denture résiduelle abrasée et garantissent des mouvements libres ainsi qu'un enregistrement sans difficulté du rapport intermaxillaire. Il est possible de réaliser un montage fonctionnel sans meulage préalable. Avec ces deux modèles de surface occlusale, vous réussirez rapidement et en toute fiabilité une prothèse naturelle.

Polyvalence

Dents en résine VITAPAN®

Nous n'aimons pas trop le tout en un.

VITA met à disposition de ses clients une série d'auxiliaires leur permettant de retoucher les dents VITAPAN comme bon leur semble. Par ex. le composite à micro particules VITA VM LC. N'oublions pas bien sûr les VITAPAN Antérieures et VITAPAN CUSPIFORM, dans les fameuses teintes VITA SYSTEM 3D-MASTER.




VITAPAN® – mieux que le BEL 20, CAC 40, SMI ou TSE

Une très haute rentabilité couplée à une satisfaction maximale des clients. Non il ne s'agit pas d'une promesse utopique d'une quelconque banque d'investissement mais d'une réalité quotidienne dans des dizaines de milliers de laboratoires depuis plus de 20 ans. Avec une morphologie naturelle, une très haute qualité de matériau, une simplicité de mise en œuvre et un bon rapport qualité/prix, les dents en résine VITAPAN constituent un beau retour sur investissement pour tous les professionnels de la prothèse dentaire.

Gamme VITAPAN® Toujours la dent adéquate.

Antérieures: 31 plaquettes de dents antérieures maxillaires
13 plaquettes de dents antérieures mandibulaires

Postérieures: 5 plaquettes de dents postérieures maxillaires et mandibulaires SYNFORM
6 plaquettes de dents postérieures maxillaires et mandibulaires CUSPIFORM




„Je ne vais pas me laisser attendrir.“



„Cela ne risque pas, tu es tellement dure.“



Le système inédit VITA SYSTEM 3D-MASTER permet de définir d'une manière systématique toutes les teintes de dent naturelles et de les reproduire intégralement.



N.B: Nos produits sont destinés à un usage dans le domaine dentaire et doivent être mis en œuvre conformément aux modes d'emploi. Les illustrations et les données fournies ne constituent pas une garantie quant aux qualités du produit et ne sont donc pas contractuelles.

VITA Zahnfabrik est certifié selon la directive sur les dispositifs médicaux. Les produits présentés dans ce prospectus portent leur marquage  0124 et sont conformes à la norme ISO 3336 :1993:

Dents en résine **VITAPAN®**
VITAVM_{LC}

„Je suscite beaucoup de coups de foudre!“



VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. + 49/7761/562-222 · Fax + 49/7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com