


VITAPAN®

Dentes de resina acrílica



Edição: 04-05




VITA

As Vantagens dos clássicos

VITAPAN® Anteriores


Prestamos muita atenção nas aulas de geometria!

Quanto à variedade de formas, os dentes de resina acrílica VITAPAN tiram nota A+. Mais de 30 jogos diferentes de dentes anteriores superiores - divididos em quatro grupos de modelos - garantem sempre restaurações ergonômicas, simples e naturais, adequadas para cada caso. Disponhamos de dentes anteriores inferiores para todas as necessidades e indicações. Além disso, a apresentação bem estruturada e organizada dos modelos facilita a comunicação entre o dentista e o técnico dental.



Um caso de dureza absoluta.

Uma lei dura da natureza diz: "Somente os mais fortes sobrevivem". Com os dentes de resina acrílica VITAPAN, você está do lado certo. Graças à técnica especial de reprensagem da VITA e à máxima qualidade dos materiais, os dentes VITAPAN mantêm, há mais de 20 anos, o recorde de resistência à abrasão - dureza à sua disposição que é dura de ser superada pela concorrência.



Estudo comparativo in vitro.
Quintessenz Zahntech 29, 4, 510-521

O máximo de luminosidade em seus dentes!

Os dentes VITAPAN combinam propriedades físicas extraordinárias com estética excelente. A complexa técnica manual de estratificação, bem como a caracterização individual, proporcionam aos dentes uma aparência natural. A estabilidade da cor mesmo após o desgaste, a absorção mínima de água e a baixa propensão para o acúmulo de placa garantem um ótimo resultado para o mais exigente paciente.



Formas Exclusivas

VITAPAN® Posteriores

CUSPIFORM



Excelente desenho para mastigação. A solução certa para cada indicação.

Os dentes VITAPAN preenchem todos os requisitos das próteses e dentaduras modernas, oferecendo dois tipos diferentes de conceitos de oclusão tanto para alto como para baixo grau de intercuspidação.

As superfícies oclusais totalmente anatômicas apresentam uma inclinação das cúspides de 23 a 28 graus, proporcionando assim um ótimo grau de intercuspidação na posição cêntrica.

SYNOFORM



Os dentes VITAPAN SYNOFORM, com suas superfícies oclusais desgastadas e desenho estreito, são ótimos para um baixo grau de intercuspidação, especialmente no caso de dentaduras em odontologia geriátrica. Eles se integram perfeitamente na dentição residual desgastada, permitindo um fácil ajuste oclusal. Qualquer tipo de oclusão pode ser equilibrada sem a necessidade de desgaste prévio. Os dois desenhos das superfícies oclusais são adequados para o preparo de restaurações naturais de forma rápida e segura.

Dentes **Versáteis** para todas as exigências

Dentes de resina acrílica VITAPAN®

Individualizando os dentes pré-fabricados.

Você não precisa comprar um pacote de férias all-inclusive para ter tudo incluído. A qualquer hora a VITA proporciona aos seus clientes uma série de acessórios para personalizar os dentes de resina acrílica VITAPAN. Esses acessórios incluem a resina composta de micro-partículas VITAVM LC. Obviamente, os anteriores VITAPAN e VITAPAN CUSPIFORM também se encontram disponíveis nas comprovadas cores do VITA SYSTEM 3D-MASTER.



VITAPAN® – melhor que a Nasdaq, o Dow Jones e o Nikkei

Máximo rendimento com total satisfação do paciente, esta não é uma proposta irreal de algum banco de investimento, mas sim a prática rotineira em milhares de laboratórios dentais há mais de 20 anos. Graças à morfologia natural, superior qualidade do material, processamento simples e ótima relação preço-desempenho, os dentes de resina acrílica VITAPAN se tornam um ativo real para todos.

Variedade de dentes VITAPAN®. Preenchem qualquer espaço existente na dentição.

Anteriores: 31 jogos de dentes anteriores superiores

13 jogos de dentes anteriores inferiores

Posteriores: 5 jogos de dentes superiores e inferiores de dentes posteriores SYNOFORM

6 jogos de dentes superiores e inferiores de dentes posteriores CUSPIFORM




“Eu certamente enfrentarei qualquer desafio.”



“Você parece ser bem resistente.”



O exclusivo VITA SYSTEM 3D-MASTER permite definir e reproduzir de maneira sistemática e completa todas as cores dos dentes naturais.



Nota importante: Nossos produtos foram desenvolvidos para uso dental e devem ser processados de acordo com o manual de instruções. As ilustrações e informações escritas não constituem quaisquer garantias relativas às propriedades do produto e não estão vinculadas ao mesmo.

A empresa VITA Zahnfabrik é certificada segundo a Medical Device Directive e os seguintes produtos mencionados neste folheto possuem o selo 0124 e cumprem os requisitos da norma ISO 3336 :1993.

Dentes de resina acrílica **VITAPAN®**
VITAVM_{LC}

“Quando a forma tem importância, exija-a!”



VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. + 49/7761/562-222 · Fax + 49/7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com