


VITA SIMULATE Preparation Material

Lichthärtendes Stumpfmaterial



VITA

Produktbeschreibung

Das VITA SIMULATE Preparation Material ist ein lichthärtendes Komposit zur Herstellung von künstlichen Stümpfen, um die Farbe des präparierten Zahnes zu simulieren.

Das Material wird als Hilfsmittel insbesondere bei der Herstellung von transluzenten vollkeramischen Restaurationen eingesetzt, bei denen die Farbwirkung durch die Farbe des Stumpfes stark beeinflusst wird. Das Produkt ermöglicht dem Zahntechniker, die Zahnfarbe leichter und sicherer zu reproduzieren, da die Farbe der

Restauration schon im Vorfeld kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden kann.

Das VITA SIMULATE Preparation Material steht in den 6 Farben 0M1S, 1M1S, 2M3S, 3M2S, 4M3S, 5M3S in Spritzen á 4 g zur Verfügung.

Indikation

– Hilfsmaterial zur farblichen Reproduktion von vollkeramischen Restaurationen

VITA SIMULATE Preparation Material

VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben



VITA SIMULATE Preparation Material KIT

Art.-Nr. ESPKIT

Anzahl	Inhalt	Material
6	4 g	VITA SIMULATE Preparation Material 0M1S, 1M1S, 2M3S, 3M2S, 4M3S, 5M3S
1	16 ml	VITA SIMULATE Insulation Liquid
150	Stück	Applikationssticks
1	Stück	VITA SIMULATE Preparation Material Guide (Farbmusterschiene)
1		Verarbeitungsanleitung

Drucksachen

Titel	Bezeichnung	Best.-Nr.
VITA SIMULATE Preparation Material	Verarbeitungsanleitung	1461
VITA SIMULATE Preparation Material	Produktblatt	1462

VITA SIMULATE Preparation Material Artikel

VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben

VITA SIMULATE Preparation Material Massen, 4 g

Bezeichnung	Art.-Nr.
0M1S	E440314
1M1S	E440344
2M3S	E440404
3M2S	E440464
4M3S	E440544
5M3S	E440594

VITA SIMULATE Preparation Material Farbauswahlmedien

Bezeichnung	Beschreibung	Art.-Nr.
VITA SIMULATE Preparation Material Guide	Farbmusterschiene	B430

VITA SIMULATE Preparation Material Flüssigkeit

Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt	Art.-Nr.
VITA SIMULATE Insulation Liquid	Isolierflüssigkeit	16 ml	ESIL16

VITA SIMULATE Preparation Material Zubehör

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.
Applikationssticks	15 x 10 Stück	E017

US 5498157 A

AU 659964 B2

EP 0591958 B1

Vorteile

- Optimale Verarbeitungseigenschaften, wie z. B. Modellierfähigkeit
- Ermöglicht sichere und leichtere Farbproduktion durch die Farbwiedergabe des präparierten Zahnes

- Ideal zur farblichen Reproduktion von Restaurationen aus VITA PM 9 Presskeramik, VITABLOCS, VITA VM 9 und VITA VM 7 Verblendkeramiken in Kombination mit VITA AKZENT und VITA SHADING PASTE Malfarben.