

# VITABLOCS RealLife® for CEREC® / inLab® MC XL

Con unos pocos clics del ratón: estética anterior natural en tres dimensiones con tecnología CAD/CAM




Toma del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Versión 01.11



# VITA

## Descripción del producto

Los innovadores VITABLOCS RealLife se han desarrollado especialmente para restauraciones de dientes anteriores de gran estética. La estructura tridimensional del bloque, con núcleo de dentina y capa exterior de esmalte, imita la transición arqueada del color entre dentina y esmalte de los dientes naturales. Las restauraciones con VITABLOCS

RealLife pueden contener, por lo tanto, una parte mayor del cuello o de la zona incisal según las tonalidades cromáticas de la sustancia dental remanente. Los VITABLOCS RealLife están fabricados de la cerámica de feldespato de estructura fina de los VITABLOCS, una cerámica acreditada en millones de casos clínicos.

## VITABLOCS RealLife® for CEREC® / inLab® MC XL

### Indicaciones

Los VITABLOCS RealLife son idóneos para la confección de coronas anteriores y carillas de gran valor estético.

### Geometría

VITABLOCS RealLife están disponibles en la geometría RL-14/14 (14 x 14 x 18 mm).

### Ventajas

Estética natural de los dientes anteriores:

Permite reproducir fácilmente finos matices cromáticos naturales, ya que la estructura tridimensional del bloque imita la estructura natural de los dientes.

Confección fácil:

Se obtiene fácilmente una estética natural de los dientes anteriores con sólo hacer clic con el ratón gracias al software intuitivo en combinación con el innovador bloque.

Fabricación rápida:

Permite conseguir resultados muy estéticos en poco tiempo y sin caracterización ni personalización de las superficies gracias a la combinación inteligente de bloques y software.

Restauraciones personalizadas:

Máxima libertad de diseño para la confección de prótesis personalizadas gracias a las posibilidades de posicionamiento tridimensional de la restauración en el bloque.

### Artículos VITABLOCS RealLife for CEREC/inLab MC XL

Color	Denominación	Tamaño	Contenido	Ref.
0M1C	RL-14/14	14 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC40M1CRW1414
1M1C	RL-14/14	14 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC41M1CRW1414
1M2C	RL-14/14	14 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC41M2CRW1414
2M1C	RL-14/14	14 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC42M1CRW1414
2M2C	RL-14/14	14 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC42M2CRW1414
3M2C	RL-14/14	14 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC43M2CRW1414

Los VITABLOCS RealLife pueden utilizarse con los sistemas CEREC / inLab MC XL de la empresa Sirona a partir de la versión V3.80 del software.