

VITABLOCS RealLife® for CEREC® / inLab® MC XL

Con un semplice clic del mouse: estetica naturale tridimensionale nei frontali




Presenza del colore VITA

Comunicazione del colore VITA

Riproduzione del colore VITA

Controllo del colore VITA

Data 01.11



VITA

Descrizione prodotto

Gli innovativi VITABLOCS RealLife sono stati sviluppati specificamente per riabilitazioni frontali altamente estetiche. La struttura tridimensionale con nucleo di dentina e mantello di smalto imita la naturale curvatura tra dentina e smalto. In funzione delle naturali sfumature cromatiche della

sostanza dentaria residua, restauri realizzati con RealLife possono avere una maggiore quantità di colletto o smalto. Il materiale dei VITABLOCS RealLife è costituito dalla ceramica feldspatica a struttura microfine VITABLOCS Mark II affermata in milioni di casi clinici.

VITABLOCS RealLife® for CEREC® / inLab® MC XL

Indicazioni

VITABLOCS RealLife sono particolarmente indicati per corone frontali altamente estetiche e faccette.

Geometria

VITABLOCS RealLife è disponibile nella geometria RL-14/14 (14 x 14 x 18 mm).

Vantaggi

Estetica frontale fedele al modello naturale:

Semplice riproduzione di fini tonalità cromatiche, dato che la stratificazione tridimensionale del blocchetto imita la struttura del dente naturale.

Semplicità di realizzazione:

Semplice riproduzione dell'estetica frontale col solo clic del mouse grazie al software intuitivo in combinazione con l'innovativo concetto dei blocchetti.

Rapidità di realizzazione:

Grazie alla combinazione intelligente di blocchetto e software è possibile ottenere risultati altamente estetici in tempi rapidi e senza caratterizzazione o individualizzazione.

Elevata individualità:

Massima libertà di configurazione della riabilitazione altamente individualizzata grazie alla libertà di posizionamento tridimensionale del restauro all'interno del blocchetto.

VITABLOCS RealLife for CEREC/inLab MC XL

Colore	Denominazione	Dimensioni	Contenuto	Codice
0M1C	RL-14/14	14 x 14 x 18 mm	5 pezzi	EC40M1CRW1414
1M1C	RL-14/14	14 x 14 x 18 mm	5 pezzi	EC41M1CRW1414
1M2C	RL-14/14	14 x 14 x 18 mm	5 pezzi	EC41M2CRW1414
2M1C	RL-14/14	14 x 14 x 18 mm	5 pezzi	EC42M1CRW1414
2M2C	RL-14/14	14 x 14 x 18 mm	5 pezzi	EC42M2CRW1414
3M2C	RL-14/14	14 x 14 x 18 mm	5 pezzi	EC43M2CRW1414

I blocchetti VITABLOCS RealLife possono essere fresati con i sistemi Sirona CEREC/inLab MC XL a partire dalla versione software V3.80.