

VITA Powder Scan Spray

– Mayor rentabilidad gracias a su elevado rendimiento



Toma del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Versión 04.13

VITA shade, VITA made.

VITA

Descripción del producto

- VITA Powder Scan Spray es una suspensión de pigmentos de color azul con aroma a menta que sirve para realizar la impresión optoelectrónica mediante el mateado de la superficie (diente/modelo) en restauraciones CAD/CAM.
- Está indicado para la aplicación tanto intraoral (superficie dental) como extraoral (muñón de yeso/modelo de yeso).
- Todos los cuadrantes pueden alcanzarse fácilmente gracias a la cánula de pulverización flexible y rotatoria.
- VITA Powder Scan Spray puede utilizarse para la toma de impresión con una cámara intraoral (p. ej. con CEREC 3 y CEREC AC de Sirona) o con un escáner (p. ej. inEos o inLab de Sirona).

VITA Powder Scan Spray – La nueva dimensión de la pulverización

Ventajas del producto

- Permite la aplicación de una capa de recubrimiento fina y uniforme en la zona a tratar. Se garantiza así una representación detallada de los ángulos y, por lo tanto, un ajuste preciso de la restauración.
- Los tiempos de tratamiento son menores gracias al tiempo de secado muy reducido y a la retirada rápida con spray de agua sin dejar residuos en la zona de tratamiento.
- Gracias a la cánula de pulverización flexible con giro de 360° pueden alcanzarse todos los cuadrantes con seguridad.
- Ahora su uso es aún más rentable gracias al elevado rendimiento que garantiza la nueva fórmula con mayor concentración de polvo.
- La boquilla especial y la adaptación optimizada entre el polvo y el gas propelente evitan obstrucciones.



Denominación del producto	Contenido	Ref.
VITA Powder Scan Spray	Frasco, 75 ml 2 cánulas de pulverización	ECSCAN75V1