

VITA Powder Scan Spray

– Rentabilité plus élevée grâce à un meilleur rendement



Prise de teinte VITA

Communication de la teinte VITA

Reproduction de la teinte VITA

Contrôle de la teinte VITA

Édition 05.13

VITA shade, VITA made.

VITA

Description du produit

- VITA Powder Scan Spray est une suspension de pigments bleus parfumée à la menthe et destinée à la confection d'une empreinte opto-électronique par opacification de la surface (dent/modèle) dans le cadre des restaurations CFAO.
- Convient aussi bien pour une application intraorale (sur la dent), qu'extraorale (die en plâtre/modèle en plâtre).
- Grâce à la buse de vaporisation pivotant sur 360° et flexible, toutes les héli-arcades sont facilement accessibles.
- VITA Powder Scan Spray peut s'utiliser pour des clichés avec une caméra intraorale (par ex. avec Sirona CEREC 3 et CEREC AC) et avec un scanner (par ex. Sirona inEos ou Sirona inLab).

VITA Powder Scan Spray – Une autre façon d’envisager la vaporisation

Les avantages du produit

- Permet l’application d’une couche fine et régulière de la zone à traiter. Les bords sont ainsi bien représentés ce qui garantit une adaptation précise de la restauration.
- Une durée de traitement plus courte du fait du temps de séchage très bref et de la possibilité d’éliminer vite et bien la poudre par un spray d’eau.
- Grâce à la buse de vaporisation pivotant sur 360° et flexible, toutes les héli-arcades sont accessibles.
- Encore plus rentable grâce à un fort rendement résultant de la nouvelle formule dotée d’une forte concentration en poudre.
- La buse spéciale et la juste proportion de poudre et de gaz propulseur préviennent une éventuelle obstruction.



Désignation du produit	Contenu	N° art.
VITA Powder Scan Spray	Flacon, 75 ml 2 canules de vaporisation	ECSCAN75V1