

# VITA Powder Scan Spray

– maggiore produttività grazie alla resa elevata



VITA Presa del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

Data 04.13

VITA shade, VITA made.

**VITA**

## Descrizione del prodotto

- VITA Powder Scan Spray è una sospensione di pigmenti di colore blu, al sapore di menta, per la realizzazione di impronte opto-elettroniche mediante opacizzazione superficiale (dente/modello) per restauri CAD/CAM.
- Indicato sia per applicazione intraorale (superficie dentaria), che per uso extraorale (moncone di gesso/modello di gesso).
- La cannula pieghevole e girevole consente di nebulizzare facilmente in tutti i quadranti.
- VITA Powder Scan Spray può essere utilizzato per riprese con una camera intraorale (ad es. Sirona CEREC 3 e CEREC AC) o uno scanner (ad es. Sirona inEos o Sirona inLab).

## VITA Powder Scan Spray – la nuova dimensione della nebulizzazione

### Vantaggi del prodotto

- Consente l'applicazione di uno strato uniforme e sottile sul campo operatorio. In tal modo si ha garanzia di una rappresentazione esatta dei bordi ed elevata precisione del restauro.
- La rapidità di essiccazione e l'eliminazione con un getto d'acqua di qualsiasi residuo dal campo operatorio assicurano tempi di trattamento brevi.
- Grazie alla cannula di nebulizzazione pieghevole e girevole su 360° è possibile raggiungere in sicurezza tutti i quadranti.
- Maggiore economia e resa grazie alla nuova formula con elevata concentrazione di polvere.
- L'ugello speciale e il rapporto ottimale tra polvere e propellente evita ostruzioni.



Denominazione	Contenuto	Codice
VITA Powder Scan Spray	Flacone, 75 ml 2 cannule di nebulizzazione	ECSCAN75V1