

VITA ATMOMAT®

Kompaktes Keramikbrenngerät speziell für die Zahnarztpraxis



VITA Farbnahme

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle

Stand 11.11

VITA shade, VITA made.

VITA

Produktbeschreibung

Vollautomatisches, mikroprozessorgesteuertes Keramikbrenngerät für atmosphärische Brände in der Zahnarztpraxis mit integriertem Grafikdisplay.

Leistungsbereich

- Atmosphärische Glanz-, Glasur- und Malfarbenbrände
- Nicht für Vakuumbrände (z.B. Verblendkeramik) geeignet!

Vorteile

- Kompakter und ca. 45% leichter als ein konventionelles Keramikbrenngerät
- Die Funktionen und das Edelstahl-Design berücksichtigen speziell den Einsatz in der Zahnarztpraxis
- Einfache und sichere Bedienung
- Beleuchtetes Grafikdisplay
- Brenngut-Ablagetisch
- Ausgestattet mit der von VITA entwickelten, seit Jahren bewährten Quarzglas-Brennmuffel
- Gerätegarantie inkl. Brennmuffel: 2 Jahre

Programme

- 5 frei definierbare Brennprogramme

Lieferumfang – Art.-Nr. DATM220

Gerät im Spezialkarton, komplett mit: 1 Brennschale, 1 Anschlusskabel, 1 Ofenpinzette (25 cm), 1 Packung Brenntabletten A+B, 1 Packung Brennuntersätze G, 1 Bedienungsanleitung

Drucksachen

- Bedienungsanleitung Nr. 942
- Prospekt Nr. 1371

Technische Funktionen

- 3 wählbare Liftpositionen für Vortrockenphase
- Frei wählbare Bereitschafts-, Vortrocknen-, End- und Abkühltemperatur
- Zu jedem Programm eine wählbare Langzeitabkühlung
- Höchste Temperaturgenauigkeit
- Temperatur-Justierprogramm

Technische Daten	
Breite	220 mm
Tiefe	320 mm
Höhe	420 mm
Gewicht	10,5 kg
Gehäuse	Stahl/Edelstahl
Brennraum-Durchmesser	90 mm
Brennraum-Höhe	55 mm
Brennraum-Temperatur	max. 1180°C
Elektrischer Anschluss	230 Volt AC, 50 Hz oder 100/110 Volt AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 1,5 kW
Klassifikation	Schutzklasse 1