


## VITASONIC II

Ultraschall-Gerät für die VITA In-Ceram® Schlickertechnik



**VITA**

### Produktbeschreibung

Speziell für die VITA In-Ceram Schlickertechnik entwickeltes Hochfrequenz-Ultraschall-Gerät.

### Leistungsbereich

Zum Anmischen des VITA In-Ceram Powder-Schlickers.

## VITASONIC II

### Technische Funktion

Die eingebaute Zeitschaltuhr ermöglicht sowohl Kurzabläufe als auch Dauerbetriebsfunktion

### Lieferumfang

#### Art.-Nr. DSON220

Gerät, komplett mit: 1 Anschlußkabel,  
1 Deckel mit Einsatz, 1 Bedienungsanleitung

### Drucksachen

– Bedienungsanleitung Nr. 481M

### Technische Daten

Gerät Breite	220 mm
Gerät Tiefe	95 mm
Gerät Höhe	170 mm
Wanne Breite	190 mm
Wanne Tiefe	85 mm
Wanne Höhe	60 mm
Inhalt	0,8 l
Gewicht	2,2 kg
Gehäuse	Edelstahl
Elektrischer Anschluss	230 Volt AC, 50 Hz oder 100/110 Volt AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 80 Watt
Frequenz	25 KHz

### Vorteile

- Deckel mit Spezialeinsatz für die VITA In-Ceram Schlickertechnik
- Zusatznutzen durch Verwendung als Ultraschall-Reinigungsgerät, wenn der Deckel entfernt wird
- Robustes Edelstahlgehäuse
- Zeitschaltuhr ermöglicht sowohl Kurzabläufe als auch Dauerbetrieb