


## VITASONIC II

Aparato de ultrasonidos para la técnica de barbotina VITA In-Ceram®



**VITA**

### Descripción del producto

Aparato de ultrasonidos de alta frecuencia diseñado especialmente para la técnica de barbotina VITA In-Ceram.

### Gama de prestaciones

Para mezclar la barbotina en polvo de VITA In-Ceram.

## VITASONIC II

### Funciones técnicas

El temporizador integrado permite tanto programas cortos como un funcionamiento continuo.

### Volumen de suministro

#### Ref. DSON220

Aparato que incluye: 1 cable de conexión,  
1 tapa con inserto, 1 instrucciones de uso

### Documentación

– Instrucciones de uso n° 481M

### Datos técnicos

Ancho del aparato	220 mm
Fondo del aparato	95 mm
Alto del aparato	170 mm
Ancho de la cubeta	190 mm
Fondo de la cubeta	85 mm
Alto de la cubeta	60 mm
Contenido	0,8 l
Peso	2,2 kg
Carcasa	Acero fino
Conexión eléctrica	230 voltios c.a., 50 Hz o 100/110 voltios c.a., 50/60 Hz
Consumo de potencia	máx. 80 vatios
Frecuencia	25 KHz

### Ventajas

- Tapa con inserto especial para la técnica de barbotina VITA In-Ceram
- Ventaja adicional al poder utilizarlo como aparato de limpieza por ultrasonidos cuando se retira la tapa
- Carcasa robusta de acero fino
- Un temporizador permite tanto programas cortos como un funcionamiento continuo