


VITASONIC II

Appareil à ultra sons pour la technique de la barbotine VITA In-Ceram®



VITA

Description du produit

Appareil à ultrasons et haute fréquence spécialement conçu pour la technique de la barbotine VITA In-Ceram.

Champ d'applications

Pour le mélange de la poudre de barbotine VITA In-Ceram.

VITASONIC II

Fonctions techniques

La minuterie intégrée permet des cycles de fonctionnement courts ou un fonctionnement en continu.

Ensemble livré

N° art. DSON220

Appareil, complet avec: 1 câble de branchement,
1 couvercle avec insert, 1 mode d'emploi

Imprimés

– Mode d'emploi N° 481M

Données techniques

Largeur appareil	220 mm
Profondeur appareil	95 mm
Hauteur appareil	170 mm
Largeur bac	190 mm
Profondeur bac	85 mm
Hauteur bac	60 mm
Contenance	0,8 l
Poids	2,2 kg
Carrosserie	Acier fin
Alimentation électrique	230 Volt AC, 50 Hz ou 100/110 Volt AC, 50/60 Hz
Puissance absorbée	max. 80 Watt
Fréquence	25 KHz

Avantages

- Couvercle avec insert spécial pour la technique de la barbotine VITA In-Ceram
- L'appareil peut également être utilisé comme un appareil classique à ultrasons en retirant le couvercle
- Carrosserie robuste en acier fin
- La minuterie permet aussi bien un fonctionnement sur une courte durée qu'en continu