

VITA Einmal-Abdrucklöffel

sind aus schlagfestem Polystyrol hergestellt. Sie ergeben genaue Abdrücke und haben ein erheblich geringeres Gewicht als Metall-Löffel. Die Perforation ermöglicht eine zusätzliche Haftung aller Abformmaterialien. Die Löffel können beschliffen und nach leichtem Erwärmen über der Gasflamme mit der Kronenschere beschnitten werden.

Insgesamt stehen **6** Formen zur Verfügung: Je 3 Größen für bezahnte Ober- und Unterkiefer.

VITA Einmal-Abdrucklöffel bieten folgende Vorteile:

- Anpassungsfähigkeit an die jeweilige Kiefersituation.
- Hygienisch, da der Löffel nur einmal benutzt wird.
- Wirtschaftlich, da Reinigen, Sterilisieren und Trocknen entfallen.
- Einfach zu versenden, da der Metallgriff beim Zahnarzt verbleibt.

Lieferform	Artikel-Nr. Packungen	Form/Größe bezahnt
Einzelpackung enthält 25 Einmal-Abdrucklöffel einer Form und Größe und einen Einsteckgriff.	FBO 1	BO I
	FBO 2	BO II
	FBO 3	BO III
Sortimente enthalten 12 Packungen beliebiger Sortierungen in einem Sortimentkarton.	FBU 1	BU I
	FBU 2	BU II
	FBU 3	BU III
Einsteckgriffe Packung mit 10 Stück im Plastikbeutel.	FE	

Das Produkt ist ein Medizinprodukt und wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt.
Es muss gemäß dieser Gebrauchsinformation angewendet werden.
Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften und
sind nicht bindend.




VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen/Germany
Tel. +49/(0)7761/562-0 · Fax +49/(0)7761/562-299
Hotline: +49/(0)7761/562-222 · Fax +49/(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik

534 D - 0318 (X) S - Version (03)

VITA Einmal-Abdrucklöffel



Hygienisch, anpassungsfähig,
zeitsparend, leicht und praktisch


Stand: 03.18

VITA – perfect match.


VITA

Formenkarte für VITA Einmal-Abdruckklöffel


Bezahnter Oberkiefer



BO I




BO II




BO III


Bezahnter Unterkiefer



BU I



BU II



BU III