


VITA PHYSIODENS®

kunststof tanden



VITA

De charme van natuurlijke schoonheid

VITA PHYSIODENS® Anteriores




Collega's staan bij elkaar.

- Brede tandhalzen garanderen een perfecte vormgeving van de interdentale ruimte.
- Harmonische vormen garanderen een vloeiende overgang tussen anteriores en posteriores.
- Een natuurlijke oppervlaktetextuur en een massief volume van de elementen zorgen voor een uitstekend draagcomfort.
- Anatomisch gevormde palatinaalijsten en convex vormgegeven labiaalfacetten ondersteunen de kauwfunctie, de fonetiek en de opvulling van de lippen.

Ware schoonheid komt van binnenuit.

Dat wordt bijzonder duidelijk bij het aanschouwen van het levendige kleurspel van de fronttanden van VITA PHYSIODENS.

Dankzij het gebruik van de beste materialen met behulp van het unieke VITA SYSTEM 3D-MASTER vallen de VITA PHYSIODENS Anteriores op door hun uitgebalanceerde, esthetische verhouding van opalescentie, translucentie en fluorescentie, zoals dat alleen voorkomt in de natuur.



PMMA-parels, door monomeer verzadigd
netwerk van cross linked monomeer
anorganisch vulmateriaal bestaande uit microdeeltjes,
gepolymeriseerd in een polymeernetwerk



Originelen bestaan uit meerdere kleuren.


Dat geldt met name voor de VITA PHYSIODENS Anteriores. De zorgvuldig met de hand aangebrachte kleurlagen met individuele karakteristiek verlenen elke tand zijn unieke levendigheid.



Prachtig

dat het werkt

VITA PHYSIODENS® Posteriores



De droom van alle strategen: stevig en geordend.

Zo eenvoudig kan het opstellen van tanden zijn. De sferische interdentale vlakken van VITA PHYSIODENS grijpen distaal convex en mesiaal concaaf in elkaar. Alles past. Merkbaar!

Uitermate nauwkeurig bij de plaatsing!

VITA PHYSIODENS Posteriores overtuigen door hun bijzonder brede kauwvlakken overeenkomstig de fysiologische centric. Ze garanderen zo een natuurgetrouwe occlusie. Gelijmatige puntvormige contacten zijn voorgeprogrammeerd bij elke opstelling, ongeacht of het om een volledige of partiële prothetische voorziening in de fysiologische centric gaat.

VITA PHYSIODENS® sortiment

De klant is koning. Hier zijn uw kroonjuwelen.

Doorsnee garnituren koopt u ergens anders.

Wie waarde aan individualiteit en maatwerk hecht, kiest voor VITA PHYSIODENS. Hier is elke molaar individueel en op de specifieke grootte vormgegeven, de cuspidatie van tand tot tand verschillend – en bovendien nog extreem goed gebouwd en dankzij het micro-composiet absoluut top op het gebied van slijtvastheid.

Anteriores

20 bovenkaak-modellen

8 onderkaak-modellen

Posteriores

6 bovenkaak-modellen

6 onderkaak-modellen



Alleen **tevreden** is voor ons niet genoeg

VITA PHYSIODENS® kunststof tanden

Eisen doorgeven? Dat zien wij graag.

VITA PHYSIODENS overtuigt iedereen die hoge eisen stelt aan schoonheid en functionaliteit. Exacte kleurkeuze, perfecte opstelling en hoogwaardig materiaal garanderen prima resultaten. Dit betekent voor u tijdwinst, tevreden klanten en een hoge mate aan prestige. Overal genieten tevreden patiënten van een optimaal kauw- en draagcomfort. Alles individueel op maat gemaakt, in een uitvoering, die hen laat stralen.

Wie met VITA PHYSIODENS werkt, beschikt over een uitgebreid en harmonisch vormensortiment. Of het nu om levende vormenkaarten, bijscholingscursussen, opslag in het handige VITA MODULBOX-systeem, elektronisch voorraadbeheer in uw laboratorium of om nog veel meer gaat - VITA ondersteunt haar partners altijd doelmatig en efficiënt.




„Geen wonder. Wat er zo uitziet, past alleen bij mij.“



„Iedereen wil alleen maar mij.“



Met de unieke VITA SYSTEM 3D-MASTER Toothguide worden alle natuurlijke tandenkleuren systematisch bepaald en volledig gereproduceerd.



Let op: onze producten worden ontwikkeld voor dentaal gebruik en dienen conform de gebruiksaanwijzing te worden verwerkt. De afbeeldingen en informatie doen geen toezeggingen over de eigenschappen en zijn niet bindend.

De VITA Zahnfabrik is conform de richtlijn voor medische producten gecertificeerd en VITA PHYSIODENS kunststof tanden dragen de markering  0124 en voldoen aan de eisen overeenkomstig de norm ISO 3336 : 1993.

„Ook zin in iets unieks voor iedereen?“



VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. + 49/7761/562-222 · Fax + 49/7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com