

# VITA ENAMIC® STAINS KIT: Für mehr Natürlichkeit

Jetzt schnell und einfach natürliche Farbnuancen reproduzieren



VITA Farbnahme

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle

Stand 01.13

VITA shade, VITA made.

**VITA**

## Produktbeschreibung

Das VITA ENAMIC STAINS KIT umfasst sechs Malfarben plus Zubehör für die Reproduktion natürlicher Farbnuancen von Restaurationen aus Hybridkeramik. Der Verbund der Malfarben zur Restauration erfolgt mittels Polymerisationsprozess. Für die Oberflächenversiegelung ist die chemische Glasur VITA ENAMIC

GLAZE erhältlich. Damit werden Haltbarkeit und Brillanz der Farben im Mundmilieu erhöht. Die Verarbeitung erfolgt nach einem einfachen 5-Schritte-Prinzip: Restaurationsoberfläche konditionieren, Farben abmischen und auftragen, Zwischenpolymerisation, chemische Glasur auftragen sowie Endpolymerisation durchführen.

## Produktvorteile

### Schnelle Verarbeitung

Einfach die VITA ENAMIC-Malfarben auf die Restauration auftragen, polymerisieren und fertig! So lassen sich VITA ENAMIC Versorgungungen schnell farblich charakterisieren.

### Hohe Individualität:

Mit den sechs VITA ENAMIC Malfarben lassen sich ganz individuell die Farbnuancen und Anomalien natürlicher Zähne reproduzieren.

### Einfache Verarbeitung:

Über das Verhältnis von Liquid zu Farbpulver lässt sich die Farbintensität der VITA ENAMIC Malfarben gut steuern. Dies ermöglicht sowohl einen punktuellen als auch fließenden Farbauftrag.

## Indikationsspektrum

VITA ENAMIC Malfarben sind zur Charakterisierung (okklusal/zervikal) von Restaurationen aus VITA ENAMIC Hybridkeramik geeignet.

## Produktdaten

Farbangebot: VITA ENAMIC STAINS sind in den sechs Farbnuancen white, corn, brown, khaki, blue und black erhältlich.

Zubehör: Liquid, Glaze, Cleaner, Microbrush, Pinsel, Anmischplatte, Spatel

## VITA ENAMIC® STAINS

### VITA ENAMIC® STAINS KIT – Art.-Nr. EENSTKIT

Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt / Farbe
VITA ENAMIC STAINS 1-6	6 x Flasche à 2 g	white, corn, brown, khaki, blue und black
VITA ENAMIC STAINS LIQUID	Flasche	20 ml
VITA ENAMIC GLAZE	Flasche	20 ml
VITA VM LC CLEANER	Flasche	50 ml
Microbrush Einwegapplikatoren	Packung	à 20 Stück
Pinsel Nr. 1	–	2 Stück
Porzellan-Anmischplatte schwarz	8,5 x 11 mm	1 Stück
Anmischspatel, doppelendig	–	1 Stück

### VITA ENAMIC® STAINS KIT – Einzelartikel

Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt / Farbe	Art.-Nr.
VITA ENAMIC STAIN 1	Flasche à 2 g	white	EENST012
VITA ENAMIC STAIN 2	Flasche à 2 g	corn	EENST022
VITA ENAMIC STAIN 3	Flasche à 2 g	brown	EENST032
VITA ENAMIC STAIN 4	Flasche à 2 g	khaki	EENST042
VITA ENAMIC STAIN 5	Flasche à 2 g	blue	EENST052
VITA ENAMIC STAIN 6	Flasche à 2 g	black	EENST062
VITA ENAMIC STAINS LIQUID	Flasche	20 ml	EENSTL20
VITA ENAMIC GLAZE inkl. Microbrush Einwegapplikationen	Flasche / Packung	20 ml / à 20 Stück	EENSTG20
VITA VM LC CLEANER	Flasche	50 ml	CVMLC50
Microbrush Einwegapplikatoren	Packung	à 20 Stück	EENSTMB20
Pinsel Nr. 1	–	1 Stück	B085
Porzellan-Anmischplatte schwarz	8,5 x 11 mm	1 Stück	C014
Anmischspatel, doppelendig	–	1 Stück	C013

## Systemkompatibilität

Für die Zwischen- und Endpolymerisation werden folgende zahnärztliche und zahntechnische Polymerisationsgeräte empfohlen: Bluephase C8 (Fa. Ivoclar Vivadent), Astralis 10 (Fa. Ivoclar Vivadent), Valo (Fa. Ultradent), Speed Labolight (Fa. Hager & Werken), Heraflash (Fa. Heraeus Kulzer) und Polyflux PT (Fa. Dreve).

Weitere Informationen zu VITA ENAMIC finden Sie unter: [www.vita-enamic.de](http://www.vita-enamic.de) / [www.vita-enamic.com](http://www.vita-enamic.com)