

VITA ENAMIC® STAINS KIT: Para uma maior naturalidade

Maquiagem rápida e simples das nuances de cor naturais



VITA Seleção de Cor

VITA Comunicação de Cor

VITA Reprodução de Cor

VITA Controle de Cor

Data de publicação: 01.13

VITA shade, VITA made.

VITA

Descrição do produto

O VITA ENAMIC STAINS KIT inclui seis colorações, assim como acessórios, para a reprodução de tons cromáticos naturais nas restaurações de cerâmica híbrida. A ligação das colorações com a restauração é realizada através de um processo de fotopolimerização. Para o vedamento de superfície está disponível o glaze

químico VITA ENAMIC GLAZE. Desta forma, aumenta-se a durabilidade e o brilho das colorações em ambiente oral. A maquiagem é realizada em 5 passos de forma muito simples : condicionamento da superfície, mistura e aplicação dos pigmentos, polimerização intermediária, aplicação do glaze químico e polimerização final.

Vantagens do produto

Produção rápida

Apenas tem que aplicar as colorações ENAMIC na restauração, polimerizar e pronto! Dessa forma, é possível uma caracterização cromática rápida das restaurações de VITA ENAMIC.

Restaurações personalizadas

Com as seis colorações VITA ENAMIC, é possível reproduzir os detalhes dos tons cromáticos e as características dos dentes naturais de forma totalmente personalizada.

Aplicação simples

É possível controlar a intensidade cromática da coloração VITA ENAMIC através da proporção de mistura do líquido e pó. Assim, é possível aplicar um efeito de cor pontual mais forte, bem como um mais suave.

Gama de indicações

As colorações VITA ENAMIC são indicadas para a caracterização (oclusal/cervical) de restaurações produzidas com cerâmica híbrida VITA ENAMIC.

Detalhes do produto

Cores disponíveis: VITA ENAMIC STAINS está disponível em seis tons cromáticos: branco, amarelo, castanho, cáqui, azul e preto.

Acessórios: Líquido, glaze, limpador, microbrush, pincel, paleta de mistura, espátula

VITA ENAMIC® STAINS

VITA ENAMIC® STAINS KIT – N° art. EENSTKIT

Designação	Descrição	Conteúdo/ Cores
VITA ENAMIC STAINS 1-6	6 x frascos de 2 g	white, corn, brown, khaki, blue e black
VITA ENAMIC STAINS LIQUID	Frasco	20 ml
VITA ENAMIC GLAZE	Frasco	20 ml
VITA VM LC CLEANER	Frasco	50 ml
Aplicadores descartáveis Microbrush	Embalagem	com 20 peças
Pincel nº 1	–	2 peças
Paleta de mistura de porcelana, preta	8,5 x 11 mm	1 peça
Espátula de mistura com duas pontas	–	1 peça

VITA ENAMIC® STAINS KIT – Artigo único

Designação	Descrição	Conteúdo/ Cores	N° art..
VITA ENAMIC STAIN 1	Frasco de 2 g	white (branco)	EENST012
VITA ENAMIC STAIN 2	Frasco de 2 g	corn (amarelo)	EENST022
VITA ENAMIC STAIN 3	Frasco de 2 g	brown (castanho)	EENST032
VITA ENAMIC STAIN 4	Frasco de 2 g	khaki (cáqui)	EENST042
VITA ENAMIC STAIN 5	Frasco de 2 g	blue (azul)	EENST052
VITA ENAMIC STAIN 6	Frasco de 2 g	black (preto)	EENST062
VITA ENAMIC STAINS LIQUID	Frasco	20 ml	EENSTL20
VITA ENAMIC GLAZE com aplicadores descartáveis Microbrush	Frasco / Embalagem	20 ml / com 20 peças	EENSTG20
VITA VM LC CLEANER	Frasco	50 ml	CVMLC50
Aplicadores descartáveis Microbrush	Embalagem	com 20 peças	EENSTMB20
Pincel nº 1	–	1 peça	B085
Paleta de mistura de porcelana, preta	8,5 x 11 mm	1 peça	C014
Espátula de mistura com duas pontas	–	1 peça	C013

Compatibilidade do sistema

Para a polimerização intermediária e final recomendamos os seguintes aparelhos de fotopolimerização clínicos ou laboratoriais: Bluephase C8 (Ivoclar Vivadent), Astralis 10 (Ivoclar Vivadent), Valo (Ultradent), Speed Labolight (Hager & Werken), Heraflash (Heraeus Kulzer) e PolyLux PT (Dreve).

Para mais informações sobre o VITA ENAMIC visite: www.vita-enamic.de / www.vita-enamic.com

VITA