



















Vergleichstabelle VITA AKZENT/VITA SHADING PASTE → VITA AKZENT Plus



Die nachfolgende Tabelle soll zur Unterstützung für bisherige VITA AKZENT Anwender dienen. Es handelt sich hierbei um Annäherungswerte.








VITA AKZENT	VITA AKZENT Plus	Farbe	Farbmuster	Powder	Paste	Spray
Akz 01	ES01	Weiß		x	x	-
Akz 02	ES03	Zitronengelb		x	x	-
Akz 03	ES04	Sonnengelb		x	x	-
Akz 04	ES05	Orange		x	x	-
Akz 05	ES05	Orange		x	x	-
Akz 06	(BS02/BS03)	Gelb-Braun/ Orange	 	x	x	x
Akz 07	(BS03)	Orange		x	x	x
Akz 08	BS03	Orange		x	x	x
Akz 09	ES07	Khaki		x	x	-
Akz 10	ES07	Khaki		x	x	-
Akz 11	(ES07)	Khaki		x	x	-
Akz 12	ES09	Dunkelrot		x	x	-
Akz 13	ES13	Grau		x	x	-
Akz 14	ES14	Schwarz		x	x	-
Akz 15	(ES06)	Rostrot		x	x	-
Akz 16	(ES06)	Rostrot		x	x	-
Akz 17	ES12	Grau-blau		x	x	x
Akz 18	-	-	-	-	-	-
Akz 19	-	-	-	-	-	-
Akz 20	(ES06)	Rostrot		x	x	-
Akz 25	AKZENT Plus GLAZE					
Akz 26	AKZENT Plus FINISHING AGENT					

VITA shade, VITA made.

VITA




Neu (nicht zuordenbar):














VITA AKZENT Plus	Farbe	Farbmuster	Powder	Paste	Spray
ES02	Creme		x	x	-
ES08	Rosa		x	x	-
ES10	Lila		x	x	-
ES11	Blau		x	x	-
BS01	Gelb		x	x	x
BS04	Olive-grau		x	x	x
BS05	Grau-braun		x	x	x

VITA shade, VITA made.

VITA




Die nachfolgende Tabelle soll zur Unterstützung für bisherige VITA SHADING PASTE Anwender dienen. Es handelt sich hierbei um Annäherungswerte.

VITA SHADING PASTE	VITA AKZENT Plus	Farbe	Farbmuster	Powder	Paste	Spray
SP01	ES01	Weiß		x	x	-
SP02	ES05	Orange		x	x	-
SP03	(BS03+BS05)	Orange/ Grau-braun		x	x	x
SP04	(BS03+BS05)	Orange/ Grau-braun		x	x	x
SP05	(BS03+BS05)	Orange/ Grau-braun		x	x	x
SP06	ES05+ES06	Orange/ Rostrot		x	x	-
SP07	(ES06)	Rostrot		x	x	-
SP08	(ES12)	Grau-blau		x	x	-
SP21	ES01	Weiß		x	x	-
SP22	ES03	Zitronengelb		x	x	-
SP23	(ES05+BS03)	Orange/ Orange		x	x	x
SP24	-	-	-	-	-	-
SP25	-	-	-	-	-	-
SP26	(ES06)	Rostrot		x	x	-
SP27	ES07	Khaki		x	x	-
SP28	ES13	Grau		x	x	-
SP29	ES12	Grau-blau		x	x	-

VITA shade, VITA made.

VITA



Neu (nicht zuordenbar):

VITA AKZENT Plus	Farbe	Farbmuster	Powder	Paste	Spray
ES02	Creme		X	X	-
ES04	Sonnengelb		X	X	-
ES08	Rosa		X	X	-
ES09	Dunkelrot		X	X	-
ES10	Lila		X	X	-
ES11	Blau		X	X	-
ES14	Schwarz		X	X	-
BS01	Gelb		X	X	X
BS02	Gelb-braun		X	X	X
BS04	Olive-grau		X	X	X
BS05	Grau-braun		X	X	X



VITA shade, VITA made.

VITA