





















**Tableau de comparaison
VITA AKZENT/VITA SHADING PASTE → VITA AKZENT Plus**

Le tableau suivant doit soutenir les utilisateurs précédentes du VITA AKZENT.
Il s'agit des valeurs approximatives.

VITA AKZENT	VITA AKZENT Plus	Couleur	Dessin en couleur	Powder	Paste	Spray
Akz 01	ES01	blanc		x	x	-
Akz 02	ES03	jaune citron		x	x	-
Akz 03	ES04	jaune soleil		x	x	-
Akz 04	ES05	orange		x	x	-
Akz 05	ES05	orange		x	x	-
Akz 06	(BS02/BS03)	brun-jaune/orange	 	x	x	x
Akz 07	(BS03)	orange		x	x	x
Akz 08	BS03	orange		x	x	x
Akz 09	ES07	kaki		x	x	-
Akz 10	ES07	kaki		x	x	-
Akz 11	(ES07)	kaki		x	x	-
Akz 12	ES09	rouge profond		x	x	-
Akz 13	ES13	gris		x	x	-
Akz 14	ES14	noir		x	x	-
Akz 15	(ES06)	rouille		x	x	-
Akz 16	(ES06)	rouille		x	x	-
Akz 17	ES12	bleu-gris		x	x	x
Akz 18	-	-	-	-	-	-
Akz 19	-	-	-	-	-	-
Akz 20	(ES06)	rouille		x	x	-
Akz 25	AKZENT Plus GLAZE					
Akz 26	AKZENT Plus FINISHING AGENT					






VITA shade, VITA made.

VITA



Tableau de comparaison
VITA AKZENT/VITA SHADING PASTE → VITA AKZENT Plus

Neuve:

VITA AKZENT Plus	Couleur	Dessin en couleur	Powder	Paste	Spray
ES02	crème		X	X	-
ES08	rose		X	X	-
ES10	lilas		X	X	-
ES11	bleu		X	X	-
BS01	jaune		X	X	X
BS04	gris-olive		X	X	X
BS05	brun-gris		X	X	X














VITA shade, VITA made.

VITA

**Tableau de comparaison
VITA AKZENT/VITA SHADING PASTE → VITA AKZENT Plus**



Le tableau suivant doit soutenir les utilisateurs précédentes du VITA SHADING PASTE.
Il s'agit des valeurs approximatives.

VITA SHADING PASTE	VITA AKZENT Plus	Couleur	Dessin en couleur	Powder	Paste	Spray
SP01	ES01	blanc		x	x	-
SP02	ES05	orange		x	x	-
SP03	(BS03+BS05)	orange/ brun gris		x	x	x
SP04	(BS03+BS05)	orange/ brun gris		x	x	x
SP05	(BS03+BS05)	orange/ brun gris		x	x	x
SP06	ES05+ES06	orange/rouille		x	x	-
SP07	(ES06)	rouille		x	x	-
SP08	(ES12)	gris bleu		x	x	-
SP21	ES01	blanc		x	x	-
SP22	ES03	jaune citron		x	x	-
SP23	(ES05+BS03)	orange/orange		x	x	x
SP24	-		-	-	-	-
SP25	-		-	-	-	-
SP26	(ES06)	rouille		x	x	-
SP27	ES07	kaki		x	x	-
SP28	ES13	gris		x	x	-
SP29	ES12	gris bleu		x	x	-












VITA shade, VITA made.

VITA

**Tableau de comparaison
VITA AKZENT/VITA SHADING PASTE → VITA AKZENT Plus**



Neuve:

VITA AKZENT Plus	Couleur	Dessin en couleur	Powder	Paste	Spray
ES02	crème		X	X	-
ES04	jaune soleil		X	X	-
ES08	rose		X	X	-
ES09	rouge profond		X	X	-
ES10	lilas		X	X	-
ES11	bleu		X	X	-
ES14	noir		X	X	-
BS01	jaune		X	X	X
BS02	brun jaune		X	X	X
BS04	olive gris		X	X	X
BS05	brun gris		X	X	X



VITA shade, VITA made.

VITA

VITA Zahnfabrik • H. Rauter GmbH & Co.KG •
Spitalgasse 3 • D-79713 Bad Säckingen
www.vita-zahnfabrik.com