


# VITA SUPRINITY® – Polishing Set clinical/technical

Für die einfache Vor- und Hochglanzpolitur von VITA SUPRINITY.



Stand 05.13

VITA shade, VITA made.

**VITA**

## Produktbeschreibung

Die VITA SUPRINITY Polishing Sets wurden für die sichere, wirtschaftliche und materialgerechte Oberflächenbearbeitung von Restaurationen aus zirkondioxidverstärkter Lithiumsilikatkeramik (ZLS) in Praxis und Labor entwickelt. Die Sets beinhalten diverse Polierkörper zur Vor- und Hochglanzpolitur.

Mit diesen Instrumenten können Kauflächen, Höcker, Fissuren und Kontaktpunkte der Restauration materialschonend poliert werden. Im Endergebnis sorgen diese Polierinstrumente für Oberflächen mit einem brillanten Glanzgrad.

## Produktvorteile

### Exzellente Endergebnisse:

Mit diesen Instrumenten werden hervorragende, plaque-abweisende Oberflächenergebnisse erzielt. Ein exakter Rundlauf, die abgestimmten Körnungen und die individuellen Geometrien der Instrumente garantieren hochpräzise Resultate.

### Einfache und sichere Handhabung:

Die Instrumente sorgen für eine gut zu steuernde Abtragsleistung bei gleichzeitig niedrigem Eigenverschleiß. Die gute Handhabung und der Einsatz ohne Polierpaste ermöglichen eine einfache und schnelle Bearbeitung. Die Sterilisierbarkeit der clinical Instrumente sorgt zusätzlich für Sicherheit.

### Werkstoffschonende Behandlung:

Mit diesen speziell für VITA SUPRINITY entwickelten Instrumenten wird eine werkstoffschonende Nachbearbeitung garantiert. So wird beispielsweise die Gefahr einer möglichen Mikrorissbildung vermindert.

## Produktdaten

### VITA SUPRINITY Polishing Set clinical:

Umfasst insgesamt sechs Instrumente für das Winkelstück. Es beinhaltet drei Instrumente für die Vor- und drei für die Hochglanzpolitur.

### VITA SUPRINITY Polishing Set technical:

Umfasst insgesamt acht Instrumente für das Handstück. Es beinhaltet vier Instrumente für die Vor- und vier für die Hochglanzpolitur.

## VITA SUPRINITY® Sortimente

Bezeichnung	Erläuterung	Inhalt/Stück	Art.-Nr.
VITA SUPRINITY Polishing Set clinical	2-stufiges Poliersystem mit Vor- und Hochglanzpolierern für das Winkelstück	6	ELSPSETC
VITA SUPRINITY Polishing Set technical	2-stufiges Poliersystem mit Vor- und Hochglanzpolierern für das Handstück	8	ELSPSETT

## VITA SUPRINITY® Polishing Set clinical – Nachfüllpackungen

Bezeichnung	Erläuterung	Inhalt/Stück	Art.-Nr.
<b>Vorpolitur (pink)</b>	diamantiert		
Polierinstrument, Spitze, S4m		6	ERWS4M6
Polierinstrument, Linse, L10m		6	ERWL10M6
Polierinstrument, Kelch, C6m		6	ERWC6M6
<b>Hochglanzpolitur (grau)</b>	diamantiert		
Polierinstrument, Spitze, S4f		6	ERWS4F6
Polierinstrument, Linse, L10f		6	ERWL10F6
Polierinstrument, Kelch, C6f		6	ERWC6F6

## VITA SUPRINITY® Polishing Set technical – Nachfüllpackungen

Bezeichnung	Erläuterung	Inhalt/Stück	Art.-Nr.
<b>Vorpolitur (pink)</b>	diamantiert		
Polierinstrument, Rad, R15m		6	ERHR15M6
Polierinstrument, Spitze, S5m		6	ERHS5M6
Polierinstrument, Linse, L16m		6	ERHL16M6
Polierinstrument, Longpin, LPm		6	ERHLPm6
<b>Hochglanzpolitur (grau)</b>	diamantiert		
Polierinstrument, Rad, R15f		6	ERHR15F6
Polierinstrument, Spitze, S5f		6	ERHS5F6
Polierinstrument, Linse, L16f		6	ERHL16F6
Polierinstrument, Longpin, LPf		6	ERHLPf6

Weitere Informationen zu VITA SUPRINITY finden Sie unter: [www.vita-suprinity.de](http://www.vita-suprinity.de) / [www.vita-suprinity.com](http://www.vita-suprinity.com)

**VITA**