

VITA SUPRINITY® – Polishing Set clinical/technical

Pour le prépolissage et lustrage simples des restaurations de VITA SUPRINITY.



Prise de teinte VITA

Communication de la teinte VITA

Reproduction de la teinte VITA

Contrôle de la teinte VITA

Édition 12.13

VITA shade, VITA made.

VITA

Description du produit

Les coffrets de polissage VITA SUPRINITY ont été conçus pour un traitement de surface des restaurations en céramique de silicate de lithium dopée au dioxyde de zirconium (ZLS), sûr, rentable et adapté au matériau, effectué au cabinet dentaire et au laboratoire. Les coffrets contiennent diverses pointes à

polir pour le pré-polissage et le lustrage.

Ces instruments assurent le polissage des surfaces occlusales, des cuspidés, des sillons et des zones de contact des restaurations tout en préservant le matériau. Les instruments confèrent une remarquable brillance finale aux restaurations.

Les avantages du produit

Excellents résultats :

ces instruments donnent une excellente qualité de surface, peu propice à l'accumulation de la plaque. Une concentricité précise, des granulométries et des tailles d'instruments bien harmonisées garantissent la grande précision des résultats.

Manipulation simple et sûre :

les instruments assurent un retrait de matériau bien contrôlable avec simultanément une faible usure intrinsèque. La bonne manipulation et l'utilisation sans pâte à polir accélèrent et simplifient le travail. Les instruments clinical peuvent être stérilisés pour plus de sécurité.

Traitement de surface non agressif :

avec ces instruments spécialement conçus pour VITA SUPRINITY, les retouches n'endommagent pas le matériau. Les éventuels risques de micro fissures par exemple sont réduits.

Données sur le produit

VITA SUPRINITY Polishing Set clinical :

comprend un total de six instruments pour contre-angle, il contient trois instruments pour le prépolissage et trois autres pour le polissage haute brillance.

VITA SUPRINITY Polishing Set technical :

comprend un total de huit instruments pour pièce à main, il contient quatre instruments pour le prépolissage et quatre autres pour le polissage haute brillance.

Coffrets VITA SUPRINITY®

Désignation	Explications	Contenu/pièce	N° art.
VITA SUPRINITY Polishing Set clinical	Système de polissage à 2 étapes avec prépolissage et lustrage pour contre-angle	6	ELSPSETC
VITA SUPRINITY Polishing Set technical	Système de polissage à 2 étapes avec prépolissage et lustrage pour pièce à main	8	ELSPSETT

VITA SUPRINITY® Polishing Set clinical - recharges

Désignation	Explications	Contenu/pièce	N° art.
Prépolissage (rose)	diamanté		
Instrument de polissage, pointe, S 4m		6	ERWS4M6
Instrument de polissage, lentille, L 10m		6	ERWL10M6
Instrument de polissage, cupule, C 6m		6	ERWC6M6
Polissage haute brillance (gris)	diamanté		
Instrument de polissage, pointe, S4f		6	ERWS4F6
Instrument de polissage, lentille, L 10f		6	ERWL10F6
Instrument de polissage, cupule, C 6f		6	ERWC6F6

VITA SUPRINITY® Polishing Set technical - recharges

Désignation	Explications	Contenu/pièce	N° art.
Prépolissage (rose)	diamanté		
Instrument de polissage, roue, R 15m		6	ERHR15M6
Instrument de polissage, pointe, S 5m		6	ERHS5M6
Instrument de polissage, lentille, L 16m		6	ERHL16M6
Instrument de polissage, pin long, LPm		6	ERHLPm6
Polissage haute brillance (gris)	diamanté		
Instrument de polissage, roue, R 15f		6	ERHR15F6
Instrument de polissage, pointe, S 5f		6	ERHS5F6
Instrument de polissage, lentille, L 16f		6	ERHL16F6
Instrument de polissage, pin long, LPf		6	ERHLPf6

Vous trouverez de plus amples informations sur VITA SUPRINITY sous : www.vita-suprinity.de / www.vita-suprinity.com

VITA