


VITA MFT®

Multi Functional Teeth

Карта с формите на зъбите



VITA определяне на цвят

VITA комуникация на цвят

VITA възпроизвеждане на цвят


VITA контрол на цвета

състояние: 01.15

VITA shade, VITA made.

VITA

Доставят се в цвове по разцветките
VITA SYSTEM 3D-MASTER и VITA classical A–D



Овални


040



044



049



Триъгълни

T41



T43




T46



T49



Всички размери в mm



VITA MFT – Ново измерение в естетиката

Естествената анатомия на фронталните зъби VITA MFT, при които апроксималните контакти в зоната на инцизалната една трета са леко към палатинално изместени, позволява безпроблемно и изящно нареждане на зъбите.


Анатомично коректната лабиална извивка води до физиологично перфектно позициониране на зъбите, при което дискретно разширените зъбни шийки подпомагат оформянето на съответната за възрастта папила.





Правоъгълни


R42



R45



R47



Квадратни

S47



S50*



L33



L34



L37



L37LN



L40



Формата **L37LN (Long Neck)** е създадена специално за имитация на особени пародонтални характеристики, каквито се срещат при частични протези

PU29 – PL29



PU31 – PL31



PU33 – PL33



easy-centric® – новото улеснение в нареждането на зъби

Оформянето на дъвкателната повърхност на VITA MFT се основава на иновативния принцип easy-centric, който способства за професионалното и рационалното нареждане и води до висока продуктивност и качество.

Nr.		Nr.		
	mm	mm	Nr.	mm
O40	40,0	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6
O44	43,9	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6
O49	49,2	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6
T41	40,5	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6
T43	43,3	L34 34,0	PU31 30,6	PL31 31,1
T46	46,1	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1
T49	48,8	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6
R42	42,1	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6
R45	44,5	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1
R47	46,6	L37 36,8	PU33 33,0	PL33 33,6
S47	46,8	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6
S50	49,7	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6



VITA MFT – фронтални и дистални зъби

Целият спектър на индикации се покрива от компактен асортимент от зъби. Скромно и хармонично съчетаното предложение от форми и цветове гарантира висока ефективност.

Мултифункционалните зъби VITA MFT са подходящи за:

- Тотални протези
- Имплантатни протези
- Телескоп-конструкции
- Протези със стави
- Моделноляти протези
- Временни решения

Асортиментът от цветове на VITA MFT покрива


- 13 цвята от разцветката VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA SYSTEM 3D-MASTER												
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1	0M1	0M3
~ B1	~ B2		~ A2	~ C2 ~ D4	~ B3		~ A3.5		~ A4	~ C4		

- 13 цвята от разцветката VITA classical A–D

VITA classical A–D												
A1	~A2	A3	~A3.5	~A4	~B1	~B2	~B3	~C2	C3	~C4	D3	~D4
	2M2		3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3L1.5		5M1		3L1.5

С уникалната система VITA SYSTEM 3D-MASTER всички естествени цветове на зъби се определят систематично и се възпроизвеждат изцяло.



Да се има предвид: Нашите продукти трябва да се използват съгласно данните за употреба. Не поемаме отговорност за щети, които произтичат от некомпетентно боравене или обработка. Потребителят в останалите случаи се задължава преди употреба да провери продукта за неговата пригодност за предвидената област на използване. Отговорност от наша страна е изключена, когато продуктът се обработва в недоговорено, съответно непозволено съчетание с материали и устройства на други производители. В останалите случаи нашата отговорност за достоверността на тези данни, независимо от правното основание и доколкото е допустимо по закон, във всеки случай се ограничава до стойността на доставената стока съгласно фактурата без ДДС. По-специално ние не носим отговорност, доколкото е разрешено по закон, в никакъв случай за пропуснати ползи, за косвени щети, за произтичащи от това щети или за претенции на Трети лица към Купувача. Претенции за обезщетение на щети поради отговорност за вина (виновност при сключване на договор, лошо изпълнение на договора, непозволено увреждане и др.) са в сила само в случай на умишъл или груба небрежност. Издаване на тази информация за потребителя: 01.15

С издаването на това Ръководство за работа, всички предишни издания губят своята валидност. Валидната в текущия момент версия ще намерите на електронен адрес: www.vita-zahnfabrik.com.

VITA Zahnfabrik е сертифицирана по Директивата за медицински продукти и следният продукт носи обозначението **CE** 0124 :
VITA MFT®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik