


VITA MFT®

Multi Functional Teeth

Kartička tvarů umělohmotných zubů



VITA určování barev

VITA barevná komunikace

VITA barevná reprodukce


VITA kontrola barvy

Platí k 01.15


VITA shade, VITA made.

VITA

Dostupné v odstínech VITA SYSTEM 3D-MASTER
a VITA classical A–D



Lopatkovitě tvary



Trojúhelníkové tvary

040



T41



044



T43



049




T46



T49



Všechny rozměry v mm



VITA MFT – Nové estetické měřítko

Věrná anatomie předních zubů VITA MFT, u kterých jsou ap proximální kontakty v oblasti incisální třetiny umístěny lehce přesazené do palatinální, umožňují bezproblémově a elegantně řadit zuby vedle sebe.

Anatomicky správně tvarovaný labiální oblouk zajišťuje fyziologicky bezchybné umístění zubu, přičemž diskrétně rozšířený krček zubu podporuje formování papil, které odpovídá věku pacienta.



Kvadratické tvary


R42



R45



R47



Pravouhlé tvary

S47



S50*



L33



L34



L37



L37LN



L40



Tvar **L37LN** (Long Neck) byl vyvinut speciálně pro imitaci zvláštních parodontálních charakteristik, jaké se například vyskytují v dílci protetice.

PU29 – PL29



PU31 – PL31



PU33 – PL33



easy-centric® – nová lehkost stavby

Tvarování žvýkacích ploch u VITA MFT vychází z inovativního principu easy-centric, který podporuje profesionální a racionální stavbu a vede k vyšší produktivitě v kvalitě hodné pacienta.

Nr.		Nr.		Nr.	
O40	40,0	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6	
O44	43,9	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6	
O49	49,2	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6	
T41	40,5	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6	
T43	43,3	L34 34,0	PU31 30,6	PL31 31,1	
T46	46,1	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1	
T49	48,8	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6	
R42	42,1	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6	
R45	44,5	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1	
R47	46,6	L37 36,8	PU33 33,0	PL33 33,6	
S47	46,8	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6	
S50	49,7	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6	



VITA MFT – frontální a laterální

Kompletní indikační spektrum v sympaticky kompaktním sortimentu VITA MFT. Harmonicky sestavena a redukována nabídka barev/tvarů zajišťuje vysokou hospodárnost.

Multifunkční zub VITA MFT je určen pro:

- totální protetiku
- implantační protetiku
- teleskopické a kónusové konstrukce
- zásuvné spoje
- modelové odlévané protézy
- prozatímní řešení

Nabídka barev odstínů zubů VITA MFT


- 13 odstínů VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA SYSTEM 3D-MASTER												
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1	0M1	0M3
~ B1	~ B2		~ A2	~ C2 ~ D4	~ B3		~ A3.5		~ A4	~ C4		

- 13 odstínů VITA classical A–D

VITA classical A–D												
A1	~A2	A3	~A3.5	~A4	~B1	~B2	~B3	~C2	C3	~C4	D3	~D4
	2M2		3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3L1.5		5M1		3L1.5

Pomocí jedinečného VITA SYSTEM 3D-MASTER můžete systematicky určovat a dokonale reprodukovat všechny přirozené barvy zubů.



Upozornění: Naše produkty používejte v souladu s informacemi o jejich použití. Neručíme za žádné škody, které vzniknou v důsledku neodborné manipulace nebo zpracování. Uživatel je ostatně povinen si před použitím produktu ověřit, zda je produkt vhodný pro zamýšlenou oblast použití. Nárok na záruku je rovněž vyloučen tehdy, když je produkt použit v neslučitelné resp. nepřipustné kombinaci s materiály nebo přístroji jiného výrobce. Naše ručení za správnost těchto údajů nezávislé na právním důvodu, a pokud tak zákon připouští, je mimoto v každém případě omezeno na hodnotu dodaného zboží podle faktury bez DPH. Zejména neručíme, pokud tak zákon připouští, v žádném případě za ušlý zisk, nepřímé škody, za následné škody nebo nároky třetích osob vůči kupujícímu. Nároky na náhradu škody v závislosti na zavinění (provinění při uzavření smlouvy, následné nedodržení smlouvy, nedovolené jednání atd.) vznikají pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti. VITA Modulbox není nutnou součástí výrobku.

Datum vydání tohoto informačního materiálu: 01.15

Vydáním těchto informací k používání pozbývají veškerá dosavadní vydání platnost. Aktuální verzi naleznete na stránkách www.vita-zahnfabrik.com

Společnost VITA Zahnfabrik je certifikována podle směrnic pro medicínské výrobky a následující produkty nesou značku **CE** 0124 :
VITA MFT®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik