


VITA MFT®

Multi Functional Teeth

Carte de formes dents en résine



Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA


Édition 01.15

VITA shade, VITA made.


VITA

Disponible en couleurs

VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A-D



Forme ovoïde




Forme triangulaire

040



T41



044




T43



049



T46



T49



VITA MFT – Une nouvelle référence en esthétique

L'anatomie naturelle des dents antérieures VITA MFT, caractérisée par des contacts proximaux au niveau du tiers incisal légèrement décalés vers la zone palatine, permet aux dents de s'engrener aisément et favorablement.


Le bombé vestibulaire anatomique autorise un alignement physiologique des dents irréprochable. Les collets subtilement évasés favorisent une conception des papilles adaptée à l'âge du patient.





Forme rectangulaire


R42



L33



R45



L34



R47



L37



Forme carrée

L37LN



S47



L40



S50*



La forme **L37LN** (Long Neck) a été conçue spécialement pour reproduire des caractéristiques parodontales spécifiques que l'on observe par ex. en prothèse partielle.

PU29 – PL29



PU31 – PL31



PU33 – PL33



easy-centric® – le montage devient encore plus facile

La conception des surfaces occlusales des VITA MFT repose sur le principe novateur *easy-centric*. Celui – ci favorise un montage professionnel et rationnel ainsi qu'une grande productivité conjugée à la qualité.

Nr.		Nr.		
	mm	mm	Nr.	
O40	40,0	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6
O44	43,9	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6
O49	49,2	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6
T41	40,5	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6
T43	43,3	L34 34,0	PU31 30,6	PL31 31,1
T46	46,1	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1
T49	48,8	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6
R42	42,1	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6
R45	44,5	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1
R47	46,6	L37 36,8	PU33 33,0	PL33 33,6
S47	46,8	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6
S50	49,7	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6



VITA MFT – antérieures et postérieures

Toutes les indications au sein d'un sympathique coffret VITA MFT. Une palette de couleurs et de formes harmonieusement et judicieusement étudiées vous garantit une grande rentabilité.

La dent multifonctions VITA MFT s'utilise pour :

- la prothèse complète
- la prothèse implanto-portée
- la prothèse de type télescopique et conique
- la prothèse à attachements
- la prothèse à châssis métallique
- la prothèse temporaire

La gamme de couleurs des VITA MFT comporte


- 13 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA SYSTEM 3D-MASTER												
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1	0M1	0M3
~ B1	~ B2		~ A2	~ C2 ~ D4	~ B3		~ A3.5		~ A4	~ C4		

- 13 couleurs VITA classical A-D

VITA classical A-D												
A1	~A2	A3	~A3.5	~A4	~B1	~B2	~B3	~C2	C3	~C4	D3	~D4
	2M2		3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3L1.5		5M1		3L1.5

Le système inédit VITA SYSTEM 3D-MASTER permet de définir d'une manière systématique toutes les couleurs de dent naturelles et de les reproduire intégralement.



N.B. : nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés. De plus, notre responsabilité quant à l'exactitude de ces données, indépendamment des dispositions légales, et dans la mesure où la loi l'autorise, se limite en tous cas à la valeur de la marchandise livrée selon facture hors taxes. En outre et dans la mesure où la loi l'autorise, notre responsabilité ne peut, en aucun cas, être engagée pour les pertes de bénéfices, pour les dommages directs ou indirects, pour les recours de tiers contre l'acheteur. Toute demande de dommages et intérêts pour faute commise (faute lors de l'établissement du contrat, entorse au contrat, négociations illicites etc.) n'est possible qu'en cas de préméditation ou de négligence caractérisée. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit.

Date d'édition : 01.15

Cette nouvelle édition du mode d'emploi rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur le site www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik est certifié selon la directive sur les dispositifs médicaux et les produits suivants portent le marquage **CE** 0124 :

VITA MFT®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik