

VITA MFT®

Multi Functional Teeth

Műanyagfogak formaválasztéka




Kiadva: 2015.01


VITA shade, VITA made.

VITA

Kapható VITA SYSTEM 3D-MASTER
és VITA classical A–D színekben



lapát alakú




háromszög alakú

040



T41



044




T43



049



T46



T49



VITA MFT – Új szabvány az esztétikában

A VITA MFT frontfogaknál az approximális kontaktpontok az incizális harmadban enyhén palatinális irányban vannak elhelyezve. Ezeknek a fogaknak természetű anatómiája lehetővé teszi a fogak problémamentes, organikus ható egymásmellé rendezettségét.


Az anatómiailag korrekt labiális fogív fiziológiai szempontból kifogástalan fogpozicionálást biztosít, így a diszkréten kisélesedett fognyak lehetővé teszi az életkornak megfelelő papilla kialakítását.





téglalap alakú


R42



R45



R47



négyzet alakú

S47



S50*



L33



L34



L37



L37LN



L40



Az **L37LN** (Long Neck = hosszú nyakú) formát speciálisan a paradontális fogak reprodukálására fejlesztették ki, pl. részleges protézis céljára

PU29 – PL29



PU31 – PL31



PU33 – PL33



easy-centric® – a fogfelállítás új könnyedsége

VITA MFT rágófelületének kialakítása az innovatív easy-centric fogfelállítási elven alapul, amely professzionális és racionális fogfelállítást tesz lehetővé, és kiemelkedő termelékenység mellett biztosítja a páciens elvárásainak megfelelő minőséget.

Nr.		Nr.		Nr.	
O40	40,0	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6	
O44	43,9	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6	
O49	49,2	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6	
T41	40,5	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6	
T43	43,3	L34 34,0	PU31 30,6	PL31 31,1	
T46	46,1	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1	
T49	48,8	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6	
R42	42,1	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6	
R45	44,5	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1	
R47	46,6	L37 36,8	PU33 33,0	PL33 33,6	
S47	46,8	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6	
S50	49,7	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6	



VITA MFT – Front- és oldalfogak

Teljes indikációs spektrum rokonszenvesen kompakt VITA MFT szortimentben. A következetes, harmonikusan összeállított szín- és formaválaszték kiemelkedő gazdaságosságot biztosít.

VITA MFT multifunkciós fog alkalmas

- teljes protetikához
- implantációs protetikához
- teleszkópos és kónuszos munkákhoz
- csúsztatóval elhorgonyzott fogpótláshoz
- fémlemezes munkákhoz
- ideiglenes megoldásokhoz

VITA MFT színkínálatában található


- 13 VITA SYSTEM 3D-MASTER szín

VITA SYSTEM 3D-MASTER												
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1	0M1	0M3
~ B1	~ B2		~ A2	~ C2 ~ D4	~ B3		~ A3.5		~ A4	~ C4		

- 13 VITA classical A–D szín

VITA classical A–D												
A1	~A2	A3	~A3.5	~A4	~B1	~B2	~B3	~C2	C3	~C4	D3	~D4
	2M2		3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3L1.5		5M1		3L1.5

Az egyedülálló VITA SYSTEM 3D-MASTER rendszerrel valamennyi fogszín szisztematikusan meghatározásra kerül és tökéletesen reprodukálható.



Figyelem: termékeinket a használati utasításban leírtaknak megfelelően kell alkalmazni. Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek szakszerűtlen anyagkezelésből vagy feldolgozásból erednek. A felhasználó továbbá köteles még a munka megkezdése előtt ellenőrizni, hogy a termék a kívánt felhasználási célra alkalmas-e. Felelősségünket kizárja, ha más gyártók nem kompatibilis vagy nem engedélyezett anyagaival vagy eszközeivel együtt használják termékeinket. Továbbá felelősségünk az adatok helyességéért a jogi alaptól függetlenül és - amennyiben törvényesen megengedett - minden esetben csak a szállított áru számla szerinti, forgalmi adó nélküli értékére korlátozódik. Amennyiben a törvény megengedi, különösen nem vállalunk felelősséget elmaradt haszon, közvetett károk, következménykárok, vagy vevővel szemben fellépő harmadik személyek követeléseinek tekintetében. Mulasztás miatti kártérítési igény (hibás szerződéskötés, szerződésszegés, nem megengedett cselekmény, stb.) csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetében indokolt. VITA Modulbox nem kötelező eleme a terméknek.

Jelen ismertető kiadásának dátuma: 2015.01.

Jelen használati útmutató kiadásával minden korábban megjelent kiadás érvényét veszti. A mindenkor aktuális változat megtalálható a www.vita-zahnfabrik.com oldalon.

VITA Zahnfabrik az orvosi termékekre vonatkozó irányelvek szerint került certifikálásra és az alábbi termék viseli a  0124 jelzést:

VITA MFT®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik