


# VITA MFT®

Multi Functional Teeth

Tabella forme denti in resina



VITA Determinazione del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore


VITA Controllo del colore

Data 01.15


VITA shade, VITA made.

**VITA**

Disponibili in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER e  
VITA classical A-D



Ovale



Triangolare

**040**




**T41**




**044**



**T43**



**049**




**T46**



**T49**



Tutte le misure in mm



**VITA MFT – Il nuovo parametro per l'estetica**

L'anatomia naturale dei denti anteriori VITA MFT, in cui i contatti approssimali nel terzo incisale sono posizionati leggermente spostati verso palatale, consentono un montaggio senza problemi ed armonico.


La corretta curvatura labiale, che ha un andamento anatomico, consente un posizionamento fisiologicamente ineccepibile dei denti. L'area cervicale leggermente allargata aiuta a realizzare una configurazione delle papille in funzione dell'età.

## Anteriori inferiori



Rettangolare

**R42**



**R45**



**R47**




Quadrato

**S47**



**S50\***



**L33**




**L34**



**L37**



**L37LN**



**L40**



La forma **L37LN (Long Neck)** è stata sviluppata espressamente per la riproduzione di caratteristiche parodontali particolari, come si verificano ad es. in protesi parziale.

**PU29 – PL29**



**PU31 – PL31**



**PU33 – PL33**



**easy-centric® – nuova semplicità di montaggio**

La configurazione delle superfici occlusali dei denti VITA MFT si basa sull'innovativo principio easy-centric, che agevola una montaggio professionale e razionale, assicurando insieme produttività e una qualità che gratifica il paziente.

Nr.		Nr.		
	mm		mm	Nr.
<b>O40</b>	40,0	<b>L33</b> 32,6	<b>PU29</b> 28,8	<b>PL29</b> 29,6
<b>O44</b>	43,9	<b>L34</b> 34,0	<b>PU29</b> 28,8	<b>PL29</b> 29,6
<b>O49</b>	49,2	<b>L40</b> 39,5	<b>PU33</b> 33,0	<b>PL33</b> 33,6
<b>T41</b>	40,5	<b>L33</b> 32,6	<b>PU29</b> 28,8	<b>PL29</b> 29,6
<b>T43</b>	43,3	<b>L34</b> 34,0	<b>PU31</b> 30,6	<b>PL31</b> 31,1
<b>T46</b>	46,1	<b>L37</b> 36,8	<b>PU31</b> 30,6	<b>PL31</b> 31,1
<b>T49</b>	48,8	<b>L40</b> 39,5	<b>PU33</b> 33,0	<b>PL33</b> 33,6
<b>R42</b>	42,1	<b>L34</b> 34,0	<b>PU29</b> 28,8	<b>PL29</b> 29,6
<b>R45</b>	44,5	<b>L37</b> 36,8	<b>PU31</b> 30,6	<b>PL31</b> 31,1
<b>R47</b>	46,6	<b>L37</b> 36,8	<b>PU33</b> 33,0	<b>PL33</b> 33,6
<b>S47</b>	46,8	<b>L40</b> 39,5	<b>PU33</b> 33,0	<b>PL33</b> 33,6
<b>S50</b>	49,7	<b>L40</b> 39,5	<b>PU33</b> 33,0	<b>PL33</b> 33,6



### VITA MFT – Anteriores e Posteriores

L'assortimento VITA MFT piacevolmente compatto copre tutte le indicazioni. Una gamma di colori e forme contenuta ma armoniosa assicura elevata redditività.

I denti multifunzione VITA MFT sono indicati per:

- Protesi totale
- Protesi su impianti
- Protesi telescopica e conica
- Protesi con attacchi
- Protesi scheletrata
- Protesi di riabilitazione

### I denti VITA MFT sono disponibili in


- 13 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA SYSTEM 3D-MASTER												
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1	0M1	0M3
~ B1	~ B2		~ A2	~ C2 ~ D4	~ B3		~ A3.5		~ A4	~ C4		

- 13 colori VITA classical A-D

VITA classical A-D												
A1	~A2	A3	~A3.5	~A4	~B1	~B2	~B3	~C2	C3	~C4	D3	~D4
	2M2		3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3L1.5		5M1		3L1.5

Con l'ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei denti naturali.



**Avvertenza:** I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verificano in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori. La nostra responsabilità per la correttezza di queste indicazioni è indipendente dal titolo giuridico e, se legalmente consentito, è in ogni caso limitata al valore della merce fornita come da fattura al netto dell'IVA. In particolare, se legalmente consentito, non rispondiamo in alcun caso per mancato guadagno, danni indiretti, danni consequenziali o per rivendicazioni di terzi nei confronti dell'acquirente. Qualora una richiesta di risarcimento venga avanzata per comportamento colposo (colpa in "contrahendo", violazione contrattuale positiva, atto illecito) ad essa si darà luogo esclusivamente nel caso di dolo o colpa grave. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto.

Data di questa informazione per l'uso: 01.15

Con la pubblicazione di queste informazioni d'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile nel sito [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA ZAHNFABRIK è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici e i seguenti materiali sono marcati  0124 :

**VITA MFT®**

# VITA

Per informazioni:

**VITA ITALIA srl**

Via Riccardo Lombardi 19/18 · 20153 Milano  
Tel.: +39 02 9039261 · Fax: +39 02 90392640

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)