


VITA MFT®

Multi Functional Teeth

Vormenkaart PMMA tanden



VITA kleurbepaling

VITA kleurcommunicatie

VITA kleurreproductie


VITA kleurcontrole

Uitgiftedatum: 01.15


VITA shade, VITA made.

VITA

Verkrijgbaar in VITA SYSTEM 3D-MASTER
en VITA classical A–D kleuren



Ovaal



Driehoekig

040



T41



044



T43



049




T46



T49



Alle afmetingen in mm




VITA MFT – De nieuwe dimensie in esthetiek

De natuurgetrouwe anatomie van VITA MFT fronttanden, met approximale contacten in het incisale derde die lichtjes palatinaal gericht zijn, zorgt ervoor dat men probleemloos een natuurlijke uitlijning van de tanden verkrijgt.




Rechthoekig

R42



R45



R47



Vierkant

S47



S50*



L33



L34



L37



L37LN



L40



De vorm **L37N** (**L**ong **N**eck) is speciaal ontwikkeld om bepaalde parodontale kenmerken te simuleren die bijvoorbeeld voorkomen bij partiële prothesen

PU29 – PL29



PU31 – PL31



PU33 – PL33



easy-centric® – de nieuwe en moeiteloze manier om tanden op te stellen.

Het occlusale oppervlaktedesign van de VITA MFT is gebaseerd op een nieuw principe, het zogenaamde easy-centric. Dit zorgt voor een professionele en economische set-up procedure. Bovendien zorgt het voor meer productiviteit en kwaliteit, aangepast aan de behoeften van de patiënt.

No.		No.		
	mm	mm	No.	mm
O40	40,0	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6
O44	43,9	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6
O49	49,2	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6
T41	40,5	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6
T43	43,3	L34 34,0	PU31 30,6	PL31 31,1
T46	46,1	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1
T49	48,8	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6
R42	42,1	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6
R45	44,5	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1
R47	46,6	L37 36,8	PU33 33,0	PL33 33,6
S47	46,8	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6
S50	49,7	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6



VITA MFT – Front- en zijdelingse tanden

Een breed indicatiebereik in een gestroomlijnde VITA MFT productreeks. Een compact en harmonieus aanbod van kleuren en vormen zorgt voor een efficiëntere investering.

De multifunctionele VITA MFT tand is geschikt voor:

- Totale prothesen
- Implantaten
- Telescopische en conische constructies
- Attachement kunstgebitten
- Partiële prothesen
- Provisorische prothesen

Het kleurengamma van VITA MFT Omvat


- 13 VITA SYSTEM 3D-MASTER kleuren

VITA SYSTEM 3D-MASTER												
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1	0M1	0M3
~ B1	~ B2		~ A2	~ C2 ~ D4	~ B3		~ A3.5		~ A4	~ C4		

- 13 VITA classical A–D kleuren

VITA classical A–D												
A1	~A2	A3	~A3.5	~A4	~B1	~B2	~B3	~C2	C3	~C4	D3	~D4
	2M2		3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3L1.5		5M1		3L1.5

Dankzij het unieke VITA SYSTEM 3D-MASTER kunnen alle natuurlijke tandkleuren systematisch bepaald en gereproduceerd worden.



Let op: Onze producten moeten gebruikt worden volgens de gebruiksaanwijzingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste handelingen of gebruik. De gebruiker is tevens verplicht om het product voor gebruik te controleren of het geschikt is voor het toepassingsgebied. Wij dragen geen verantwoordelijkheid indien het product gebruikt wordt in combinatie met porselein en met materialen van andere producenten die niet compatibel of goedgekeurd zijn voor gebruik met ons product. Bovendien is onze verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze informatie rechtsonafhankelijk, in zover legaal toegestaan, en is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen exclusief omzetbelasting. In het bijzonder zijn we, voor zoverre legaal toegestaan, niet aansprakelijk voor winstverlies, indirecte schade, gevolgschade of klachten van derde partijen tegen de koper. Schadeclaims op basis van schuld aansprakelijkheid (culpa in contrahendo, contractbreuk, onwettige handelingen, enz.) kunnen enkel ingediend worden in geval van bewuste of grote nalatigheid. De VITA modulebox is geen noodzakelijk onderdeel van het product. Uitgiftedatum van deze gebruiksaanwijzingen: 01.15

Door de uitgave van deze gebruiksinformatie verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid. De meest actuele versie vindt u op www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik is gecertificeerd volgens de Medical Device Directive; de volgende producten dragen het kenteken **CE** 0124 :

VITA MFT®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
 Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
 Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
 Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik