


VITA MFT®

Multi Functional Teeth

Karta kształtów akrylowych zębów konfekcyjnych



VITA ustalenie koloru

VITA komunikacja koloru

VITA reprodukcja koloru


VITA kontrola koloru

Data wydania 01.15


VITA shade, VITA made.

VITA

Dostępne w kolorach VITA SYSTEM 3D-MASTER
i VITA classical A–D



kształt łopaty




kształt trójkąta

040



T41



044




T43



049



T46



T49



VITA MFT – estetyka w nowej skali


Anatomiczne zęby przednie MFT, których kontakty międzyzębowe w obszarze siecznym są lekko przechylone w kierunku podniebiennym umożliwiają bezproblemowe ustawianie szeregowe.

Anatomicznie właściwy przebieg krzywizny wargowej umożliwia dokładne i fizjologiczne wyznaczenie pozycji zęba. Dyskretnie opracowane szyjki zębów umożliwiają wykonanie właściwych kieszonek dziąsłowych dopasowanych do każdej grupy wiekowej.



kształt prostokątny


R42



R45



R47



kształt kwadratowy

S47



S50*



L33



L34



L37



L37LN



L40



Kształt **L37LN** (Long Neck) umożliwia wykonywanie cech charakterystycznych spotykanych w zębach paradontalnych jak np. w protezach częściowych

PU29 – PL29



PU31 – PL31



PU33 – PL33



**easy-centric® – łatwość ustawiania
w nowym wymiarze**

Ukształtowanie powierzchni żującej zębów
VITA MFT wg nowatorskiej zasady easy-centric.
Profesjonalna i racjonalna ustawka wspomaga
produktywność i podnosi jakość wykonywanych
uzupełnień protetycznych, które są tak ważne
dla naszych pacjentów.

Nr.		Nr.		
	mm	mm	Nr.	mm
O40	40,0	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6
O44	43,9	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6
O49	49,2	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6
T41	40,5	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6
T43	43,3	L34 34,0	PU31 30,6	PL31 31,1
T46	46,1	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1
T49	48,8	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6
R42	42,1	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6
R45	44,5	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1
R47	46,6	L37 36,8	PU33 33,0	PL33 33,6
S47	46,8	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6
S50	49,7	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6



VITA MFT – anteriors i posteriors

Pełny asortyment doboru zębów konfekcyjnych VITA MFT znajduje się w ergonomicznej i kompaktowej skrzynce. Sprawny i harmonijny dobór kolorów i kształtów to cecha charakterystyczna tego produktu.

Multifunkcjonalne zęby VITA MFT stosujemy w:

- protezach całkowitych
- protezach wykonywanych na bazie implantów
- protezach teleskopowych i stożkowych (konus)
- protezach na zasuwach
- protezach szkieletowych
- protezach tymczasowych

Paleta zębów VITA MFT obejmuje


- 13 kolorów VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA SYSTEM 3D-MASTER												
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1	0M1	0M3
~ B1	~ B2		~ A2	~ C2 ~ D4	~ B3		~ A3.5		~ A4	~ C4		

- 13 kolorów VITA classical A–D

VITA classical A–D												
A1	~A2	A3	~A3.5	~A4	~B1	~B2	~B3	~C2	C3	~C4	D3	~D4
	2M2		3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3L1.5		5M1		3L1.5

Za pomocą kolornika VITA SYSTEM 3D-MASTER można odpowiednio i systematycznie dobrać i zreprodukować wszystkie naturalne kolory zębów.



Uwaga: Produkt ten został opracowany do ściśle określonego zastosowania. Dlatego też powinien być stosowany zgodnie z instrukcją. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego przygotowania i użytkowania. Poza tym zobowiązuje się użytkownika do przetestowania produktu, jeżeli pragnie się go zastosować do innych potrzeb. Wyklucza się odpowiedzialność producenta, jeżeli produkt ten nie będzie stosowany ze zgodnymi z nim materiałami oraz urządzeniami innych firm. Poza tym nasza odpowiedzialność dotycząca danych, niezależnie od podstawy prawnej i przepisów prawnych, ogranicza się w każdym przypadku do wartości dostawy według rachunku bez VAT-u. Producent nie ponosi pod żadnym względem odpowiedzialności niezależnie od podstawy prawnej za utracony zysk, pośrednie szkody, szkody będące następstwem zdarzenia losowego lub roszczenia osób trzecich przeciwko kupującemu. Zależności zadłużeniowe roszczeń z tytułu odszkodowania (zadłużenia w przypadku zawartego kontraktu, z pozycji prawnej naruszenia kontraktu, niedozwolonego działania itp.) są możliwe tylko w przypadku rozmyślnego działania lub poważnego zaniedbania. Skrzynka modułowa VITA nie musi konieczności wchodzić w skład ww zestawu.

Wydanie instrukcji obróbki materiału: 01.15

Wszystkie dotychczasowe wydania tej broszury informacyjnej tracą swoją ważność z dniem pojawienia się w obiegu aktualnego wydania. Aktualną wersję instrukcji obróbki materiału znajdują Państwo na stronie internetowej www.vita-zahnfabrik.com

Firma VITA Zahnfabrik posiada certyfikat wg wytycznych dotyczących produktów medycznych. Następujące materiały posiadają certyfikat oraz oznaczenie **CE** 0124 :

VITA MFT®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
 Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
 Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
 Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik