


VITA MFT®

Multi Functional Teeth

Catalogul formelor dinților acrilici



VITA Determinarea culorii

VITA Transmiterea culorii

VITA Reproducerea culorii


VITA Verificarea culorii

Ultima prelucrare 01.15


VITA shade, VITA made.

VITA

Disponibil în nuanțele VITA SYSTEM 3D-MASTER
și VITA classical A–D



Formă rotunjită




Triunghiulari

040



T41



044



T43



049




T46



T49



Toate dimensiunile în mm



Lățimea garniturilor

Lățimea incisivilor centrali

Înălțimea coroanei

VITA MFT – Noul standard în estetică

Anatomia naturală a dinților frontali VITA MFT, al căror contact aproximal în zona treimii incizale este plasat ușor palatinal, facilitează o montare fără probleme și un aspect firesc al dinților.

Curbură vestibulară corectă din punct de vedere anatomic are drept rezultat o poziționare fiziologică ireproșabilă a dinților, în cadrul căreia coatele dinților ușor mai late facilitează o modelare a papilelor adecvată vârstei.




Frontali inferiori



Dreptunghiulari


R42



R45



R47



Pătrați

S47



S50*



L33



L34



L37



L37LN



L40



Forma **L37LN** (Long Neck) a fost concepută special pentru a imita anumite caracteristici parodontale de ex. în cazul protecției parțiale.

PU29 – PL29



PU31 – PL31



PU33 – PL33



easy-centric® – noua ușurință a montării

Structura suprafețelor ocluzale a VITA MFT se bazează pe principiul inovator easy-centric care permite o montare atât profesională cât și rațională și are drept rezultat o productivitate sporită a calității lucrărilor pacienților.

Nr.		Nr.		
	mm	mm	Nr.	
O40	40,0	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6
O44	43,9	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6
O49	49,2	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6
T41	40,5	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6
T43	43,3	L34 34,0	PU31 30,6	PL31 31,1
T46	46,1	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1
T49	48,8	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6
R42	42,1	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6
R45	44,5	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1
R47	46,6	L37 36,8	PU33 33,0	PL33 33,6
S47	46,8	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6
S50	49,7	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6



VITA MFT – Anteriori și Posteriori

Întregul spectru de indicații în cadrul sortimentului compact cu design placut VITA MFT. O ofertă rațională și armonioasă de culori/forme garantează o eficiență superioară.

Dinții multifuncționali VITA MFT sunt recomandați pentru:

- Protetica totală
- Protetica pe implant
- Lucrări dentare pe coroane telescopate și conice
- Lucrări cu culise
- Proteze scheletate
- Lucrări provizorii

Gama de culori VITA MFT cuprinde


- 13 nuanțe VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA SYSTEM 3D-MASTER												
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1	0M1	0M3
~ B1	~ B2		~ A2	~ C2 ~ D4	~ B3		~ A3.5		~ A4	~ C4		

- 13 nuanțe VITA classical A–D

VITA classical A–D												
A1	~A2	A3	~A3.5	~A4	~B1	~B2	~B3	~C2	C3	~C4	D3	~D4
	2M2		3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3L1.5		5M1		3L1.5

Cu ajutorul sistemului VITA SYSTEM 3D-MASTER se determină și se reproduc cu precizie toate culorile dentare naturale.



Atenție: Produsele noastre se utilizează cu respectarea instrucțiunilor de folosire. Nu ne asumăm răspunderea pentru daune produse din cauza unei manipulări sau prelucrări necorespunzătoare. Suplimentar, utilizatorul este obligat să verifice înainte de utilizare dacă produsul este corespunzător pentru domeniul de utilizare respectiv. Nu ne asumăm răspunderea pentru cazurile în care produsul nu este compatibil cu materialele și aparatele altui producător. De altminteri răspunderea noastră pentru corectitudinea acestor date este limitată la valoarea mărfii livrate cf. facturii fără impozit, independent de motivul juridic și cu condiția ca acest lucru să fie permis prin lege. Răspunderea noastră este exclusă mai ales în cazuri de profit pierdut, de daune indirecte, daune intervenite ca urmări ale altor daune sau daune interese pretinse de terți, cu condiția ca acest lucru să fie permis de lege. Acordarea de daune-interese (eroare la încheierea contractului, încălcarea contractului, acțiuni nepermise etc.) se face numai în caz de premeditare sau de neglijență gravă. VITA Modulbox nu este neapărat un component al produsului. Editarea acestor instrucțiuni s-a făcut la: 01.15

O dată cu publicarea acestei ediții cu informații privind utilizarea toate edițiile precedente își pierd valabilitatea. Versiunea actuală aferentă o puteți găsi la adresa www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik este o firmă certificată conform directivei cu privire la produsele medicale, iar următoarele produse poartă marca **CE**₀₁₂₄ :

VITA MFT®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik