


VITA MFT®

Multi Functional Teeth

Karta oblika akrilatnih zuba



VITA određivanje boja

VITA komunikacija boja

VITA proizvodnja boja


VITA kontrola boja

Izdanje 01.15


VITA shade, VITA made.

VITA

Dostupno u VITA SYSTEM 3D-MASTER
i VITA classical A–D bojama



Ovalni



Trougaoni

040



T41



044



T43



049




T46



T49



Sve dimenzije u mm



Širina garniture

Širina centralnog zuba

Высота коронки

VITA MFT – Novi standard u estetici

Prirodna anatomija VITA MFT prednjih zuba, kod kojih su aproksimalni kontakti u području incizalnih trećina blago pomereni ka palatinalnim omogućuje lako i organsko ređanje zuba.


Anatomski korektan, kontinualni labijalni luk omogućava fiziološki besprekorno pozicioniranje zuba, gde diskretno prošireni vratovi zuba podržavaju konstrukciju papile prema starosnom dobu.





Donji prednji zubi

R42



R45



R47



Pravougli

S47



S50*



L33



L34



L37



L37LN



L40



Oblik **L37LN** (Long Neck – sa dugim vratom) razvijen je specijalno za imitiranje posebnih parodontalnih karakteristika, koje se sreću npr. kod parcijalne protetike.

PU29 – PL29



PU31 – PL31



PU33 – PL33



easy-centric® – nova lakoća postavljanja

Struktura zagrizažajnih površina VITA MFT zasniva se na inovativnom principu "easy-centric" kojim se optimizuje profesionalno i racionalno postavljanje i obezbeđuje visoka produktivnost u postizanju kvaliteta koji zahteva pacijent.

Nr.		Nr.		Nr.	
	mm	mm		mm	mm
O40	40,0	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6	
O44	43,9	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6	
O49	49,2	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6	
T41	40,5	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6	
T43	43,3	L34 34,0	PU31 30,6	PL31 31,1	
T46	46,1	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1	
T49	48,8	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6	
R42	42,1	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6	
R45	44,5	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1	
R47	46,6	L37 36,8	PU33 33,0	PL33 33,6	
S47	46,8	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6	
S50	49,7	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6	



VITA MFT – Prednji i zadnji

Kompletan spektar indikacija u praktično kompaktnom VITA MFT asortimanu. Kompaktna i harmonična ponuda boja i oblika garantuje visoku ekonomičnost.

Multifunkcionalni zub VITA MFT je podesan za:

- Totalnu protetiku
- Implantološku protetiku
- Teleskopske i konusne konstrukcije
- Proteze sa kopčama
- Proteze livene po kalupu
- Prelazna rešenja

Ponuda boja VITA MFT obuhvata


- 13 VITA SYSTEM 3D-MASTER boja

VITA SYSTEM 3D-MASTER												
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1	0M1	0M3
~ B1	~ B2		~ A2	~ C2 ~ D4	~ B3		~ A3.5		~ A4	~ C4		

- 13 VITA classical A–D boja

VITA classical A–D												
A1	~A2	A3	~A3.5	~A4	~B1	~B2	~B3	~C2	C3	~C4	D3	~D4
	2M2		3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3L1.5		5M1		3L1.5

Sa jedinstvenim VITA SYSTEM 3D-MASTER sistematski se određuju i potpuno reprodukuju sve prirodne boje zuba.



Pažnja: Naše proizvode koristiti prema uputstvima za upotrebu. Ne preuzimamo odgovornost za štete koje su nastale usled nepravilnog rukovanja ili obrade. Korisnik je u obavezi da pre upotrebe proveri da li je proizvod prikladan za predviđenu oblast primene. Odgovornost se ne prihvata i kada se proizvod obrađuje u nepovoljnoj, odnosno neodgovornoj kombinaciji sa materijalima i uređajima drugih proizvođača. U ostalim slučajevima naša odgovornost je ograničena za ispravnost podataka nezavisno od pravnog osnova, i u meri propisanoj zakonom, a u svakom slučaju do vrednosti isporučene robe po osnovu izdatog računa bez poreza. Naročito ne prihvatamo odgovornost, ukoliko je to dozvoljeno zakonom, za propuštenu korist, za posredne štete, za posledične štete ili za potraživanje trećih lica u odnosu na kupca. Zahtevi za nadoknadu štete (odgovornost zbog prekida ugovora, poz. kršenje ugovora, nedozvoljena rukovanja itd.) važe samo u slučaju namerne ili grube nemarnosti. VITA Modulbox nije obavezan sastavni deo proizvoda. Izdanje ovog informatora: 01.15

Sa objavljivanjem ovih informacija za upotrebu sva dosadašnja izdanja prestaju da važe. Najnoviju verziju ćete naći na www.vita-zahnfabrik.com.

VITA Zahnfabrik je usklađen sa smernicom za medicinske proizvode i sledeći proizvodi nose znak registrovane marke  0124 :
VITA MFT®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik