

VITA INTERNO® – Naturalità in profondità

Realizzazione semplice e naturale di caratteristiche individuali, mammelloni, calcificazioni



VITA Determinazione del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

Data 03.15

VITA shade, VITA made.

VITA

Descrizione del prodotto

VITA INTERNO sono masse ceramiche a granulometria fine, di elevata intensità cromatica e elevata fluorescenza per la caratterizzazione interna di restauri ceramici. Consentono una gamma di indicazioni praticamente infinita per odontotecnici esigenti: tutte le caratteristiche interne del dente si riproducono con grande naturalezza.

Sono indipendenti dal CET e miscelabili tra loro. Gli utilizzatori hanno a disposizione ampi spazi di configurazione con infinite variazioni cromatiche. Applicati allo stato puro o miscelati alle masse ceramiche, i colori VITA INTERNO si possono usare con **tutte** le ceramiche di rivestimento estetico VITA.

VITA INTERNO® – Naturalezza in profondità

Settori di impiego

Le anomalie presenti nel dente naturale sono il modello cromatico per i colori VITA INTERNO. Queste masse consentono di realizzare effetti cromatici naturali e di adattare i lavori ceramici in modo ottimale ai denti naturali.

Con VITA INTERNO si riproducono perfettamente gli effetti di colore nell'area incisale dei denti naturali.

Si possono usare allo stato puro o miscelate alle masse Base Dentine, Opaque Dentine, Dentine, Enamel o Translucent.

Le masse VITA INTERNO sono di uso universale per VITA VM 7, VM 9, VM 11, VM 13, VM 15, VITA VMK Master e VITA TITANKERAMIK.

Le masse VITA INTERNO si distinguono per ...

- **Granulometria fine:** le masse VITA INTERNO si inseriscono in modo ottimale nelle masse ceramiche
- **Intensità cromatica:** la loro intensità consente effetti cromatici, che agiscono attraverso le masse sovrastanti conferendo al rivestimento estetico croma in profondità
- **Elevata fluorescenza:** la fluorescenza genera luminosità dei colori e rafforza il trasporto della luce all'interno della ceramica
- **Miscelabilità:** le masse INTERNO possono essere attenuate miscelandole con altre masse INTERNO o ulteriormente individualizzate
- **Miscelabilità con tutte le ceramiche VITA:** miscelate con le masse ceramiche ne aumentano la fluorescenza e la luminosità naturale in differenti condizioni di luce



VITA VM 7



VITA VM 9



VITA VM 11



VITA VM 13



VITA VM 15



VITA VMK Master



VITA TITANKERAMIK

VITA INTERNO® – Assortimento



VITA INTERNO Set (BISETV2)

Q.tà	Contenuto	Materiale
14	3 g	VITA INTERNO Int01 - Int14
1	20 ml	VITA INTERNO FLUID
1		Spatola di vetro per supercolori
1		Pennello Nr. 3/0 a & e
1		VITA INTERNO piastra per miscelare in resina (Ø 144 mm, con incavi)
1		VITA INTERNO Campionario colori

“ *I colori VITA INTERNO per me sono la chiave per rivestimenti estetici della massima naturalezza.* ”

Esperto ceramista Renato Carretti,
Odontotecnico di Zurigo



Colori VITA INTERNO

L'assortimento VITA INTERNO comprende 14 colori. Sono la base per una gamma infinita di tonalità. In tal modo l'utilizzatore ha la massima libertà per riprodurre nei denti effetti di naturalezza convincente.

	Int 01 bianco		Int 08 blu
	Int 02 sabbia		Int 09 beige
	Int 03 giallo		Int 10 marrone
	Int 04 arancio		Int 11 grigio-marrone
	Int 05 terracotta		Int 12 grigio
	Int 06 marrone chiaro		Int 13 lilla
	Int 07 antracite		Int 14 cachi

Confezioni singole:**VITA INTERNO, 3 g**

Denominazione	Colore	Codice 3 g
Int01	bianco	BI013
Int02	sabbia	BI023
Int03	giallo	BI033
Int04	arancio	BI043
Int05	terracotta	BI053
Int06	marrone chiaro	BI063
Int07	antracite	BI073
Int08	blu	BI083
Int09	beige	BI093
Int10	marrone	BI103
Int11	grigio-marrone	BI113
Int12	grigio	BI123
Int13	lilla	BI133
Int14	cachi	BI143

VITA INTERNO Campionario colori:

Denominazione	Codice
VITA INTERNO Campionario colori	B444

VITA INTERNO Liquidi:

Denominazione	Codice
VITA INTERNO FLUID, 20 ml	BIF20

VITA