

VITABLOCS® TriLuxe forte

Blocos de cerâmica feldspática de estrutura fina com quatro camadas de intensidade de cor



VITA Determinação de Cor

VITA Comunicação de Cor

VITA Reprodução de Cor

VITA Controle de Cor

Versão 09.15

VITA shade, VITA made.

VITA

Descrição do produto

VITABLOCS TriLuxe forte é mais uma geração VITABLOCS e inclui quatro camadas de intensidade de cor. Os VITABLOCS TriLuxe forte baseiam-se nos VITABLOCS Mark II utilizados há mais de 25 anos e clinicamente comprovados milhões de vezes. A transição de cor do esmalte para a área cervical é

matizada de forma mais discreta; simultaneamente com uma maior saturação de cor na dentina inferior ou na área cervical. Em conjunto com o aumento da fluorescência cervical, isto garante um efeito de cor natural convincente, mesmo no caso de camadas finas.

VITABLOCS® TriLuxe forte

Indicação

Facetas, coroas parciais e totais na região anterior.

Cores

Disponível nas 3 cores VITA SYSTEM 3D-MASTER: 1M2C, 2M2C e 3M2C assim como nas 4 cores VITA classical A1–D4: A1C, A2C, A3C e A3,5C.

Vantagens

Estética excelente:

A transição de cor da área cervical para o bordo incisal é matizada de forma mais discreta com os VITABLOCS TriLuxe forte.

Economia:

Restauração económica e estética graças ao gradiente de cor integrado. Não é normalmente necessária uma caracterização ou personalização.

Artigo VITABLOCS® TriLuxe forte for CEREC®/inLab®

Cores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Cor	Designação	Tamanho	Conteúdo	N.º art.
1M2C	TF-12	10 x 12 x 15 mm	5 unidades	EC41M2CTF125
1M2C	TF-14	12 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC41M2CTF14
1M2C	TF-14/14	14 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC41M2CTF1414
2M2C	TF-12	10 x 12 x 15 mm	5 unidades	EC42M2CTF125
2M2C	TF-14	12 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC42M2CTF14
2M2C	TF-14/14	14 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC42M2CTF1414
3M2C	TF-12	10 x 12 x 15 mm	5 unidades	EC43M2CTF125
3M2C	TF-14	12 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC43M2CTF14
3M2C	TF-14/14	14 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC43M2CTF1414

Artigo VITABLOCS® TriLuxe forte for CEREC®/inLab®

Cores VITA classical A1–D4®

Cor	Designação	Tamanho	Conteúdo	N.º art.
A1C	TF-12	10 x 12 x 15 mm	5 unidades	EC4A1CTF125
A1C	TF-14	12 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC4A1CTF14
A1C	TF-14/14	14 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC4A1CTF1414
A2C	TF-12	10 x 12 x 15 mm	5 unidades	EC4A2CTF125
A2C	TF-14	12 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC4A2CTF14
A2C	TF-14/14	14 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC4A2CTF1414
A3C	TF-12	10 x 12 x 15 mm	5 unidades	EC4A3CTF125
A3C	TF-14	12 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC4A3CTF14
A3C	TF-14/14	14 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC4A3CTF1414
A3,5C	TF-12	10 x 12 x 15 mm	5 unidades	EC4A35CTF125
A3,5C	TF-14	12 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC4A35CTF14
A3,5C	TF-14/14	14 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC4A35CTF1414

Compatibilidade de sistemas

VITABLOCS TriLuxe forte - SOLUÇÕES DE SISTEMAS*

VITA oferece VITABLOCS com sistemas de administrador universais para os Sistemas CAD/CAM:

- CEREC/inLab (Sirona Dental GmbH)
- Ceramill Motion II (Amann Girrbach AG)
- KaVo ARCTICA/Everest (KaVo Dental GmbH)

VITABLOCS TriLuxe forte – SOLUÇÕES UNIVERSAIS*

A VITA disponibiliza os VITABLOCS com um sistema de suporte universal para o sistema CAD/CAM:

- CORiTEC Serie (imes-icore GmbH)

*) Nota: O âmbito da oferta de variantes de cores/geometria nos materiais VITA CAD/CAM pode variar de acordo com sistemas parceiros CAD/CAM individuais, assim como outros sistemas.