

Živcová keramika/monochromatická Materiál 1 kroku



- **milionkrát osvědčeno.**
- **lze rychle a snadno opracovávat**
- **velmi dobrá barevná integrace**

Doporučené indikace*

Pro menší, estetické rekonstrukce:

- Inlay
- Onlay
- částečná korunka

Příklad



Živcová keramika/multichromatická

materiál 1 kroků


- osvědčené VITABLOCS 2. generace
- velmi estetické díky průběhu barev
- ideální pro vysoce individuální estetiku zubů

Doporučené indikace*

Pro vysoce estetické rekonstrukce ve viditelné oblasti:

- korunka předního zubu
- fazeta

Příklad



Hybridní keramika/monochromatická materiál 1 kroku



- hybridní keramika, která absorbuje síly stisku čelistí
- ideální pro minimálně invazivní náhrady
- umožňuje vysoce přesné výsledky a ekonomickou výrobu CAD/CAM

Doporučené indikace*

Pro minimálně invazivní rekonstrukce a korunky řezáků:

- rekonstrukce při nedostatku míst
- oprava malých vad
- Non-Prep-Veneer / Tabletop
- řezák/korunka moláru
- korunka nesená implantátem

Příklad



Individualizace s VITA
VM 9



Individualizace s VITA
VM 9



Charakterizace pomocí
VITA ENAMIC Stains

Individualizace s VITA VM LC



VITA SUPRINIT
leštící nástroje

Individualizace s VITA
VM 11



VITA SUPRINITY leštící nástroje

Individualizace s VITA
VM 11

VITA shade, VITA made.

VITA



VITA CAD/CAM MATERIÁLY –
NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO NÁHRADY JEDNOTLIVÝCH ZUBŮ
PLAKÁT S PORTFÓLIEM

