



VITA CAD/CAM MATERIALIEN – Beste Lösungen für Einzelzahnversorgungen

VITABLOCS® Mark II

Feldspatkeramik/monochromatisch
1-Step-Material



Vorteile

- millionenfach bewährt
- schnell und einfach zu verarbeiten
- sehr gute farbliche Integration

Empfohlene Indikationen*

Für kleinere, ästhetische
Rekonstruktionen:

- Inlay
- Onlay
- Teilkrone

Beispiel



VITABLOCS® TriLuxe/ TriLuxe forte/ RealLife

Feldspatkeramik/multichromatisch
1-Step-Material



Vorteile


- bewährte VITABLOCS der 2. Generation
- sehr ästhetisch durch Zahnfarbverlauf
- ideal für hochindividuelle Zahnästhetik

Empfohlene Indikationen*

Für hochästhetische Rekonstruktionen
im sichtbaren Bereich:

- Frontzahnkrone
- Veneer

Beispiel



VITA ENAMIC®

Hybridkeramik/monochromatisch
1-Step-Material



Vorteile

- Hybridkeramik, die Kaukräfte absorbiert
- ideal für minimalinvasive Versorgung
- ermöglicht hochpräzise Ergebnisse und eine wirtschaftliche CAD/CAM-Fertigung

Empfohlene Indikationen*

Für minimalinvasive Rekonstruktionen sowie
Seitenzahnkronen:

- Rekonstruktionen bei limitiertem Platzangebot
- Versorgung kleiner Defekte
- Non-Prep-Veneer/Tabletop
- Seitenzahn-/Molarenkrone
- Implantatgetragene Krone

Beispiel



VITA SUPRINITY® PC

Glaskeramik vorkristallisiert/monochromatisch
2-Step-Material



Vorteile


- hohe Sicherheit durch enorme Festigkeit
- vielseitig durch breites Indikationsspektrum
- optimierte Kantenstabilität im Vergleich zu Lithiumdisilikat

Empfohlene Indikationen*

Vielfältige (ästhetische) Möglichkeiten und
damit breites Indikationsspektrum möglich:

- Seitenzahnkrone
- Frontzahnkrone
- Implantatgetragene Krone
- Veneer

Beispiel



VITA SUPRINITY® FC**

Glaskeramik final kristallisiert/monochromatisch
1-Step-Material



Vorteile

- einfach verarbeitbar
- schnelle Lösung
- gute Zahnästhetik

Empfohlene Indikationen*

Für kleinere, ästhetische
Rekonstruktionen:

- Inlay
- Onlay
- Teilkrone

Beispiel



Charakterisierung
mit VITA AKZENT Plus

Individualisierung
mit VITA VM 9



Charakterisierung
mit VITA AKZENT Plus

Individualisierung
mit VITA VM 9



VITA ENAMIC
Polierinstrumente

Charakterisierung
mit VITA ENAMIC Stains

Individualisierung
mit VITA VM LC



Charakterisierung
mit VITA AKZENT Plus

VITA SUPRINITY
Polierinstrumente

Individualisierung
mit VITA VM 11



Charakterisierung
mit VITA AKZENT Plus

VITA SUPRINITY
Polierinstrumente

Individualisierung
mit VITA VM 11

VITA shade, VITA made.

VITA

VITA CAD/CAM MATERIALIEN – Für beste Lösungen. Millionenfach bewährt.

*) Hinweis: Dies sind empfohlene Indikationen; selbstverständlich ist i.d.R. das gesamte Spektrum an Einzelzahnversorgungen möglich. Details entnehmen Sie bitte den jeweiligen Verarbeitungsanleitungen der Produkte. **) Dies ist eine vorläufige Produktinformation; VITA SUPRINITY® FC ist voraussichtlich im Laufe des Jahres 2017 verfügbar.



VITA CAD/CAM MATERIALIEN – Beste Lösungen für Einzelzahnversorgungen

Portfolio-Poster

VITABLOCS®
Markt II
Triluxe
Triluxe forte
Reallife

topästhetisch

minimal-
invasiv

VITA ENAMIC®

**VITA CAD/CAM
MATERIALIEN**

> Beste Lösungen
für Temporäre Versorgungun /
Hilfsmittel

> Beste Lösungen
für Gerüstkonstruktionen /
vollanatomische Brücken

> Beste Lösungen
für implantatgetragenen
Zahnersatz

vielseitig

VITA SUPRINITY® PC
VITA SUPRINITY® FC

VITA shade, VITA made.

VITA