



MATERIALI VITA CAD/CAM – Soluzioni ottimali per riabilitazioni di denti singoli

VITABLOCS® Mark II

Ceramica feldspatica/monocromatica
Materiale 1-step



Vantaggi

- clinicamente affermata in milioni di casi
- lavorazione semplice, rapida e sicura
- ottima integrazione cromatica

Indicazioni raccomandate*

Piccole ricostruzioni estetiche:

- Inlay
- Onlay
- Corone parziali

Esempio



VITABLOCS® TriLuxe/ TriLuxe forte/ RealLife

Ceramica feldspatica/multicromatica
Materiale 1-step



Vantaggi

- affermati VITABLOCS di 2. generazione
- altamente estetici grazie all'andamento cromatico naturale
- ideali per riabilitazioni altamente individualizzate

Indicazioni raccomandate*

Ricostruzioni altamente estetiche in zone visibili:

- Corone frontali
- Faccette

Esempio



VITA ENAMIC®

Ceramica ibrida/monocromatica
Materiale 1-step



Vantaggi

- ceramica ibrida, che assorbe le forze di masticazione
- ideale per riabilitazioni minimamente invasive
- consente risultati di alta precisione e un'economica realizzazione CAD/CAM

Indicazioni raccomandate*

Ricostruzioni minimamente invasive e corone posteriori:

- Ricostruzioni in carenza di spazio
- Riabilitazione di piccoli difetti
- Faccette Non-Prep / Tavolati occlusali
- Corone posteriori / Corone molari
- Corone supportate da impianti

Esempio



VITA SUPRINITY® PC

Vetroceramica precristallizzata/
monocromatica
Materiale 2-step



Vantaggi

- elevata sicurezza grazie all'altissima resistenza
- versatile per l'ampia gamma di indicazioni
- stabilità dei bordi ottimizzata rispetto al disilicato di litio

Indicazioni raccomandate*

Molteplici possibilità (estetiche) e quindi ampia gamma di indicazioni:

- Corone posteriori
- Corone frontali
- Corone su impianti
- Faccette

Esempio



VITA SUPRINITY® FC**

Vetroceramica completamente cristallizzata/
monocromatica
Materiale 1-step



Vantaggi

- lavorazione semplice
- soluzione veloce
- buona estetica

Indicazioni raccomandate*

Piccole ricostruzioni estetiche:

- Inlay
- Onlay
- Corone parziali

Esempio



VITA shade, VITA made.

VITA

MATERIALI VITA CAD/CAM – Per soluzioni ottimali. Clinicamente affermati in milioni di casi.

*) Avvertenza: queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti. **) Questa è un'informazione prodotto provvisoria; VITA SUPRINITY® FC sarà presumibilmente disponibile nel corso del 2017.



MATERIALI VITA CAD/CAM – Soluzioni ottimali per riabilitazione di denti singoli

Poster gamma prodotti

VITABLOCS®
Mark II
Triluxe
Triluxe forte
RealLife

altamente
estetico

minimamente
invasivo

VITA ENAMIC®

> Soluzioni ottimali
per riabilitazioni provvisorie/
mezzi ausiliari

MATERIALI
VITA CAD/CAM

> Soluzioni ottimali
per costruzioni strutturali/
ponti completamente anatomici

> Soluzioni ottimali
per costruzioni strutturali/
ponti completamente anatomici

> Soluzioni ottimali
per riabilitazioni dentali su impianti

versatile

VITA SUPRINITY® PC
VITA SUPRINITY® FC

VITA shade, VITA made.

VITA