

Vollkommen natürlich, hochfunktionell: Prothetik mit VITAPAN PLUS® und VITA LINGOFORM®

Das perfekte Team für Ästhetik im Frontzahnbereich und Funktion im Seitenzahnbereich



Stand: 09.15



VITA shade, VITA made.

VITA

Natürliches Aussehen, hoher Tragekomfort und Funktionalität: Diese Anforderungen stellen Patienten an ihre Prothese. Mit VITAPAN PLUS Frontzähnen und VITA LINGOFORM Seitenzähnen erreichen Sie hochästhetische Ergebnisse im Frontzahn- und Top-Funktionalität im Seitenzahnbereich –

speziell bei schleimhautgetragenen und **implantatgestützten Vollprothesen**. Überzeugen Sie sich selbst von den herausragenden Materialeigenschaften und Verarbeitungsvorteilen dieser beiden Zahnlinien, die mit perfekter Ästhetik und einzigartiger VITALität begeistern.



VITAPAN PLUS® – Frontzahnästhetik in Perfektion

Perfekt für die Implantatprothetik

- ▶ dank optimal verbreiteter Zahnhalsbereiche

Cleveres Mehrschichtkonzept

- ▶ Optimal abgestimmte Opaleszenz und Lumineszenz für ein naturidentisches, nuancenreiches Farbspiel
- ▶ Natürlich anmutende Transluzenz für die jugendliche Wirkung der Zähne

Dreidimensionale Lichtreflexion

- ▶ durch innovative und vollkommen natürlich wirkende Oberflächenmorphologie

Hohe Abrasionsresistenz und Materialfestigkeit

- ▶ dank hochvernetztem MRP-Kompositmaterial (**M**icrofiller **R**einforced **P**olyacrylic-Material)



VITA LINGOFORM® – der Seitenzahn für sichere Zentrik

- ▶ Kombinieren Sie VITAPAN PLUS Frontzähne mit VITA LINGOFORM Seitenzähnen für ein **schnelles und sicheres Aufstellen**.
- ▶ Speziell für die einfache und präzise Aufstellung in lingualisierter Okklusion

- ▶ VITA LINGOFORM Seitenzähne sorgen darüber hinaus bei sämtlichen Aufstellkonzepten für eine sichere Okklusion und Artikulation.

Ideale Kombination: VITAPAN PLUS® Frontzahn & VITA LINGOFORM® Seitenzahn

Indikation	VITAPAN PLUS® Frontzahn	VITA LINGOFORM® Seitenzahn
Vollprothesen	✓✓✓	✓✓✓
Implantatprothesen	✓✓✓	✓✓✓
Interimsprothesen	✓✓	✓✓✓
Modellgussprothesen	✓	✓✓✓
Teilprothesen	✓	✓✓✓
Geschiebearbeiten	✓	✓✓✓
Teleskop- u. Konusarbeiten	✓	✓✓✓

VITAPAN PLUS Frontzähne und VITA LINGOFORM Seitenzähne eignen sich exzellent für Voll- und implantatgestützte Prothesen.

- ✓✓✓ empfohlen
- ✓✓ gut geeignet
- ✓ geeignet



Urban Christen, Dipl.-Denturist/
Zahnprothetiker, Schweiz

Perfektes Teamplay im praktischen Einsatz

Seit Jahren setzt Prothetikspezialist Urban Christen VITAPAN PLUS Front- und VITA LINGOFORM Seitenzähne in seiner Praxis ein.

„Mit VITAPAN PLUS habe ich einen hochästhetischen Frontzahn, der auch meinen Patienten auf Anhieb gefällt.“

VITA LINGOFORM stellt für mich das funktionelle Nonplusultra im Seitenzahnbereich dar: Mit seinen anatomisch präabradierten Kauflächen habe ich im Nullkommanichts eine perfekte Kaufunktion, egal, welches Okklusionskonzept ich realisieren möchte.“

« Mein Fazit: VITAPAN PLUS und VITA LINGOFORM bieten mir die ideale Kombination aus Ästhetik im Frontzahnbereich und Funktion im Seitenzahnbereich. »

VITA