

# 100% naturelle, très fonctionnelle : la prothèse amovible avec VITAPAN PLUS® et VITA LINGOFORM®

L'équipe parfaite pour l'esthétique en secteur antérieur et la fonctionnalité en secteur postérieur



Édition : 09.15



VITA shade, VITA made.

**VITA**

Aspect naturel, grand confort en bouche et fonctionnalité : telles sont les exigences des patients pour leur prothèse. Avec les dents antérieures VITAPAN PLUS et les dents postérieures VITA LINGOFORM vous obtenez des résultats très esthétiques en secteur antérieur et une super fonctionnalité en secteur

postérieur, notamment avec des **prothèses complètes** à appui muqueux et **implanto-portées**. Testez vous-même les remarquables qualités du matériau et les excellentes propriétés de mise en œuvre des deux gammes de dent. Elles vous séduiront par leur esthétique parfaite et leur VITALité unique.



## VITAPAN PLUS® – La perfection esthétique en secteur antérieur

### Parfaite pour la prothèse implantaire

- ▶ grâce à des zones cervicales parfaitement évasées

### Concept multi couches intelligent

- ▶ Équilibre parfait entre l'opalescence et la luminescence pour un jeu de couleurs subtil et naturel
- ▶ Translucidité naturelle remarquable pour reproduire la jeunesse des dents

### Réflexion lumineuse en 3D

- ▶ grâce à une morphologie de surface innovante et totalement naturelle

### Grande résistance à l'abrasion et solidité du matériau

- ▶ grâce au matériau composite MRP très réticulé (matériau Microfiller Reinforced Polyacrylic)



## VITA LINGOFORM® – La dent postérieure pour une relation centrée sûre

- ▶ Combinez les dents antérieures VITAPAN PLUS avec les dents postérieures VITA LINGOFORM pour un **montage sûr et rapide**
- ▶ Recommandée pour un montage simple et précis en occlusion linguale

- ▶ Les dents postérieures VITA LINGOFORM sécurisent également l'occlusion et l'articulation avec tous les concepts de montage

## Combinaison idéale : dent antérieure VITAPAN PLUS® & dent postérieure VITA LINGOFORM®

Indications	VITAPAN PLUS® Dent antérieure	VITA LINGOFORM® Dent postérieure
<b>Prothèses complètes</b>	✓✓✓	✓✓✓
<b>Prothèses implanto-portées</b>	✓✓✓	✓✓✓
Prothèses transitoires	✓✓	✓✓✓
Prothèses à châssis métallique	✓	✓✓✓
Prothèses partielles	✓	✓✓✓
Travaux à attachements	✓	✓✓✓
Travaux télescopiques et coniques	✓	✓✓✓

Les dents antérieures VITAPAN PLUS et les dents postérieures VITA LINGOFORM sont idéales pour la prothèse amovible complète et implanto-portée.

- ✓✓✓ conseillé
- ✓✓ bien adaptée
- ✓ adaptée



Urban Christen, denturologue/prothésiste dentaire, Suisse

## Un parfait jeu d'équipe sur le terrain

Depuis des années le spécialiste de la prothèse adjointe Urban Christen utilise les dents antérieures VITAPAN PLUS et les dents postérieures VITA LINGOFORM.

« Avec VITAPAN PLUS je dispose d'une dent antérieure très esthétique qui séduit immédiatement mes patients.

En secteur postérieur VITA LINGOFORM représente pour moi le nec plus ultra sur le plan de la fonctionnalité. Avec ses surfaces occlusales anatomiquement préabrasées j'obtiens une fonction masticatoire irréprochable quel que soit le concept d'occlusion que je privilégie. »

« Conclusion : VITAPAN PLUS et VITA LINGOFORM m'apportent la combinaison idéale de l'esthétique en secteur antérieur et de la fonctionnalité en secteur postérieur. »

**VITA**