

VITA VMK Master®

Совершенная во всех случаях



Определение цвета VITA

Задание по цветовому исполнению VITA

Воспроизведение цвета VITA

Контроль воспроизведения цвета VITA

Дата выхода 01.2019



VITA – perfect match.

VITA

Совершенная - для Ваших лучших результатов



VITA VMK Master®

Совершенная во всех случаях

Точность, которую Вы полюбите. Гарантированно!

Важно знать, что с VITA VMK Master фирма VITA предлагает Вам прецизионную натуральную полевошпатную облицовочную керамику, которая гарантирует совершенный результат для всех классических сплавов, - будь то отлитые, фрезерованные или спеченные реставрации.

В результате VITA VMK Master гарантирует Вам абсолютную точность цветового исполнения, на которую Вы всегда можете положиться. VITA делает ставку исключительно на самые высокие стандарты производства - массы VITA производятся на том же предприятии, которое выпускает всемирно известные цветовые шкалы VITA classical A1–D4 и VITA SYSTEM 3D-MASTER.



Zirkonzahn Chrom-Cobalt дужк

Убедитесь сами: VITA VMK Master предлагает Вам точные, высоко эстетичные результаты на все случаи!

Очевидные преимущества

- Точность и надежность в работе, а также быстрое обучение
- Бескомпромиссный материал в плане надежности и эстетики
- Превосходные рабочие свойства материала, как например улучшенная моделируемость, простое применение и минимальная усадка (которая позволяет получать готовые коронки уже после первого обжига)
- Легко индивидуализируется с помощью VITA AKZENT Plus и VITA INTERNO
- Предлагается в цветах VITA SYSTEM 3D-MASTER и VITA classical A1–D4



Лучшие результаты - убедитесь сами



Лучшие результаты

Наши знания для Ваших высоко эстетичных результатов

VITA является пионером в стоматологической отрасли. Сумма наших достижений и опыт являются на сегодняшний день основой для материально-технических рекордов и успешных клинических показателей во всем мире.

VITA Zahnfabrik уже более полувека поставляет на рынок металлокерамическую систему - тогда она была единственной в Европе. На сегодняшний день мы совершенствуем имеющийся ассортимент. Результатом этого является надежность процесса, который не имеет себе равных.

Это позволяет расширить диапазон применений Вашей VITA VMK Master, чтобы она могла отвечать всем требованиям, предъявляемым к керамике - индивидуальность и высокоточное воспроизведение цвета.



Естественная флуоресценция

Очевидные преимущества

- Прекрасные результаты благодаря убедительной насыщенности цвета и естественной флуоресценции
- Широкие возможности применения от простой цели до сложных клинических случаев с индивидуальными характеристиками
- Высокая надежность процесса благодаря многолетнему опыту



Лучшие результаты



Снимок 1а*

Старые коронки не вписываются в зубной ряд ни с точки зрения цвета, ни уровня светопропускания, ни формы и ни поверхностной структуры и смотрятся неестественно.



Снимок 1б*

Новые коронки с игрой цвета как у естественной эмали смотрятся намного естественнее.



Снимок 2а*

Воссоздание сильно стертых зубов требует реконструкции всех характерных признаков при бруксизме.



Снимок 2б*

Коронка на зубе 11 ориентирована на естественный образец (зуб 21): острый режущий край, сколы, трещины, фасетки истирания, а также возрастные изменения цвета зубов.

Лучшие результаты



Снимок 3 а*
Коронка на зубе 22 по сравнению с зубами 21 и 12 выглядит как чужеродное тело.



Снимок 3 б*
Новая коронка зуба 22 с ее насыщенным основным цветом и особенностями эмали гармонично смотрится с соседними зубами.



Снимок 4 а*
Цвет, форма и поверхность реставрации на зубе 22 сразу бросаются в глаза своей искусственностью.



Снимок 4 б*
Иллюзия глубины и живая игра цвета придают новой коронке 22 "живой вид" как у естественного зуба 21.

Лучшие результаты



Снимок 5 а*
Соседние зубы диктуют соответствующую возрасту выраженную опаковость для реконструкции.



Снимок 5 б*
Благодаря превосходной имитации уровня опаковости и флуоресценции свойственных молодому возрасту коронка 12 гармонично вписывается в зубной ряд.



Снимок 6 а*
Несмотря на глубинный эффект и выраженную свойственную юному возрасту опалесценцию светлый основной цвет соседнего зуба 21 является проблемой в данном случае.



Снимок 6 б*
Новая коронка 22 убеждает естественной глубиной цвета, живой игрой цвета и соответствующей возрасту опалесценцией.

Лучшие результаты



Снимок 7 а*

Зуб 21 по ряду признаков, таких как цвет, поверхность и уровень блеска, не соответствует соседнему зубу 11.



Снимок 7 б*

Металлокерамическая коронка 21 не выглядит как протез, так как он отражает все особенности свойственные естественному соседнему зубу.



Снимок 8 а*

В качестве образца для разрушенного зуба 21 служит зуб 11 со всеми своими особенностями: светлый основной цвет, выраженный транслюцентный неповрежденный режущий край и перламутровые эффекты на эмали.



Снимок 8 б*

С точки зрения цвета и эффектов на эмали зуб 21 смотрится как копия соседнего зуба со всеми признаками - включая перламутровый эффект.

Точность - которую Вы ожидаете



Точная


Каждый слой еще лучше!

Наши разработчики ежедневно работают над материалами, которые позволяют Вам с минимальными затратами получить максимальные результаты. Например, нашим опакером Вы можете покрыть каркасный материал уже после первого обжига - и не важно, что Вы используете: порошок, пасту, или технику Spray-On.

Благодаря интуитивному применению, Вы можете сконцентрироваться на важных деталях. Именно поэтому основное внимание мы уделяем классической технике послойного построения. Поэтому с первого же момента ее использования Вы ощутите все преимущества точной, быстрой и уверенной обработки.

Очевидные преимущества

- Классический способ послойного построения для интуитивного применения
- Первоклассные свойства материала - благодаря, например, минимальной усадке, значительной экономии времени и долговечной устойчивости цвета
- Высокая экономичность и эстетически убедительные результаты



Классическая схема послойного построения

Точная

Для получения дополнительной влаги VITA MODELLING FLUID RS

Эксперты предпочитают VITA FLUID RS MODELLING (red solution) не только из-за превосходной стабильности и минимальной усадки при послойном нанесении.

Благодаря мягкой консистенции сохраняется необходимая влажность на объекте. Это подходит для способа облицовки "мокрый по мокрому" и способствует проникновению цветов друг в друга во время послойного построения. Такой способ работы положительно влияет на рассеянные световые эффекты, которые особенно заметны лишь после окончания работы.

Очевидные преимущества

- Превосходная стабильность
- Минимальная усадка
- Более длительное рабочее время



Точная

Для дополнительной надежности: VITA NP BOND

Факт: VITA VMK Master предоставляет Вам высокую степень надежности при обработке практически всех благородных сплавов и благодаря этому успешно применяется во всем мире. Однако если ввиду особенностей металла во время фазы охлаждения возникнут несоответствия КТР, бондер VITA NP BOND Paste позволит сохранить необходимую надежность сцепления керамики с металлом.

Подобно буферу инновационный бондер уравнивает вызванные КТР напряжения и обеспечивает надежную связку между каркасом и керамикой - будь то каркасы из спекаемых лазером сплавов, CAD/CAM-сплавов или литых благородных сплавов.

Очевидные преимущества

- Практически безупречная надежность - даже при использовании индивидуальных сплавов
- Простая обработка, надежная связка и готовая к применению паста
- Теплый золотистый тон для эстетического результата

Для Вас мы протестировали следующие виды сплавов:


<https://www.vita-zahnfabrik.com/npbond>



Готовая к использованию паста VITA NP BOND Paste



Теплый солнечный цвет грунта для металла




Гибкая - благодаря широкому спектру применений

Гибкая

VITA VMK MASTER® Ассортимент

VITA VMK предлагает широкий ассортимент практически для любых задач. Так как чем лучше система, тем шире возможности её применения.



* Набор STANDARD SET предлагается в следующих комплектациях:

- STANDARD SET POWDER VITA classical A1–D4
- STANDARD SET PASTE VITA classical A1–D4
- STANDARD SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER
- STANDARD SET PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER
- 10-COLOR SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER
- 10-COLOR SET PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER

Гибкая

VITA VMK Master® MARGIN



Запатентованный способ производства плечевых (MARGIN) масс VITA позволяет работать с керамикой также, как и в технике работы с пластмассой.



VITA VMK Master® LUMINARY



Флуоресцентные массы для воспроизведения естественной флуоресценции изнутри реставрации



Гибкая

VITA VMK Master® DENTINE MODIFIER



Для внутренней передачи цветовых эффектов



VITA VMK Master® CERVICAL



Для усиления глубинного воздействия цвета



VITA VMK Master® TRANSLUCENT



8 транслюцентных оттенков для воспроизведения различных типов прозрачности естественной эмали



Гибкая

VITA VMK Master® NECK




С помощью масс NECK можно дополнительно воссоздать цвет в цервикальном участке.



VITA VMK Master® PEARL / OPAL TRANSLUCENT



Жемчужный блеск / Для создания эффекта опалесценции на подростковых и транслюцентных зубах



Гибкая

VITA VMK Master® GINGIVA / GINGIVA OPAQUE



Для точного воспроизведения цвета мягких тканей



VITA VMK Master® WINDOW




Прозрачные массы WINDOW



Облицовочная керамика VITA VMK Master предлагается в цветах VITA SYSTEM 3D-MASTER и VITA classical A1–D4. Цветовое соответствие со всеми VITA материалами VITA SYSTEM 3D-MASTER и VITA classical A1–D4 гарантировано.

С помощью уникальной цветовой шкалы VITA SYSTEM 3D-MASTER все цвета естественных зубов систематизированно определяются и точно воспроизводятся.



Внимание: Наши продукты следует использовать согласно инструкциям. Мы не берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за ненадлежащего обращения или неквалифицированной применения. Кроме того, перед использованием продукта пользователь обязан проверить его пригодность для предусматриваемого применения. Наша ответственность исключается в случае использования продукта с материалами и оборудованием других производителей, не оговоренными в договоре или в недопустимом сочетании, приводящим к повреждениям. Модульбокс VITA не является неотъемлемой частью данной продукции. Дата выхода данной брошюры: 01.19

С изданием данной брошюры все предыдущие издания утрачивают силу. Любую актуальную версию Вы найдете на сайте www.vita-zahnfabrik.com

Фирма VITA является сертифицированным производителем и следующие виды ее продукции имеют маркировку CE 0124:

VITA VMK Master® · VITA AKZENT® Plus · VITA INTERNO®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik