

Estimados clientes, estimados usuarios:

Mediante este escrito queremos informarles sobre la nueva actualización de software para su aparato VITA Easyshade V, y rogarles que instalen la actualización en su aparato siguiendo las instrucciones detalladas a continuación.

Si tuvieran cualquier pregunta en relación con esta actualización, sírvanse dirigirse a su servicio de asistencia técnica regional encargado de los aparatos VITA. Además, pueden ponerse en contacto con el servicio técnico para aparatos de VITA a través de:

- Tel.: +49 (0)77 61 / 562 – 101, -105, -106 o bien -114
- Fax: +49 (0)77 61 / 562 – 102
- Correo electrónico: instruments-service@vita-zahnfabrik.com

1. Requisitos para la descarga y la instalación




- a) Acceso a Internet
- b) Ordenador Windows con capacidad Bluetooth o dongle Bluetooth incluido en el suministro del VITA Easyshade V

2. Procedimiento general

Duración prevista de la actualización: 8 min aprox.




1. Descargar de Internet la actualización de software.
2. Activar Bluetooth en el VITA Easyshade V.
3. Seleccionar la actualización de software; se ejecutará la detección de dispositivos.
4. Seleccionar el VITA Easyshade deseado haciendo clic.
5. Se abrirá la ventana de actualización.
6. Iniciar la actualización haciendo clic en "Start".
7. Durante la actualización no se deben realizar mediciones, etc. mediante el VITA Easyshade V.

1. Descargar de Internet la nueva actualización de software y guardarla en el ordenador.

Paso	Introducción por el usuario	Funciones
1	Acceder a www.vita-zahnfabrik.com en el navegador web.	
2	Seleccionar "Asistencia" + "VITA Update-Messenger".	
3	Seleccionar "Ir a boletines". A continuación, seleccionar "VITA Update Messenger 01/2016" y confirmar haciendo clic en "Ir al boletín".	





VITA Easyshade® V

Instrucciones para la realización de actualizaciones de software con el VITA Easyshade V

Paso	Introducción por el usuario	Funciones
4	Seleccionar “Descarga de instrucciones de instalación” o “Ir a la descarga”.	
5	Seleccionar “Guardar”.	
6	Guardar el archivo en un directorio de su elección y ejecutar VITA_EasyshadeV_Release_V505h_Pkg.exe mediante doble clic. El programa de actualización se copiará en un directorio de su elección.	
7	Activar Bluetooth en el VITA Easyshade V.	
8	Hacer doble clic en el archivo en la unidad de disco seleccionada.	

VITA Easyshade® V

Instrucciones para la realización de actualizaciones de software con el VITA Easyshade V

Paso	Introducción por el usuario	Funciones
9	Se ejecutará la detección de dispositivos.	 
10	Seleccionar el VITA Easyshade V deseado haciendo clic. En caso de que solo haya un VITA Easyshade V disponible, la selección tendrá lugar automáticamente.	
11	Se abrirá la ventana de actualización; iniciar mediante "Start". (duración prevista: 8 min, aprox.) Durante la actualización, la pantalla del VITA Easyshade V permanece oscura (y no puede accionarse).	

VITA Easyshade® V

Instrucciones para la realización de actualizaciones de software con el VITA Easyshade V

Paso	Introducción por el usuario	Funciones
12	Cerrar el programa una vez completada la actualización. Reiniciar el VITA Easyshade V.	