

VITA Easyshade® V – Anleitung zur Durchführung von Softwareupdates mit dem VITA Easyshade V

Sehr geehrte(r) Kunde/in, liebe Anwender/innen,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über das neue Softwareupdate für Ihr VITA Easyshade V informieren und Sie bitten, das Update gemäß der nachstehenden Anleitung auf Ihrem Gerät zu installieren.

Bei Fragen zu diesem Update wenden Sie sich bitte an Ihren regionalen Servicepartner für VITA Geräte. Zusätzlich erreichen Sie den VITA Geräteservice unter:

- Tel.: +49 (0)77 61 / 562 – 101, -105, -106 oder -114
- Fax: +49 (0)77 61 / 562 – 102
- Email: instruments-service@vita-zahnfabrik.com

1. Allgemeines Vorgehen

Voraussichtliche Dauer des Updates ca. 8min




1. Softwareupdate aus dem Internet herunterladen
2. Am VITA Easyshade V Bluetooth aktivieren
3. Softwareupdate auswählen, Gerätesuche läuft
4. Gewünschtes VITA Easyshade V durch Anklicken auswählen
5. Update-Fenster öffnet sich
6. Durch „Start“ Update beginnen
7. Während des Updates keine Messungen etc. mit dem VITA Easyshade V vornehmen.

2. Voraussetzungen für Download und Installation




- a) Internetzugang
- b) Bluetoothfähiger Computer bzw. Bluetooth-Dongle aus dem VITA Easyshade V Sortiment

VITA Easyshade® V – Anleitung zur Durchführung von Softwareupdates mit dem VITA Easyshade V





1. Neues Softwareupdate aus dem Internet laden und auf dem Computer speichern

Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
1	www.vita-zahnfabrik.com im Webbrowser aufrufen.	
2	Auswahl „Service“ + „VITA Update-Messenger“.	
3	Auswahl „Newsletter“. Anschließend „VITA Update Messenger 01/2016“ auswählen und bestätigen.	

VITA Easyshade® V – Anleitung zur Durchführung von Softwareupdates mit dem VITA Easyshade V

Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
4	Auswahl „Download Installationshinweise“ oder „Zum Download“.	
5	Auswahl „Speichern“.	
6	Laufwerk auswählen, dann „Speichern“.	
7	Bluetooth am VITA Easyshade V aktivieren.	
8	Doppelklick auf Datei im gewählten Laufwerk.	

VITA Easyshade® V – Anleitung zur Durchführung von Softwareupdates mit dem VITA Easyshade V

Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
9	Gerätesuche läuft.	 
10	Gewünschtes VITA Easyshade V durch Anklicken auswählen.	
11	Updatefenster öffnet sich, mit „Start“ beginnen. (Voraussichtliche Dauer ca. 8min) Während des Updates keine Messungen mit dem VITA Easyshade V ausführen.	

VITA Easyshade® V –
Anleitung zur Durchführung von Softwareupdates mit dem VITA Easyshade V

Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
12	Nach Ende des Updates Programm schließen. VITA Easyshade V neu starten.	